

ぴったり技術で明日をつくる



# 2024 HEALTHCARE PRODUCTS

## ヘルスケア製品 総合カタログ

販売店様向

救急絆創膏

アトファイン™  
傷あとケアテープ

テープ類

包帯類

ドレッシング材

ケアーズ™シリーズ

肩こり・腰痛薬

バトルウィン™  
テーピングテープ

バトルウィン™  
メディカル用品

フットケア

素材一覧表

# ニチバンヘルスケア製品 品名索引 (50音順)

検索名	ページ
<b>あ</b>	
あかぎれ保護バン <sup>TM</sup>	12
あかぎれ保護液体バン <sup>TM</sup>	12
アトファイン <sup>TM</sup> 傷あとケアテープ	13
アトファイン <sup>TM</sup> クリーム	13
アンダーラップテープ	25
<b>う</b>	
ウエストバッグ	31
<b>お</b>	
オーキューバンエコ <sup>TM</sup>	9・10・21
オーキューバンエコ <sup>TM</sup> キャラクター	9
<b>か</b>	
ガードクッション <sup>TM</sup>	30
ガッチリバン <sup>TM</sup>	11
カラーテーピングテープ非伸縮タイプ	24
<b>き</b>	
キープボア <sup>TM</sup>	15・21
キズあてパッド	19
キネシオロジーテープ強粘着	27
<b>く</b>	
靴ずれ専用絆創膏	35
靴ずれ専用絆創膏 クリアタイプ	35
くっつくバンデージ <sup>TM</sup>	28
<b>け</b>	
ケアーズ <sup>TM</sup>	20・21
ケアーズ <sup>TM</sup> オーキューバンエコ <sup>TM</sup>	21
ケアーズ <sup>TM</sup> キープボア <sup>TM</sup>	21
ケアーズ <sup>TM</sup> コットン綿棒	20
ケアーズ <sup>TM</sup> ネオバン <sup>TM</sup>	21
ケアーズ <sup>TM</sup> 粘着包帯	21
ケアーズ <sup>TM</sup> ホワイトガーゼ	20
ケアーズ <sup>TM</sup> ホワイトテープ	21
ケアリーヴ <sup>TM</sup>	1～9
ケアリーヴ <sup>TM</sup> キャラクター	9
ケアリーヴ <sup>TM</sup> 超大判	8
ケアリーヴ <sup>TM</sup> 超大判 防水タイプ	8
ケアリーヴ <sup>TM</sup> 治す力 <sup>TM</sup>	1
ケアリーヴ <sup>TM</sup> 治す力 <sup>TM</sup> 防水タイプ	2
ケアリーヴ <sup>TM</sup> 治す力 <sup>TM</sup> 防水タイプ 超大判	3
ケアリーヴ <sup>TM</sup> パワー&フィット	7
ケアリーヴ <sup>TM</sup> 防水タイプ	6
携帯酸素	30
<b>こ</b>	
コールドスプレー	30
コットン綿棒	20
<b>し</b>	
シアテープ	15
シルクテープ	14
<b>す</b>	
スキナゲート <sup>TM</sup>	14
スキナゲート <sup>TM</sup> スパット	14
スキナゲート <sup>TM</sup> メッシュ	14

検索名	ページ
<b>す</b>	
スピール膏 <sup>TM</sup>	33～35
スピール膏 <sup>TM</sup> CX	34・35
スピール膏 <sup>TM</sup> CX <small>うめたごピンポイント療法タイプ</small>	34
スピール膏 <sup>TM</sup> フリーサイズ	33
スピール膏 <sup>TM</sup> EX50	33
スピール膏 <sup>TM</sup> ワンタッチEX	33
スピール <sup>TM</sup> 抗菌パッド	34
スピールジェル <sup>TM</sup>	33
スピール <sup>TM</sup> テープ	34
スポーツバンデージ	29
<b>せ</b>	
セラボア <sup>TM</sup> テープFX	28
セラボア <sup>TM</sup> テープFXブラック	28
セラボア <sup>TM</sup> テープ撥水	27
<b>そ</b>	
ソフボア <sup>TM</sup>	15
<b>た</b>	
Wグリップ <sup>TM</sup>	29
<b>つ</b>	
つきつき <sup>TM</sup> ホータイ	18
<b>て</b>	
テーピング・シザース	30
テーピングテープ非伸縮タイプ	23
テーピングテープ伸縮タイプ	25
テーピングバッグ	31
テープバン	14
<b>に</b>	
ニチバン シアテープ	15
ニチバン シルクテープ	14
ニチバン テープバン	14
ニチバン ネット包帯	18
ニチバン 肌に貼れる両面テープ	16
ニチバン ホワイトテープ	15
ニチバン ホワイトテープベージュ	15
<b>ね</b>	
ネオバン <sup>TM</sup>	15・21
ネット包帯	18
粘着スプレー	30
粘着包帯	21
粘着包帯 よくのび <sup>TM</sup>	18
<b>は</b>	
バトルウイン <sup>TM</sup>	23～32
BW アンダーラップテープ	25
BW ウエストバッグ	31
BW ガードクッション <sup>TM</sup>	30
BW カラーテーピングテープ非伸縮タイプ	24
BW キネシオロジーテープ強粘着	27
BW くっつくバンデージ <sup>TM</sup>	28
BW 携帯酸素	30
BW コールドスプレー	30
BW スポーツバンデージ	29

検索名	ページ
<b>は</b>	
BW セラボア <sup>TM</sup> テープFX	28
BW セラボア <sup>TM</sup> テープFXブラック	28
BW セラボア <sup>TM</sup> テープ撥水	27
BW Wグリップ <sup>TM</sup>	29
BW テーピング・シザース	30
BW テーピングテープ非伸縮タイプ	23
BW テーピングテープ伸縮タイプ	25
BW テーピングテープEL	25
BW テーピングバッグ	31
BW 粘着スプレー	30
BW メディカルバッグ	31
BW 指プロテクター	26
BW 指プロテクター親指用	26
BW リムーバースプレー	30
<b>ほ</b>	
防水パッド	19
防水フィルムロールタイプ	19
ホワイトガーゼ	20
ホワイトテープ	15・21
ホワイトテープベージュ	15
<b>め</b>	
滅菌パッド	20
メッシュバン <sup>TM</sup>	17
メッシュボア <sup>TM</sup> テープ	17
メディカルバッグ	31
<b>や</b>	
やさしいキズあてパッド	19
やさしいシリーズ	19～20
やさしい防水パッド	19
やさしい滅菌パッド	20
<b>ゆ</b>	
指プロテクター	26
指プロテクター親指用	26
<b>り</b>	
リムーバースプレー	30
<b>ろ</b>	
ロイヒ <sup>TM</sup> クリーム フェルビ	22
ロイヒ膏 <sup>TM</sup> ロキソプロフェン	22
ロイヒ膏 <sup>TM</sup> ロキソプロフェン 大判	22
ロイヒつぼ膏 <sup>TM</sup>	22
ロイヒつぼ膏 <sup>TM</sup> 大判	22
ロイヒつぼ膏 <sup>TM</sup> クール	22
ロイヒつぼ膏 <sup>TM</sup> クール 大判	22

BW=バトルウイン<sup>TM</sup>

TM : trademark


このカタログの内容は2024年1月現在のものです

## パッケージサイズについて


個装、中箱、梱それぞれの形状に応じて  
以下を基本に採寸しております。

W=幅、L=奥行、H=高さ、φ=直径


### 個装




●箱入り



●フック式プリスターパック




●フック式袋入り




●缶入り、ポリ容器入り

### 中箱



### 梱



## 救急絆創膏・あかぎれ保護バン<sup>TM</sup> ----- 1~12

ケアリーヴ<sup>TM</sup> 治す力<sup>TM</sup> / ケアリーヴ<sup>TM</sup> 治す力<sup>TM</sup> 防水タイプ /  
ケアリーヴ<sup>TM</sup> 治す力<sup>TM</sup> 防水タイプ 超大判 / ケアリーヴ<sup>TM</sup> / ケアリーヴ<sup>TM</sup> 防水タイプ /  
ケアリーヴ<sup>TM</sup> パワー&フィット / ケアリーヴ<sup>TM</sup> 超大判 / ケアリーヴ<sup>TM</sup> 超大判防水タイプ /  
ケアリーヴ<sup>TM</sup> キャラクター / オーキューバンエコ<sup>TM</sup> キャラクター /  
オーキューバンエコ<sup>TM</sup> / ガッチリバン<sup>TM</sup> / あかぎれ保護バン<sup>TM</sup> / あかぎれ保護液体バン<sup>TM</sup>

## アトファイン<sup>TM</sup> 傷あとケア用品 ----- 13

アトファイン<sup>TM</sup> 傷あとケアテープ / アトファイン<sup>TM</sup> クリーム

## テープ類 ----- 14~16

医療補助用テープ

## 包帯類 ----- 17~18

粘着包帯 / 粘着シート / 自着性伸縮包帯 / ネット包帯

## ドレッシング材 ----- 19~20

防水フィルム ロールタイプ  
やさしいシリーズ (防水パッド / キズあてパッド / 滅菌パッド)

## ケアーズ<sup>TM</sup> シリーズ ----- 20~21

ガーゼ / 綿棒 / テープ類 / 粘着包帯 / 救急絆創膏

## 肩こり・腰痛薬 (鎮痛消炎剤) ----- 22

ロイヒ膏<sup>TM</sup> ロキソプロフェン / ロイヒつぼ膏<sup>TM</sup> / ロイヒつぼ膏<sup>TM</sup> クール /  
ロイヒ<sup>TM</sup> クリームフェルビ

## バトルウィン<sup>TM</sup> テーピングテープ ----- 23~29

非伸縮タイプ / カラーテーピングテープ / 指プロテクター /  
伸縮タイプ / 伸縮手切れタイプ / アンダーラップテープ /  
キネシオロジーテープ強粘着 / セラポア<sup>TM</sup> テープ / Wグリップ<sup>TM</sup> / バンデーシ類

## バトルウィン<sup>TM</sup> メディカル用品 ----- 30~31

スプレー類 / フットケア / シザーズ / バッグ

テーピング巻き方 総合情報サイト ----- 31

テーピングのテクニク ----- 32

## フットケア ----- 33~35







うおの目・たこいぼ治療薬 スピール膏<sup>TM</sup> / スピールジェル<sup>TM</sup> /  
固定用テープ / 保護用パッド / 靴ずれ専用絆創膏

## 素材一覧表 ----- 36



# 管理医療機器 家庭用創傷パッド

今よりも、いい絆創膏を。  
**ケアリーヴ™**

品名	パッケージ	品番		希望小売価格(税別)	個装(W×L×H) <small>高さ+フック</small>		質量	POSレジ登録用製品名		用途 特長	
		規格			中箱(W×L×H)			質量	JANコード		
		1箱	1梱		略称	梱 (W×L×H)		質量	中箱 G-TINコード・(ITFコード)		
ケアリーヴ™ 治す力™		<b>CN14S</b>		750円	70×25×(105+20)mm		25g	ケアリーヴ™ CN114S		ハイドロコロイドパッドがキズを治すのに最適な環境を保ちます。 切りキズ、すりキズ、さしキズ、かきキズ、あかぎれ、さかむけ、靴ずれ等の創傷及び軽度の熱傷(やけど)の「治癒の促進」、「痛み軽減」、「湿潤環境の維持」、「保護」に最適です。  ■Sサイズ 20mm×55mm (パッド部8mm×17mm) ■Mサイズ 25mm×70mm (パッド部13mm×22mm) ■Lサイズ 30mm×72mm (パッド部16mm×29mm) ■LLサイズ 50mm×70mm (パッド部25mm×35mm) ■ビッグサイズ 60mm×80mm (パッド部35mm×45mm) ■ジャンボサイズ 80mm×100mm (パッド部45mm×60mm) ■T型サイズ(指先用) 58mm×55mm (パッド部14mm×29mm)	
		Sサイズ 14枚			275×73×109mm			300g	4 987167 065737		
		10コ	200コ		CN14S	566×308×287mm		6.6kg	24987167065731 14987167065734		
		<b>CN12M</b>		750円	70×25×(105+20)mm		25g	ケアリーヴ™ CN112M			
		Mサイズ 12枚			275×73×109mm			308g	4 987167 065744		
		10コ	200コ		CN12M	566×308×287mm		6.7kg	24987167065748 14987167065741		
	<b>CN9L</b>		750円	70×25×(105+20)mm		24g	ケアリーヴ™ CN9L				
	Lサイズ 9枚			275×73×109mm			296g	4 987167 065751			
	10コ	200コ		CN9L	566×308×287mm		6.5kg	24987167065755 14987167065758			
	<b>CN7LL</b>		750円	75×25×(105+20)mm		26g	ケアリーヴ™ CN7LL				
	LLサイズ 7枚			275×78×109mm			319g	4 987167 065768			
	10コ	200コ		CN7LL	566×328×287mm		7kg	24987167065762 14987167065765			
	<b>CN5B</b>		750円	83×25×(112+20)mm		28g	ケアリーヴ™ CN5B				
	ビッグサイズ 5枚			275×86×116mm			339g	4 987167 065775			
	10コ	200コ		CN5B	601×360×287mm		7.5kg	24987167065779 14987167065772			
	<b>CN4J</b>		750円	103×25×(132+20)mm		37g	ケアリーヴ™ CN4J				
	ジャンボサイズ 4枚			275×106×136mm			448g	4 987167 072360			
	10コ	100コ		CN4J	551×288×290mm		4.9kg	24987167072364 14987167072367			
	<b>CN8T</b>		750円	75×25×(105+20)mm		25g	ケアリーヴ™ CN8T				
	T型サイズ 8枚 (指先用)			275×78×109mm			301g	4 987167 072377			
	10コ	200コ		CN8T	566×328×290mm		6.6kg	24987167072371 14987167072374			

滅菌済  
 管理医療機器 家庭用創傷パッド



# 管理医療機器 家庭用創傷パッド



品名	パッケージ	品番		希望小売価格(税別)	個装(W×L×H) <small>高さ+フック</small>		質量	POSレジ登録用製品名		用途 特長		
		規格			略称	中箱(W×L×H)		質量	JANコード			
		1箱	1梱						梱 (W×L×H)		質量	中箱 G-TINコード・(ITFコード)
ケアリーヴ <sup>TM</sup> 治す力 <sup>TM</sup> 防水タイプ		<b>CNB12M</b>		750円	70×25×(105+20)mm		25g	ケアリーヴ <sup>TM</sup> CNB12M		ハイドロコロイドパッドがキズを治すのに最適な環境を保ちます。  切りキズ、すりキズ、さしキズ、かきキズ、あかぎれ、さかむけ、靴ずれ等の創傷及び軽度の熱傷(やけど)の「治癒の促進」、「痛みの軽減」、「湿潤環境の維持」、「保護」に最適です。  ■ Mサイズ 25mm×70mm (パッド部13mm×22mm)  ■ Lサイズ 30mm×72mm (パッド部16mm×29mm)  ■ LLサイズ 50mm×70mm (パッド部25mm×35mm)  ■ ビッグサイズ 60mm×80mm (パッド部35mm×45mm)  ■ ジャンボサイズ 80mm×100mm (パッド部45mm×60mm)  ■ スポット用 22mm×27mm (パッド部10mm×15mm)  ■ 扇型サイズ 37mm×56mm (パッド部18mm×22mm)		
		Mサイズ 12枚			CNB12M	275×73×109mm		308g	4 987167 075026			
		10コ	200コ			566×308×287mm			6.7kg		24987167075020 14987167075023	
		<b>CNB9L</b>		750円	70×25×(105+20)mm		24g	ケアリーヴ <sup>TM</sup> CNB9L				
		Lサイズ 9枚			CNB9L	275×73×109mm		296g	4 987167 075033			
		10コ	200コ			566×308×287mm			6.5kg		24987167075037 14987167075030	
		<b>CNB7LL</b>		750円	75×25×(105+20)mm		26g	ケアリーヴ <sup>TM</sup> CNB7LL				
		LLサイズ 7枚			CNB7LL	275×78×109mm		319g	4 987167 075040			
		10コ	200コ			566×328×287mm			7kg		24987167075044 14987167075047	
		<b>CNB5B</b>		750円	83×25×(112+20)mm		28g	ケアリーヴ <sup>TM</sup> CNB5B				
		ビッグサイズ 5枚			CNB5B	275×86×116mm		339g	4 987167 075057			
		10コ	200コ			601×360×287mm			7.5kg		24987167075051 14987167075054	
	<b>CNB4J</b>		750円	103×25×(132+20)mm		37g	ケアリーヴ <sup>TM</sup> CNB4J					
	ジャンボサイズ 4枚			CNB4J	275×106×136mm		437g	4 987167 091590				
	10コ	100コ			551×288×290mm			4.9kg	24987167091594 14987167091597			
	<b>CNB16SP</b>		750円	70×25×(105+20)mm		23g	ケアリーヴ <sup>TM</sup> CNB16SP					
	スポット用 16枚			CNB16SP	275×73×109mm		277g	4 987167 092665				
	10コ	200コ			566×308×287mm			6.1kg	24987167092669 14987167092662			
	<b>CNB8H</b>		750円	70×25×(105+20)mm		23g	ケアリーヴ <sup>TM</sup> CNB8H					
	扇型サイズ 8枚 (かかと用)			CNB8H	275×73×109mm		280g	4 987167 090005				
	10コ	200コ			566×308×287mm			6.2kg	24987167090009 14987167090002			


滅菌済  
管理医療機器 家庭用創傷パッド

# 治癒を促進する絆創膏

## ケアリーヴ™ 治す力™

防水  
透明タイプ









# 超大判



品名	パッケージ	品番		希望小売価格(税別)	個装(W×L×H) 高さ+フック		質量	POSレジ登録用製品名		用途 特長
		規格			中箱(W×L×H)			JANコード		
		1箱	1梱		梱 (W×L×H)			中箱 G-TINコード・(ITFコード)		
防水タイプ ケアリーヴ™ 超大判 治す力™		<b>CNBCHO4M</b>		950円	125×7×193mm		24g	C L C N B C H O 4 M		ハイドロコロイドパッドがキズを治すのに最適な環境を保ちます。切りキズ、すりキズ、さしキズ、かきキズ等の創傷及び軽度の熱傷(やけど)の「治癒の促進」、「痛み軽減」、「湿潤環境の維持」、「保護」に最適です。
		Mサイズ 4枚			127×90×197mm		282g	4 987167 099480		
		10コ	100コ		CNBCHO4M	265×465×212mm		3.2kg	24987167099484 14987167099487	
		<b>CNBCHO3L</b>		950円	135×5×208mm		23g	C L C N B C H O 3 L		
		Lサイズ 3枚			137×70×212mm		281g	4 987167 099497		
		10コ	100コ		CNBCHO3L	285×365×227mm		3.2kg	24987167099491 14987167099494	









# 救急絆創膏

今よりも、いい絆創膏を。  
**ケアリーヴ**<sup>TM</sup>

品名	パッケージ	品番		希望小売価格(税別)	個装(W×L×H) <small>高さ+フック</small>		質量	POSレジ登録用製品名		用途 特長
		規格			中箱(W×L×H)			JANコード		
		1箱	1梱		略称	梱 (W×L×H)		質量	中箱 G-TINコード・(ITFコード)	
ケアリーヴ <sup>TM</sup>		<b>CL30S</b>		400円	63×20×(98+20)mm		20g	ケアリーヴ <sup>TM</sup> 30 S		高密度ウレタン不織布を使用した救急絆創膏のスタンダード <ul style="list-style-type: none"> <li>●ムレにくく、皮ふが白くふやけにくい。</li> <li>●違和感(ゴワゴワ)がほとんどない快適な貼りごころ。</li> <li>●タテヨコの伸びが優れており皮ふの動きにしなやかに追従し、屈曲部にもしっかりフィット。</li> <li>●キズぐちにつきにくいネット付き特殊パッド採用。</li> <li>●肌にやさしいアクリル系粘着剤。</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>■Sサイズ 12mm×55mm (パッド部7.5mm×17mm)</li> <li>■Mサイズ 21mm×70mm (パッド部13mm×22mm)</li> <li>■Lサイズ 30mm×72mm (パッド部22mm×29mm)</li> </ul>
		Sサイズ 30枚			220×66×102mm		240g	4 987167 031244		
		10コ	200コ	CL30SN	531×280×232mm	5.4kg	24987167031248 14987167031241			
		<b>CL10M</b>		220円	63×16×(98+20)mm		17g	ケアリーヴ <sup>TM</sup> 10 M		
		Mサイズ 10枚			180×66×102mm		205g	4 987167 035440		
		10コ	200コ	CL10MN	531×280×192mm	4.6kg	24987167035444 14987167035447			
		<b>CL20M</b>		380円	63×20×(98+20)mm		22g	ケアリーヴ <sup>TM</sup> 20 M		
		Mサイズ 20枚			220×66×102mm		262g	4 987167 035457		
		10コ	200コ	CL20MN	531×280×232mm	5.9kg	24987167035451 14987167035454			
		<b>CL30M</b>		500円	63×25×(98+20)mm		30g	ケアリーヴ <sup>TM</sup> 30 M		
		Mサイズ 30枚			270×66×102mm		344g	4 987167 031220		
		10コ	200コ	CL30MN	531×280×282mm	7.5kg	24987167031224 14987167031227			
	<b>CL50M</b>		820円	63×35×(98+20)mm		45g	ケアリーヴ <sup>TM</sup> 50 M			
	Mサイズ 50枚			370×66×102mm		507g	4 987167 031237			
	10コ	200コ	CL50MN	531×280×385mm	10.9kg	24987167031231 14987167031234				
	<b>CL100M</b>		1,580円	63×60×98(フックなし)		84g	ケアリーヴ <sup>TM</sup> 100 M			
	Mサイズ 100枚			308×130×101mm		927g	4 987167 035464			
	10コ	100コ	CL100MN	526×319×272mm	9.8kg	24987167035468 14987167035461				
	<b>CL16L</b>		400円	63×25×(98+20)mm		25g	ケアリーヴ <sup>TM</sup> 16 L			
	Lサイズ 16枚			270×66×102mm		286g	4 987167 031251			
	10コ	200コ	CL16LN	531×280×282mm	6.3kg	24987167031255 14987167031258				
	<b>CL40L</b>		860円	63×50×98(フックなし)		53g	ケアリーヴ <sup>TM</sup> 40 L			
	Lサイズ 40枚			258×131×102mm		618g	4 987167 065324			
	10コ	200コ	CL40L	672×424×272mm	13kg	24987167065328 14987167065321				

滅菌済  
 一般医療機器 救急絆創膏




品名	パッケージ	品番		希望小売価格(税別)	個装(W×L×H) <small>高さ+フック</small>		質量	POSレジ登録用製品名		用途 特長
		規格			中箱(W×L×H)			JANコード		
		1箱	1梱		略称			中箱 G-TINコード・(ITFコード)		
ケアリーヴ <sup>TM</sup>		<b>CL20-3</b>		400円	63×25×(98+20)mm		24g	ケアリーヴ <sup>TM</sup> 20-3		
		Sサイズ 4枚 Mサイズ 10枚 Lサイズ 6枚			270×66×102mm		282g	4 987167 055868		
		10コ	200コ	CL203	531×280×282mm		6.3kg	24987167055862 14987167055865		
		<b>CL36-3</b>			620円	63×30×(98+20)mm		34g	ケアリーヴ <sup>TM</sup> 36-3	
		Sサイズ 10枚 Mサイズ 20枚 Lサイズ 6枚		320×66×102mm		390g	4 987167 031268			
		10コ	200コ	CL363N	531×280×332mm		8.5kg	24987167031262 14987167031265		
		<b>CL9LL</b>			400円	75×20×(98+20)mm		26g	ケアリーヴ <sup>TM</sup> 9LL	
		LLサイズ 9枚 (関節部用)		225×78×102mm		295g	4 987167 050436			
10コ		200コ	CL9LL	531×328×237mm		6.5kg	24987167050430 14987167050433			
	<b>CL7B</b>			400円	83×20×(112+20)mm		28g	ケアリーヴ <sup>TM</sup> 7B		
	ビッグサイズ 7枚 (関節部用)		228×86×116mm		323g	4 987167 037291				
	10コ	200コ	CL7B	591×353×237mm		7.2kg	24987167037295 14987167037298			
	<b>CL5J</b>			400円	103×20×(132+20)mm		34g	ケアリーヴ <sup>TM</sup> 5J		
	ジャンボサイズ 5枚 (関節部用)		228×106×136mm		389g	4 987167 037307				
	10コ	200コ	CL5J	691×433×237mm		8.6kg	24987167037301 14987167037304			
	<b>CL10T</b>			400円	75×20×(98+20)mm		23g	ケアリーヴ <sup>TM</sup> 10T		
	T型サイズ 10枚 (指先用)		225×78×102mm		273g	4 987167 031282				
	10コ	200コ	CL10TN	531×328×236mm		6.1kg	24987167031286 14987167031289			
	<b>CL16C</b>			400円	63×20×(98+20)mm		14g	ケアリーヴ <sup>TM</sup> 16C		
	円型サイズ 16枚		220×66×102mm		179g	4 987167 050443				
	10コ	200コ	CL16C	531×280×232mm		4.2kg	24987167050447 14987167050440			
	<b>CL12H</b>			400円	63×25×(98+20)mm		21g	ケアリーヴ <sup>TM</sup> 12H		
	扇型サイズ 12枚 (かかと用)		270×66×102mm		243g	4 987167 037314				
	10コ	200コ	CL12H	531×280×282mm		5.3kg	24987167037318 14987167037311			

■ LLサイズ  
50mm×70mm  
(パッド部25mm×35mm)

■ ビッグサイズ  
60mm×80mm  
(パッド部35mm×45mm)  
ひじに最適

■ ジャンボサイズ  
80mm×100mm  
(パッド部45mm×60mm)  
ひざに最適

■ T型サイズ(指先用)  
58mm×55mm  
(パッド部16mm×30mm)  
指先に最適な形状



■ 円型サイズ  
直径22mm  
(パッド部10mm×10mm)















■ 扇型サイズ  
37mm×56mm  
(パッド部18mm×24mm)  
かかとやくるぶし、  
足指のつけ根に



滅菌済

一般医療機器 救急絆創膏

# 救急絆創膏

品名	パッケージ	品番		希望小売価格(税別)	個装(W×L×H) <small>高さ+フック</small>		質量	POSレジ登録用製品名		用途 特長	
		規格			略称	中箱(W×L×H)		質量	JANコード		
		1箱	1梱			梱 (W×L×H)		質量	中箱 G-TINコード・(ITFコード)		梱 G-TINコード・(ITFコード)
ケアリーヴ™		<b>CL2F</b>		500円	83×47×(125+20)mm		32g	ケアリーヴ™ CL2F		<ul style="list-style-type: none"> <li>■フリーサイズ 78mm×250mm (パッド部30mm×250mm) 自由にカットして使えるから便利。</li> <li>減菌済 一般医療機器 救急絆創膏</li> </ul>	
		フリーサイズ 2枚			242×170×147mm		430g	 4 987167 052621			
		10コ	100コ	CL2F	755×354×256mm		5.1kg	24987167075020 14987167075023			
ケアリーヴ™ 防水タイプ		<b>CLB24S</b>		400円	63×25×(98+20)mm		20g	ケアリーヴ™ S24マイ		<ul style="list-style-type: none"> <li>●やさしい肌触りの高密度ウレタン不織布と防水透湿フィルム・透湿性粘着剤の組み合わせにより、皮ふが白くふやけにくく、キズをしっかりと保護する。</li> <li>●水に強くてはがれにくく、肌にやさしい低刺激性粘着剤を使用。</li> <li>■Sサイズ 18.5mm×55mm (パッド部7.5mm×17mm)</li> <li>■Mサイズ 25mm×70mm (パッド部12mm×22mm)</li> <li>■Lサイズ 30mm×72mm (パッド部16mm×29mm)</li> <li>■指先用 56mm×60mm (パッド部13mm×35mm) 指先をしっかりと包む形状</li> <li>減菌済 一般医療機器 救急絆創膏</li> </ul>	
		Sサイズ 24枚			270×66×102mm		236g	 4 987167 055851			
		10コ	200コ	CLB24S	531×280×282mm		5.3kg	(0204987167055859) (0404987167055857)			
		<b>CLB20M</b>		400円	63×25×(98+20)mm		28g	ケアリーヴ™ M20マイ			
		Mサイズ 20枚			270×66×102mm		320g	 4 987167 044763			
		10コ	200コ	CLB20M	531×280×282mm		6.9kg	24987167044767 14987167044760			
		<b>CLB40M</b>		720円	63×45×(98+20)mm		52g	ケアリーヴ™ M40マイ			
		Mサイズ 40枚			235×130×102mm		590g	 4 987167 044770			
		10コ	100コ	CLB40M	528×268×252mm		6.5kg	(0204987167044778) (0404987167044776)			
		<b>CLB14L</b>		400円	63×25×(98+20)mm		24g	ケアリーヴ™ L14マイ			
		Lサイズ 14枚			270×66×102mm		283g	 4 987167 050467			
		10コ	200コ	CLB14L	531×280×282mm		6.3kg	24987167035550 (0404987167050463)			
		<b>CLB8A</b>		400円	75×18×(98+20)mm		21g	ケアリーヴ™ A8マイ			
		指先用 8枚			200×78×102mm		252g	 4 987167 048037			
		10コ	200コ	CLB8A	531×328×212mm		5.6kg	24987167035567 (0404987167048033)			

# 救急絆創膏

今よりも、いい絆創膏を。  
**ケアリーヴ™**

品名	パッケージ	品番		希望小売価格(税別)	個装(W×L×H) <small>高さ+フック</small>		質量	POSレジ登録用製品名		用途 特長	
		規格			中箱(W×L×H)			JANコード			
		1箱	1梱	略称	梱 (W×L×H)		質量	中箱 G-TINコード・(ITFコード) 梱 G-TINコード・(ITFコード)			
ケアリーヴ™ パワー&フィット		<b>CLP16M</b>		440円	63×20×(98+20)mm		23g	ケアリーヴ™ CLP16M		<ul style="list-style-type: none"> <li>●丈夫なストレッチ布テープで、丈夫さとフィット感の両立を実現。</li> <li>●ケアリーヴ™の特長である、フィット感・白くふやけにくい通気性へのこだわりを継承。</li> <li>●低刺激で水仕事でもはがれにくい粘着剤を採用。</li> </ul>	
		Mサイズ 16枚			220×66×102mm		271g	4 987167 060725			
		10コ	200コ	CLP16M	531×280×232mm		6.1kg	24987167060729			
								14987167060722			
			<b>CLP26M</b>		660円	63×25×(98+20)mm		31g	ケアリーヴ™ CLP26M		
			Mサイズ 26枚			270×66×102mm		351g	4 987167 065294		
	10コ		200コ	CLP26M	531×280×282mm		7.6kg	24987167065298			
					14987167065291						
			<b>CLP12L</b>		440円	63×25×(98+20)mm		25g	ケアリーヴ™ CLP12L		
			Lサイズ 12枚			270×66×102mm		296g	4 987167 060732		
		10コ	200コ	CLP12L	531×280×282mm		6.5kg	24987167060736			
								14987167060739			
			<b>CLP142</b>		440円	63×25×(98+20)mm		24g	ケアリーヴ™ CLP142		
			Mサイズ 8枚 Lサイズ 6枚			270×66×102mm		281g	4 987167 065300		
	10コ		200コ	CLP142	531×280×282mm		6.2kg	24987167065304			
					14987167065307						
			<b>CLP7LL</b>		440円	75×20×(98+20)mm		24g	ケアリーヴ™ CLP7LL		
			LLサイズ 7枚			225×78×102mm		273g	4 987167 065287		
		10コ	200コ	CLP7LL	531×328×237mm		6.1kg	24987167065281			
								14987167065284			

滅菌済  
 一般医療機器 救急絆創膏



品名	パッケージ	品番		希望小売価格(税別)	個装(W×L×H)	質量	POSレジ登録用製品名		用途 特長	
		規格			高ゼキパック 中箱(W×L×H)		質量	JANコード		
		1箱	1梱		略称		梱 (W×L×H)	質量		中箱 G-TINコード・(ITFコード)
ケアリーヴ™ 超大判		<b>CLCHO4M</b>		580円	125×7×193mm	19g	C L C L C H O 4 M		<ul style="list-style-type: none"> <li>●「伸縮パッド」を採用。</li> <li>●特殊形状でかぶれにくい。</li> <li>●高密度ウレタン不織布を使用した、全方向に伸縮するテープ。</li> </ul>	
		Mサイズ 4枚			127×90×197mm	233g	4 987167 093921			
		10コ	100コ	CLCHO4M	265×465×212mm	2.7kg	24987167093925 14987167093928			
		<b>CLCHO3L</b>		580円	135×5×208mm	18g	C L C L C H O 3 L			
		Lサイズ 3枚			137×70×212mm	232g	4 987167 093938			
		10コ	100コ	CLCHO3L	285×365×227mm	2.7kg	24987167093932 14987167093935			
								<ul style="list-style-type: none"> <li>■Mサイズ 90mm×108mm (パッド部50mm×70mm)</li> <li>■Lサイズ 100mm×125mm (パッド部60mm×75mm)</li> </ul>		
								滅菌済 一般医療機器 救急絆創膏		
ケアリーヴ™ 超大判 防水タイプ		<b>CLCHOB4M</b>		630円	125×7×193mm	18g	C L C L C H O B 4 M		<ul style="list-style-type: none"> <li>●「伸縮パッド」を採用。</li> <li>●特殊形状でかぶれにくい。</li> <li>●防水テープで水からキズを守る。</li> </ul>	
		Mサイズ 4枚			127×90×197mm	224g	4 987167 093945			
		10コ	100コ	CLCHOB4M	265×465×212mm	2.6kg	24987167093949 14987167093942			
		<b>CLCHOB3L</b>		630円	135×5×208mm	17g	C L C L C H O B 3 L			
		Lサイズ 3枚			137×70×212mm	224g	4 987167 093952			
		10コ	100コ	CLCHOB3L	285×365×227mm	2.6kg	24987167093956 14987167093959			
								<ul style="list-style-type: none"> <li>■Mサイズ 90mm×108mm (パッド部50mm×70mm)</li> <li>■Lサイズ 100mm×125mm (パッド部60mm×75mm)</li> </ul>		
								滅菌済 一般医療機器 救急絆創膏		



CARELEAVES™  
**ケアリーヴ™**

「木の葉のようにやさしく包む」  
 という想いをこめて生まれた  
 ブランドです。
















ブランドサイトは  
こちら



# 救急絆創膏











品名	パッケージ	品番		希望小売価格(税別)	個装(W×L×H) <small>高さ+フック</small>		質量	POSレジ登録用製品名		用途 特長		
		規格			略称	中箱(W×L×H)		質量	JANコード			
		1箱	1梱			梱 (W×L×H)			質量		中箱 G-TINコード・(ITFコード)	梱 G-TINコード・(ITFコード)
ケアリーヴ <sup>TM</sup> キャラクター	 ミッフィー	<b>CLB16MFN</b>		340円	63×20×(98+20)mm		17g	ケアリーヴ <sup>TM</sup> ミッフィー 16		<ul style="list-style-type: none"> <li>●お子さまのかわいい指にフィットするジュニアサイズ。</li> <li>●絵柄はそれぞれ16種類。</li> <li>●防水・透湿フィルム採用で水の侵入をシャットアウト。</li> <li>●水に強い粘着剤採用。</li> <li>●ケアリーヴ<sup>TM</sup>だけの高密度ウレタン不織布がしっかりフィットしてやさしい貼りごころ。</li> <li>●通気性のよいテープで白くふやけにくく、いつでも快適。</li> <li>●キズぐちにつきにくいやさしいパッドで小さなお子さまにも安心。</li> </ul>		
		ジュニアサイズ 16枚			220×66×102mm		215g	4 987167 069643				
		10コ	200コ		CLB16MFN	531×280×232mm		4.9kg	24987167069647 14987167069640			
	 ハローキティ	<b>CLB16KT</b>		340円	63×20×(98+20)mm		17g	ケアリーヴ <sup>TM</sup> キティ 16				
		ジュニアサイズ 16枚			220×66×102mm		215g	4 987167 057183				
		10コ	200コ		CLB16KT	531×280×232mm		4.9kg	(0204987167057181) (0404987167057189)			
	 ポムポムプリン	<b>CLB16PM</b>		340円	63×20×(98+20)mm		17g	ケアリーヴ <sup>TM</sup> プリン 16				
		ジュニアサイズ 16枚			220×66×102mm		215g	4 987167 093761				
		10コ	200コ		CLB16PM	531×280×232mm		4.9kg	24987167093765 14987167093768			
	 ペコちゃん	<b>CLB16PK</b>		340円	63×20×(98+20)mm		17g	ケアリーヴ <sup>TM</sup> ペコちゃん 16				
		ジュニアサイズ 16枚			220×66×102mm		215g	4 987167 066482				
		10コ	200コ		CLB16PK	531×280×232mm		4.9kg	24987167066486 14987167066489			
	 プラレール	<b>CLB16PRN</b>		340円	63×20×(98+20)mm		17g	ケアリーヴ <sup>TM</sup> プラレール 16				
		ジュニアサイズ 16枚			220×66×102mm		215g	4 987167 079857				
		10コ	200コ		CLB16PRN	531×280×232mm		4.9kg	24987167079851 14987167079854			
オーキューバンエコ <sup>TM</sup> キャラクター	 ハローキティA	<b>OQEKT10KA</b>		220円	63×16×(98+20)mm		15g	OQEKT10KA		<ul style="list-style-type: none"> <li>●幅広い年齢層に人気の高いサンリオキャラクター</li> <li>●キズぐちにつきにくいやさしいパッド。</li> <li>●肌にやさしいアクリル系粘着剤採用。</li> </ul>		
		Mサイズ 10枚			180×66×102mm		170g	4 987167 035556				
		10コ	200コ		OQEKT10KA	540×289×193mm		3.6kg	24987167035550 (0404987167035552)			
	 ハローキティB	<b>OQEKT10KB</b>		220円	63×16×(98+20)mm		15g	OQEKT10KB				
		Mサイズ 10枚			180×66×102mm		170g	4 987167 035563				
		10コ	200コ		OQEKT10KB	540×289×193mm		3.6kg	24987167035567 (0404987167035569)			

Illustrations Dick Bruna © copyright Mercis bv,1953-2024 www.miffy.com  
 ©2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L646038  
 ©2012 FUJIYA CO.,LTD.

© TOMY 「プラレール」は株式会社タカラトミーの登録商標です。  
 JR東日本商品化許諾済 JR東海承認済 JR西日本商品化許諾済

# 救急絆創膏

品名	パッケージ	品番		希望小売価格(税別)	個装(W×L×H) <small>高さ+フック</small>	質量	POSレジ登録用製品名		用途 特長			
		規格					略称	中箱(W×L×H)		質量	JANコード	
		1箱	1梱								中箱 G-TINコード・(ITFコード)	梱 G-TINコード・(ITFコード)
オーキューバンエコ <sup>TM</sup>		<b>OQE36S</b>		400円	63×25×(98+20)mm	20g	O:Q:エ:コ   S:3:6:マイ		<ul style="list-style-type: none"> <li>●冬場も硬くならないフィルムで、違和感が少ない。</li> <li>●肌にやさしいアクリル系粘着剤。</li> <li>■Sサイズ 12mm×55mm (パッド部7.5mm×17mm)</li> <li>■Mサイズ 21mm×70mm (パッド部13mm×22mm)</li> <li>■Lサイズ 30mm×72mm (パッド部22mm×29mm)</li> <li>■フリーサイズ 76mm×250mm (パッド部30mm×250mm)</li> </ul> <p>滅菌済 一般医療機器 救急絆創膏</p> <p>製品情報は こちら</p> 			
		Sサイズ 36枚		OQE36S	270×66×102mm	249g	4 987167 040192					
		10コ	200コ		531×280×282mm	5.6kg	(0204987167040190) (0404987167040198)					
		<b>OQE10M</b>		190円	63×16×(98+20)mm	13g	O:Q:エ:コ   M:1:0:マイ					
		Mサイズ 10枚		OQE10M	180×66×102mm	166g	4 987167 040185					
		10コ	200コ		531×280×192mm	3.8kg	(0204987167040183) (0404987167040181)					
		<b>OQE26M</b>		420円	63×25×(98+20)mm	24g	O:Q:エ:コ   M:2:6:マイ					
		Mサイズ 26枚		OQE26M	270×66×102mm	285g	4 987167 038014					
		10コ	200コ		531×280×282mm	6.3kg	(0204987167038012) (0404987167038010)					
		<b>OQE100M</b>		1,320円	63×60×98(フックなし)	84g	O:Q:エ:コ   M:1:0:0:マイ					
Mサイズ 100枚		OQE100M	308×130×101mm	927g	4 987167 040208							
10コ			100コ	526×319×272mm	9.8kg	24987167040202 14987167040205						
	<b>OQE18L</b>		400円	63×25×(98+20)mm	26g	O:Q:エ:コ   L:1:8:マイ						
	Lサイズ 18枚		OQE18L	270×66×102mm	305g	4 987167 038021						
	10コ	200コ		531×280×282mm	6.7kg	24987167038025 14987167038028						
	<b>OQE363</b>		550円	63×30×(98+20)mm	34g	O:Q:エ:コ   3:6:3						
	Sサイズ 10枚 Mサイズ 20枚 Lサイズ 6枚	OQE363	320×66×102mm	390g	4 987167 066376							
	10コ		200コ	531×280×332mm	8.5kg	24987167066370 14987167066373						
	<b>OQE3F</b>		550円	83×47×(125+20)mm	37g	O:Q:エ:コ   フ:リ:ー:3:マイ						
	フリーサイズ 3枚		OQE3F	242×170×147mm	480g	4 987167 040215						
	10コ	100コ		755×354×256mm	5.6kg	(0204987167040213) (0404987167040211)						



# ガッチリ

## ハードな作業・水仕事に強い

**ハードな作業にガッチリ!**

伸縮性に優れたパワーネット

丈夫な布素材で破れにくい!  
ガッチリ付くのにしなやかフィットで手作業ラクラク!

**水仕事にガッチリ!**

強粘着だから水仕事に負けない!  
水に濡れても乾きやすいから快適!

**肌思いでガッチリ!**


肌にやさしいからかぶれにくい!  
汗・水蒸気を逃がすからムレにくく快適!



製品情報は  
こちら



サイズ / 70mm×21mm (パッド部 22mm×13mm)    サイズ / 77mm×30mm (パッド部 32mm×18mm)

品名	パッケージ	品番		希望小売価格(税別)	個装 (W×L×H) 高さ+フック	質量	POSレジ登録用製品名		用途 特長
		規格	1箱				1梱	略称	
		1箱	1梱	略称	梱 (W×L×H)	質量	中箱 G-TINコード・(ITFコード)	梱 G-TINコード・(ITFコード)	
ガッチリ バン™		<b>GB14M</b>		420円	63×20×(98+20)mm	18g	ガッチリバン GB14M		<ul style="list-style-type: none"> <li>伸縮性に優れ、丈夫なパワーネットが、ハードな作業でも破れず、肌の動きにフィット。</li> <li>水仕事でもはがれにくく、濡れても早く乾いて快適。</li> <li>Mサイズ 70mm×21mm (パッド部22mm×13mm)</li> <li>Lサイズ 77mm×30mm (パッド部32mm×18mm)</li> </ul>
		Mサイズ 14枚					GB14M	220×66×102mm	
		10コ	200コ	531×280×232mm	5.2kg	14987167098879			
		<b>GB10L</b>		420円	63×25×(98+20)mm	20g	ガッチリバン GB10L		
		Lサイズ 10枚					GB10L	270×66×102mm	
		10コ	200コ	531×280×282mm	5.4kg	14987167098886			

# 救急絆創膏／あかぎれ保護バン™

品名	パッケージ	品番		希望小売価格(税別)	個装(W×L×H) <small>高さ+フック</small>		質量	POSレジ登録用製品名		用途 特長		
		規格			略称	中箱(W×L×H)		質量	JANコード			
		1箱	1梱			梱 (W×L×H)			質量		中箱 G-TINコード・(ITFコード)	
あかぎれ保護バン™		<b>AGB30S</b>		380円	75×25×(98+20)mm		18g	アカキ® レジホ® ット30		<ul style="list-style-type: none"> <li>●パッドがないから指先・関節にしっかりフィット。</li> <li>●透湿性があるからムしずに適度なうるおい。</li> <li>●違和感(ゴワゴワ)がほとんどない快適な貼り心地。</li> </ul>		
		スポット用 30枚			AGB30S	275×78×102mm		232g	4 987167 087456			
		10コ	200コ	524×326×290mm		5.3kg	24987167087450 14987167087453					
			<b>AGB10F</b>		380円	75×20×(98+20)mm		21g	アカキ® レジホ® サキ10		<ul style="list-style-type: none"> <li>■スポット用 15mm×22mm</li> <li>■指先用 58mm×55mm</li> <li>■関節用 20mm×70mm</li> </ul>	
	指先用 10枚		AGB10FN	225×78×102mm		252g	4 987167 047689					
	10コ			200コ	531×328×236mm		5.6kg	24987167047683 14987167047686				
			<b>AGB20K</b>		380円	75×20×(98+20)mm		21g	アカキ® レジホ® セツ20			<ul style="list-style-type: none"> <li>■関節用 20mm×70mm</li> </ul>
		関節用 20枚		AGB20KN		225×78×102mm		252g	4 987167 056292			
		10コ	200コ		531×328×236mm		5.6kg	24987167056296 14987167056299				
			<b>AGB50KN</b>		760円	75×40×(98+20)mm		42g	アカキ® レジホ® セツ50		<ul style="list-style-type: none"> <li>■関節用 20mm×70mm</li> </ul>	
	関節用 50枚		AGB50KN	215×155×102mm		502g	4 987167 084837					
	10コ			100コ	526×321×227mm		5.6kg	24987167084831 14987167084834				
			<b>AGBR</b>		720円	80×50×140mm		27g	アカキ® レジホ® ロールタイプ			<ul style="list-style-type: none"> <li>●自由なサイズに簡単に手で切れる。</li> <li>●便利なケース付き。</li> </ul>
		ロールタイプ 25mm×4.5m		AGBR		270×143×82mm		362g	4 987167 072391			
		10コ	100コ		438×282×304mm		4.1kg	24987167072395 14987167072398				
			<b>AGB20B</b>		380円	75×20×(98+20)mm		20g	アカキ® レジホ® ウスイ20		<ul style="list-style-type: none"> <li>●はがれにくく水に強い。</li> <li>●特殊加工フィルムだから目立たず、自然な貼り心地。</li> </ul>	
	防水 20枚		AGB20B	225×78×102mm		242g	4 987167 074791					
	10コ			200コ	531×328×236mm		5.4kg	24987167074795 14987167074798				
あかぎれ保護液体絆創膏™			<b>AGEB10</b>		850円	108×27×35mm		25g	アカキ® レジホ® エキタイプ			<ul style="list-style-type: none"> <li>(効能・効果) あかぎれ、さかむけ、ひび</li> <li>●ノズル付きでピンポイントに塗れる。</li> <li>●水に強いから水仕事も安心。</li> </ul>
		10g(内容量)		AGEB10		108×140×70mm		250g	4 987167 093914			
		10コ	200コ		236×300×378mm		5.4kg	— 14987167093911				
									<ul style="list-style-type: none"> <li>■10g</li> </ul>			




製品情報は  
こちら



∥ 痛くてつらい! あかぎれ・ひびにお困りの方 ∥  
**あかぎれ簡単ケア**



# アトファイン™ 傷あとケア用品

品名	パッケージ	品番		希望小売価格(税別)	個装(W×L×H)	質量	POSレジ登録用製品名	用途 特長
		規格			中箱(W×L×H)	質量	JANコード	
		1箱	1梱		略称	梱 (W×L×H)	質量	
アトファイン™ 傷あとケアテープ		<b>ATK3M</b>		950円	95×30×(112+20)mm	20g	キズアトケアテープ M	手術後の「傷あと」への伸張刺激と摩擦刺激の抑制、紫外線予防 ●1枚貼るだけ簡単ケア。 ●肌にやさしい粘着剤を使用しているテープ。 ●はがれにくいウェーブ形状。
		Mサイズ 3枚			320×91×135mm	240g	4 987167 092641	
		10コ	100コ	ATK3M	471×328×286mm	2.9kg	24987167092645 14987167092648	
		<b>ATK3L</b>		980円	95×30×(112+20)mm	22g	キズアトケアテープ L	
		Lサイズ 3枚			320×91×135mm	262g	4 987167 092658	
		10コ	100コ	ATK3L	471×328×286mm	3.1kg	24987167092652 14987167092655	
アトファイン™ クリーム		<b>ATC16</b>		1,300円	35×25×122mm	30g	アトファインクリーム	《効能・効果》 きず・やけどのあとの皮ふのしこり・つっぱり(顔面を除く) ●傷あとに塗るだけ簡単ケア ●保湿感にこだわった処方設計 ●非ステロイド外用薬 <b>第2類医薬品</b>
		16g(内容量)			133×75×128mm	332g	4 987167 094515	
		10コ	100コ	ATC16	396×277×141mm	3.6kg	24987167094519 14987167094512	

## ニチバンの 傷あとケア

手術直後の傷のケアから、  
手術後の傷あと(傷口が閉じたあと)のケアまで、  
「目立たない傷あと」を目指してサポートします。



















製品情報は  
こちら





# テープ類 (医療補助用テープ)

品名	パッケージ	品番		希望小売価格(税別)	個装(W×L×H) <small>高さ+フック</small>		質量	POSレジ登録用製品名		用途 特長		
		規格			略称	中箱(W×L×H)		質量	JANコード			
		1箱	1梱			梱 (W×L×H)			質量		中箱 G-TINコード・(ITFコード)	梱 G-TINコード・(ITFコード)
ニチバン テープバン		<b>T125</b>		300円	60×16×83mm		21g	テープバン 11215	 4 987167 430085 (0204987167430083) 14987167430082	ガーゼや包帯止め、指先などの保護に便利な布絆創膏 ●素材に強度があり保持性、固定性が高い。 ●肌によくつく強粘着性。		
		12mm×5m			170×124×86mm		470g					
		20コ	400コ	T125	650×366×187mm		10.0kg					
ニチバン シルクテープ		<b>S125</b>		300円	57×15.5×80mm		13.5g	シルクテープ 11215	 4 987167 431235 (0204987167431233) (0404987167431231)	ガーゼの固定に。 ●側面が波状カットの為、手切れ性がよい。 ●よくついて、保持性が高い。		
		12mm×5m			178×119×59mm		300g					
		20コ	200コ	S125	310×247×192mm		3.6kg					
スキナゲート™		<b>SG127</b>		300円	57×15.5×80mm		18g	スキナゲート 11271	 4 987167 040659 (0204987167040657) (0404987167040655)	極低刺激テープ(フィルムタイプ) ●毎日貼りかえる方へ ●テープによるかぶれに困っている方へ ●お子様や肌の敏感な方へ ●薄くしなやかな貼り心地、はがす時の痛みが少ない。 ●透湿性に優れ、ムシが少なかかぶれにくい。		
		12mm×7m			119×86×59mm		207g					
		10コ	100コ	SG127	320×248×100mm		2.3kg					
		<b>SG257</b>		450円	57×28.5×80mm		30g	スキナゲート 12571	 4 987167 045487 (0204987167045485) (0404987167045483)			
		25mm×7m			154×119×59mm		346g					
		10コ	100コ	SG257	327×250×171mm		3.8kg					
スキナゲート™ メッシュ		<b>SGM127</b>		300円	60×18.5×83mm		13g	スキナゲートメッシュ 112	 4 987167 053079 (0204987167053077) (0404987167053075)	極低刺激テープ(不織布タイプ) ●毎日貼りかえる方へ ●テープによるかぶれに困っている方へ ●お子様や肌の敏感な方へ ●低刺激でしっかり固定。 ●透湿性に優れ、ムシが少なかかぶれにくい。 ●マイルドな貼り心地、はがす時の痛みが少ない。		
		12mm×7m			125×98.5×62.5mm		153g					
		10コ	100コ	SGM127	328×259×113mm		2.1kg					
		<b>SGM257</b>		450円	60×30×83mm		25g	スキナゲートメッシュ 125	 4 987167 053086 (0204987167053084) (0404987167053082)			
		25mm×7m			166×125×62.5mm		296g					
		10コ	100コ	SGM257	328×259×180mm		3.3kg					
スキナゲート™ スパット		<b>SGS129</b>		350円	57×15.5×80mm		14g	SG スパット 11291	 4 987167 095116 24987167095110 14987167095113	極低刺激テープ(不織布タイプ) ●ハサミを使わず軽い力でまっすぐ切れる。 ●毎日貼りかえる方へ ●テープによるかぶれに困っている方へ ●お子様や肌の敏感な方へ ●低刺激でしっかり固定。 ●透湿性に優れ、ムシが少なかかぶれにくい。		
		12mm×9m			178×119×59mm		310g					
		20コ	400コ	SGS129	370×310×252mm		6.4kg					
		<b>SGS259</b>		480円	57×28×80mm		27g	SG スパット 12591	 4 987167 095123 24987167095127 14987167095120			
		25mm×9m			154×119×59mm		306g					
		10コ	200コ	SGS259	320×250×335mm		6.3kg					

# テープ類 (医療補助用テープ)

品名	パッケージ	品番		希望小売 価格(税別)	個装(W×L×H) <small>高さキック</small>		質量	POSレジ登録用製品名		用途 特長		
		規格			略称	中箱(W×L×H)		質量	JANコード			
		1箱	1梱			梱 (W×L×H)			質量		中箱 G-TINコード・(ITFコード)	梱 G-TINコード・(ITFコード)
ニチバン ホワイトテープ		<b>W129</b>		300円	57×15.5×80mm		13.5g	ホワイトテープ* 112×19		医療補助テープの スタンダード ガーゼや 包帯止めに。 不織布サージカル テープ  ●汎用性があり 使いやすい。 ●高透湿性でムレ が少ない。		
		12mm×9m			178×119×59mm		300g					
		20コ	400コ	W129	370×310×252mm		6.2kg				(0204987167431219)	(0404987167431217)
	<b>W259</b>		450円		57×28×80mm		23.5g	ホワイトテープ* 215×19				
	25mm×9m			154×119×59mm		271g						
	10コ	200コ	W259	320×250×335mm		5.6kg	(0204987167431226)	(0404987167431224)				
ニチバン ホワイトテープ ベージュ		<b>WB129</b>		300円	57×15.5×80mm		13.5g	ホワイトテープ* ベージュ* 112		ホワイトテープの ベージュ色タイプ。 不織布サージカル テープ  ●目立ちにくい。		
		12mm×9m			178×119×59mm		300g					
		20コ	400コ	WB129	370×310×252mm		6.2kg				(0204987167036117)	(0404987167036115)
	<b>WB259</b>		450円		57×28×80mm		24g	ホワイトテープ* ベージュ* 215				
	25mm×9m			154×119×59mm		271g						
	10コ	200コ	WB259	320×250×335mm		5.6kg	24987167066431	14987167066434				
ネオバン <sup>TM</sup>		<b>N1010</b>		180円	57×15.5×80mm		13.5g	ネオバン* 110×110		ガーゼ止めなど 医療補助用に。 和紙サージカル テープ  ●手切れ性がよく使 やすい紙テープ。 ●手軽に使える。 経済的。		
		10mm×10m			178×119×59mm		300g					
		20コ	500コ	N1010	604×301×190mm		8.3kg				(0204987167470010)	(0404987167470018)
シアバン テープ		<b>SH154</b>			250円	57×19×80mm		13.5g	シアテープ* 115×14		水仕事の多い方の 指先保護などに。 プラスチックサー ジカルテープ  ●耐水性、伸縮性 良好。 ●目立ちにくい。	
		15mm×4m		208×119×59mm		310g						
		20コ	200コ	SH154	310×247×223mm		3.9kg	(0204987167430519)				(0404987167430517)
キープポア <sup>TM</sup>		<b>KP158</b>			300円	60×18.5×83mm		23.5g	キープポア* 115×18		腕などの目立つ箇 所のガーゼ止めに。 ポリエチレンサー ジカルテープ  ●手切れ性が抜群。 ●透明タイプ。 ●目立ちにくい。	
		15mm×8m		125×98.5×62.5mm		258g						
		10コ	100コ	KP158	328×259×113mm		3.1kg	(0204987167130358)				(0404987167130356)
	<b>KP258</b>		450円		60×30×83mm		36.6g	キープポア* 215×18				
	25mm×8m			166×125×62.5mm		402g						
	10コ	100コ	KP258	328×259×180mm		5.1kg	(0204987167031181)	(0404987167031189)				
ソフポア <sup>TM</sup>		<b>SFP253</b>		400円	60×30×83mm		28g	ソフポア* 215×13		低刺激テープ (ウレタン不織布タイプ)  ●伸縮性に富み屈曲 部にもよくつき、 はがれにくい。 ●透湿性に優れ、 ムレが少なく かぶれにくい。 ●はくり紙つき。		
		25mm×3m			166×125×63mm		325g					
		10コ	100コ	SFP253	345×262×183mm		3.5kg				(0204987167040664)	(0404987167040662)

# 肌に貼れる 両面テープ



## 衛生材料の肌への固定に




滅菌パッド



不織布マスク



包帯



ガーゼ



### 製品特長

- 肌にやさしい両面テープ**  
 よくつき、刺激の少ない医療用粘着剤を使用。
- 目立たず、しっかり固定できる**  
 テープを衛生材料の肌にあたる面に貼るため、テープが目立たない。顔や、腕など目立つ箇所の使用におすすめ。
- 使いやすいロールタイプ**  
 用途に合わせて必要な長さにカットして使用できる。




製品情報は  
こちら











品名	パッケージ	品番		希望小売価格(税別)	個装(W×L×H) <small>高さ+フック</small>		質量	POSレジ登録用製品名		用途 特長
		規格			中箱(W×L×H)			質量	JANコード	
		1箱	1梱	略称	梱 (W×L×H)		質量	中箱 G-TINコード・(ITFコード)		
ニチバン 肌に貼れる両面テープ		<b>HW154</b>		580円	82×16×130mm		17g	HW1154		不織布マスクや滅菌パッドなどの衛生材料を肌に固定する両面テープです。 ●よくつき、刺激の少ない医療用粘着剤を使用。 ●顔や腕など目立つ箇所に使用しても、テープが目立たない。 ●用途に合わせて必要な長さをはさみでカットして、使用できる。
		15mm×4m			160×94×100mm		210g			
		10コ	200コ	HW154	333×487×215mm		4.6kg	24987167098531 14987167098534		



# 粘着包帯類 / 粘着シート

品名	パッケージ	品番		希望小売価格(税別)	個装(W×L×H) <small>高さ+フック</small>	質量	POSレジ登録用製品名		用途 特長
		規格			中箱(W×L×H)	質量	JANコード		
		1箱	1梱	略称	梱 (W×L×H)	質量	中箱 G-TINコード・(ITFコード)		
メッシュポアテープ™		<b>NO.38F</b>		500円	85×41×120mm	70g	メッシュポアテープ 38×5		メッシュ状不織布に刺激の少ない粘着剤を塗布した粘着包帯 ●粘着力が強い。 ●かぶれ、かゆみが少ない。 ●シップやパッドなどの固定やひじ、ひざ、手首、肩など屈伸部の固定、保護に便利。
		38mm×5m			262×165×98mm	860g	4 987167 016951		
		12コ	72コ	MST38F	276×520×212mm	5.6kg	24987167016955 14987167016958		
		<b>NO.50F</b>		600円	85×53×120mm	80g	メッシュポアテープ 50×5		
		50mm×5m			262×165×119mm	1100g	4 987167 016968		
		12コ	72コ	MST50F	276×520×252mm	7.0kg	24987167016962 14987167016965		
メッシュバン™		<b>MSB7</b>		350円	115×7×190mm	38g	メッシュバン シップマイ		シップ固定用粘着シート。 ●高粘着力でかぶれが少ないソフトな基材。
		180×140mm 7枚			191×113×82mm	384g	4 987167 015688		
		10コ	100コ	MSB7	237×426×204mm	4.3kg	(0204987167015686) (0404987167015684)		

# 包帯類




品名	パッケージ	品番		希望小売価格(税別)	個装(W×L×H) <small>高さ+フック</small>		質量	POSレジ登録用製品名		用途 特長				
		規格			中箱(W×L×H)			JANコード						
		1箱	1梱		略称	梱 (W×L×H)		質量	中箱 G-TINコード・(ITFコード)		梱 G-TINコード・(ITFコード)			
粘着包帯よくのび™		<b>NHB25</b>		480円	80×47×140mm		21g	ネンヂャクノビ 25		ケアリーブmの素材でよく伸び、肌によさしい粘着包帯 ●刺激の少ない粘着剤を使用しているため、はがす時の痛みが少ない。 ●通気性・伸縮性の高い「高密度ウレタン不織布」で、関節部のシブ固定などに最適。 ●テープは手でカット可能。 ●便利なケース付き。				
		25mm×3m			250×143×82mm			280g			4 987167 052003			
		10コ	100コ		NHB25	438×262×304mm		3.3kg			(0204987167052001) (0404987167052009)			
		<b>NHB38</b>		680円		80×47×140mm		29g	ネンヂャクノビ 38					
		38mm×3m				250×143×82mm			360g		4 987167 052010			
		10コ	100コ		NHB38	438×262×304mm			4.1kg		(0204987167052018) (0404987167052016)			
つきつき™ ホータイ		<b>THS</b>		380円		125×60×155mm		21g	ツキツキホータイ S		重ねて巻いて押さえるだけでくっつく便利な自着性伸縮包帯 ●しっかり止まり関節部の動きにもゆるみにくい。 ●手軽に巻いて止め具不要。 ●通気性がありムシにくい。 ●つきつきホータイの色は白です。いずれも黄色のケースつきです。  ※つきつき™ホータイは洗濯すると自着力がなくなりますので使い捨てでお使いください。			
		2.5cm×3m(伸長時) Sサイズ2巻				298×128×155mm			309g			4 987167 037628		
		10コ	100コ		THS	308×658×324mm			3.8kg			(0204987167037626) (0404987167037624)		
		<b>THM</b>		380円		110×65×150mm		22g	ツキツキホータイ M					
		4cm×4.5m(伸長時) Mサイズ1巻				340×113×155mm			314g			4 987167 014506		
		10コ	100コ		THM	348×583×324mm			3.8kg			(0214987167014501) (0414987167014509)		
		<b>THL</b>		380円		125×60×155mm		24g	ツキツキホータイ L					
		6cm×3m(伸長時) Lサイズ1巻				298×128×155mm			339g			4 987167 014513		
		10コ	100コ		THL	308×658×324mm			4.1kg			(0214987167014518) (0414987167014516)		
	ニチバン ネット包帯		<b>NO.15</b>			580円	58×22×105mm		20g	ネットホウタイ 15		伸縮性チューブ状包帯(ネット状) ●関節部や頭部など包帯の巻きにくいところには特に便利。 ●ガーゼやパッドなどの固定に。 ●シブ剤のスレ防止に。		
			23mm×2m(伸長時) 手・指用				218×127×61mm			245g			4 987167 430917	
			10コ	120コ	NET15		261×394×230mm			3.2kg			(0204987167430915) (0404987167430913)	
		<b>NO.23</b>		580円		58×22×105mm		25g	ネットホウタイ 23					
		30mm×1.6m(伸長時) 足・肘用				218×127×61mm			295g		4 987167 430924			
		10コ	120コ		NET23	261×394×230mm			3.8kg		(0204987167430922) (0404987167430920)			
		<b>NO.30</b>		580円		58×22×105mm		25g	ネットホウタイ 30					
		43mm×1.2m(伸長時) 頭部用				218×127×61mm			295g		4 987167 430931			
		10コ	120コ		NET30	261×394×230mm			3.8kg		(0204987167430939) (0404987167430937)			

# ドレッシング材(フィルムタイプ)

品名	パッケージ	品番		希望小売価格(税別)	個装(W×L×H) <small>高さ+フック</small>		質量	POSレジ登録用製品名		用途 特長
		規格			中箱(W×L×H)	質量		JANコード		
		1箱	1梱		略称	梱 (W×L×H)		質量	中箱 G-TINコード・(ITFコード)	
防水フィルム ロールタイプ		<b>BFR5</b>		600円	116×40×150mm		32g	ポウスイフィルムロール115	 4 987167 049232 (0204987167049230) (0404987167049238)	キズぐちを水から 守る。 ●フリーサイズ ●関節や肌へ フィット。 ●肌にやさしい。 ●経済的。 ●保存に便利な ケースつき。
		5cm×2m 1巻			225×155×145mm		403g			
		10コ	80コ	BFR5	462×323×309mm		3.8kg			
		<b>BFR10</b>		600円	116×40×186mm		34g	ポウスイフィルムロール110	 4 987167 049225 (0204987167049223) (0404987167049221)	
		10cm×1m 1巻			225×155×180mm		432g			
		10コ	80コ	BFR10	462×323×379mm		4.2kg			
やさしい 防水パッド		<b>BPS</b>		630円	98×10×170mm		13g	ポウスイパッドS	 4 987167 054649 (0204987167054647) (0404987167054645)	水仕事や入浴時にも 使える救急絆創膏。 ●水をブロックし 蒸気を通す 特殊フィルムで ムレずに快適。 ●ふくらパッドで キズをやさしく ガード。 ●低刺激性粘着剤 の採用ではかす 時の痛みを低減。 ■Sサイズ 50mm×80mm (パッド部25mm×50mm) ■Mサイズ 60mm×100mm (パッド部30mm×65mm) ■Lサイズ 80mm×120mm (パッド部40mm×80mm) 滅菌済 一般医療機器 救急絆創膏
		Sサイズ 5枚			170×100×97mm		161g			
		10コ	100コ	BPS	505×214×184mm		2.0kg			
		<b>BPM</b>		630円	111×8×185mm		15g	ポウスイパッドM	 4 987167 054656 (0204987167054654) (0404987167054652)	
		Mサイズ 4枚			205×113×85mm		181g			
		10コ	100コ	BPM	445×240×219mm		2.2kg			
		<b>BPL</b>		630円	125×7×200mm		18g	ポウスイパッドL	 4 987167 054663 (0204987167054661) (0404987167054669)	
		Lサイズ 3枚			215×127×80mm		206g			
		10コ	100コ	BPL	420×268×229mm		2.4kg			
やさしい キズあて パッド		<b>YKS</b>		500円	98×12×170mm		16g	キズアテパッドS	 4 987167 054700 (0204987167054708) (0404987167054706)	切りキズ、すりキズ さしキズ、かきキズ 等の保護に。 ●ふくらパッドで キズにやさしい。 ●通気性が高い メッシュ素材な ので、ムレにくい。 ■Sサイズ 50mm×80mm (パッド部25mm×50mm) ■Mサイズ 60mm×100mm (パッド部30mm×65mm) ■Lサイズ 80mm×120mm (パッド部40mm×80mm) 滅菌済 一般医療機器 救急絆創膏
		Sサイズ 6枚			120×102×173mm		194g			
		10コ	100コ	YKS	530×254×187mm		2.4kg			
		<b>YKM</b>		500円	111×10×185mm		20g	キズアテパッドM	 4 987167 054717 (0204987167054715) (0404987167054713)	
		Mサイズ 5枚			115×100×218mm		235g			
		10コ	100コ	YKM	520×244×232mm		2.9kg			
		<b>YKL</b>		500円	125×8×200mm		23g	キズアテパッドL	 4 987167 054724 (0204987167054722) (0404987167054720)	
		Lサイズ 4枚			129×80×218mm		268g			
		10コ	100コ	YKL	420×272×232mm		3.1kg			





# ドレッシング材

品名	パッケージ	品番		希望小売価格(税別)	個装(W×L×H) <small>高さキップク</small>		質量	POSレジ登録用製品名		用途 特長	
		規格			略称	中箱(W×L×H)		質量	JANコード		
		1箱	1梱			梱 (W×L×H)		質量	中箱 G-TINコード・(ITFコード)		梱 G-TINコード・(ITFコード)
やさしい滅菌パッド		<b>YMS</b>		350円	113×10×140mm		11g	×113キ10ハ140ットS		通気性と吸収性のよいふっくらパッドでキズをやさしく保護。 ●パッド面に特殊加工を採用。キズにつきにくい。 ●キズの大きさに合わせてカット可能。 ●通気性が高くムレにくい。	
		50×50mm Sサイズ 8枚			YMS	117×98×158mm		140g	4 987167 054731		
		10コ	100コ	510×248×172mm		1.9kg	(0204987167054739) (0404987167054737)				
		<b>YMM</b>		350円	113×9×155mm		16g	×113キ9ハ155ットM			
		60×75mm Mサイズ 7枚			YMM	117×93×158mm		188g	4 987167 054748		
		10コ	100コ	485×248×172mm		2.3kg	(0204987167054746) (0404987167054744)				
		<b>YML</b>		350円	120×8×170mm		20g	×120キ8ハ170ットL			
		80×100mm Lサイズ 5枚			YML	132×88×183mm		233g	4 987167 054755		
		10コ	100コ	460×278×197mm		2.7kg	(0204987167054753) (0404987167054751)				

滅菌済  
一般医療機器 医療用不織布



# ケアーズ™ シリーズ

品名	パッケージ	品番		希望小売価格(税別)	個装(W×L×H) <small>高さキップク</small>		質量	POSレジ登録用製品名		用途 特長	
		規格			略称	中箱(W×L×H)		質量	JANコード		
		1箱	1梱			梱 (W×L×H)		質量	中箱 G-TINコード・(ITFコード)		梱 G-TINコード・(ITFコード)
ケアーズ™ ホワイトガーゼ		<b>CAG30-2F</b>		200円	126×15×175mm		25g	CAG30-2F		●良質のコットン100%ガーゼで肌にやさしい。蛍光染料不使用。吸水性にすぐれ、赤ちゃんにもお使いいただけます。	
		30cm×1m 2枚			CAG302F	130×170×160mm		320g	4 987167 019068		
		10コ	200コ	350×665×325mm		7.3kg	(0204987167019066) (0404987167019064)				
ケアーズ™ コットン綿棒(紙軸)		<b>CAMB-50F</b>		220円	115×20×160mm		24g	CAMB50F		●清潔な1本包装。コットン100%綿球でソフトタッチ。紙軸で耳にやさしい。	
		50本(1本包装)			CAMB50F	118×190×140mm		320g	4 987167 019075		
		10コ	200コ	390×610×290mm		7kg	(0204987167019073) (0404987167019071)				

# ケアーズ™ シリーズ

品名	パッケージ	品番		希望小売価格(税別)	個装(W×L×H)	質量	POSレジ登録用製品名		用途 特長
		規格			高ゼ+フック	質量	JANコード		
		1箱	1梱	略称	中箱(W×L×H)	質量	中箱 G-TINコード・(ITFコード)	梱 G-TINコード・(ITFコード)	
ケアーズ™ ホワイトテープ		<b>CAW12-9F</b>		300円	80×13×130mm	11g	C/A   ホワイテ   1   12   ×   9		ガーゼや包帯止めなどに 不織布サージカルテープ ●高透湿性でムレにくい。
		12mm×9m			126×79×83mm	139g			
		10コ	200コ	CAW129F	264×414×181mm	3.0kg	(0204987167011909) (0404987167011907)		
		<b>CAW25-9F</b>		450円	90×25×130mm	21g	C/A   ホワイテ   2   25   ×   9		
		25mm×9m			257×92×84mm	264g			
		10コ	200コ	CAW259F	476×350×276mm	5.9kg	(0204987167024770) (0404987167024778)		
ケアーズ™ ネオバン		<b>CAN10-10F</b>		180円	80×11×130mm	11g	C/A   ネオバン   1   10   ×   10		手で簡単にカットでき、使いやすい紙テープ。ガーゼ止めなどに。
		10mm×10m			108×80×61mm	135g			
		10コ	200コ	CAN1010F	228×418×136mm	2.9kg	(0204987167011916) (0404987167011914)		
ケアーズ™ キープポア		<b>CAKP15-8F</b>		300円	80×16×130mm	16g	C/A   キープポア   1   15   ×   8		微小孔つきの透明なテープ。 顔や腕などに。 ●顔に貼っても目立たない。 ●手切れ性が抜群。
		15mm×8m			160×94×100mm	220g			
		10コ	200コ	CAKP158F	332×486×214mm	6.0kg	(0204987167011923) (0404987167011921)		
		<b>CAKP25-8F</b>		450円	90×25×130mm	32g	C/A   キープポア   2   25   ×   8		
		25mm×8m			258×93×96mm	381g			
		10コ	200コ	CAKP258F	486×410×275mm	8.3kg	(0204987167031174) (0404987167031172)		
ケアーズ™ 粘着包帯		<b>CANH38-3F</b>		350円	100×47×130mm	28g	C/A   ネットチャック   3   38		シップやガーゼ固定に最適な貼る包帯
		38mm×3m			257×103×108mm	330g			
		10コ	200コ	CAN383F	524×531×232mm	8.0kg	(0204987167011930) (0404987167011938)		
ケアーズ™ オイキバネ		<b>OQE100F</b>		1,000円	130×24×210mm	66g	C/A   O   Q   E   I   O   M   1   0   0		●低温時でもゴワゴワ感が少ない。 ●肌にやさしいアクリル系粘着剤。 ■Mサイズ 21mm×70mm (パッド部13mm×22mm) 滅菌済 一般医療機器 救急絆創膏
		Mサイズ 100枚			200×130×211mm	740g			
		10コ	100コ	OQE100F	410×666×224mm	8.5kg	(0204987167012043) (0404987167012041)		

# 肩こり・腰痛薬

品名	パッケージ	品番		希望小売価格(税別)	個装(W×L×H) <small>高さキップ</small>		質量	POSレジ登録用製品名		用途 特長
		規格			中箱(W×L×H)			JANコード		
		1箱	1梱		略称			中箱 G-TINコード・(ITFコード)		
ロイヒつぼ膏 <sup>TM</sup>		RT156		1,200円	160×17×115mm		80g	ロイヒつぼ膏 156		セルフレジ登録用 <b>(税) 控除対象</b>  効き目、辛口! 小型丸形の 温感プラスター。 ノニル酸 ワニルアミドの 温感刺激で 血行促進。  (効能・効果) 肩のこり、腰の痛み、 打撲、捻挫、関節痛、 筋肉痛、筋肉疲労、 しもやけ  第3類医薬品
		直径2.8cm 156枚			163×188×120mm		815g	4 987167 007263		
		10コ	60コ		RT156		507×216×258mm		5.3kg	
大判 ロイヒつぼ膏 <sup>TM</sup>		RT78		1,200円	177×17×120mm		77g	ロイヒつぼ膏 オオ判		セルフレジ登録用 <b>(税) 控除対象</b>  《効能・効果》 肩のこり、腰の痛み、 打撲、捻挫、関節痛、 筋肉痛、筋肉疲労、 しもやけ  第3類医薬品
		直径3.9cm 78枚			179×188×125mm		850g	4 987167 059101		
		10コ	60コ		RT78		555×216×264mm		5.5kg	
クール ロイヒつぼ膏 <sup>TM</sup>		RC156		1,200円	160×17×115mm		70g	ロイヒつぼ膏 クール		セルフレジ登録用 <b>(税) 控除対象</b>  つらい痛みに スーッと効く。 小型丸形の 冷感プラスター。 サリチル酸メチル、 ℓ-メントール配合。  (効能・効果) 肩こり、腰痛、 関節痛、筋肉痛、 筋肉疲労、打撲、 捻挫  第3類医薬品
		直径2.8cm 156枚			163×188×120mm		757g	4 987167 070359		
		10コ	60コ		RC156		507×216×258mm		4.9kg	
クール大判 ロイヒつぼ膏 <sup>TM</sup>		RC78		1,200円	177×17×120mm		72g	ロイヒつぼ膏 クール大判		セルフレジ登録用 <b>(税) 控除対象</b>  《効能・効果》 肩こり、腰痛、 関節痛、筋肉痛、 筋肉疲労、打撲、 捻挫  第3類医薬品
		直径3.9cm 78枚			179×188×125mm		792g	4 987167 093907		
		10コ	60コ		RC78		555×216×264mm		5.1kg	
クリームフェルビ ロイヒ <sup>TM</sup>		RCF80		2,450円	64×40×147mm		125g	ロイヒクリーム フェルビ		セルフレジ登録用 <b>(税) 控除対象</b>  効き目、塗りこむ! 新感覚、 ロールオンタイプの 温感クリーム剤。 フェルビナク3%配合。  第2類医薬品
		80g(内容量)			64×203×147mm		623g	4 987167 090265		
		5コ	60コ		RCF80		410×216×312mm		7.9kg	
ロキソプロフェン <sup>TM</sup>		RXM7		980円	135×15×160mm		47g	ロイヒロキソプロフェン		セルフレジ登録用 <b>(税) 控除対象</b>  優れた鎮痛消炎成分 ロキソプロフェン ナトリウム水和物 8.1%配合 24時間鎮痛消炎 効果を持続  心地よい温感タイプ (効能・効果) 腰痛、 肩こりに伴う肩の痛み、 関節痛、筋肉痛、 腱鞘炎、肘の痛み、 打撲、捻挫  第2類医薬品
		7cm×10cm 7枚			166×138×165mm		547g	4 987167 095727		
		10コ	60コ		RXM7		434×352×190mm		3.8kg	
ロキソプロフェン大判 <sup>TM</sup>		RXL7		1,580円	195×15×180mm		81g	ロイヒロキソプロフェン 大判		セルフレジ登録用 <b>(税) 控除対象</b>  心地よい温感タイプ (効能・効果) 腰痛、 肩こりに伴う肩の痛み、 関節痛、筋肉痛、 腱鞘炎、肘の痛み、 打撲、捻挫  第2類医薬品
		10cm×14cm 7枚			166×183×200mm		915g	4 987167 095734		
		10コ	60コ		RXL7		568×348×219mm		6.1kg	








ROIHI-SERIES 肩こり!腰痛に!

製品情報は  
こちら





# バトルウィン™ テーピングテープ

品名	パッケージ	品番		希望小売価格(税別)	個装(W×L×H) <small>高さ+フック</small>		質量	POSレジ登録用製品名		用途 特長		
		規格			略称	中箱(W×L×H)		質量	JANコード			
		1箱	1梱			梱 (W×L×H)			質量		中箱 G-TINコード・(ITFコード)	
バトルウィン™ テーピングテープ 非伸縮タイプ		<b>C12F</b>		370円	85×29×110mm		67g	B W   C 1 2 F		スポーツ傷害の予防、応急手当て、再発防止に広く利用される固定用テーピングテープです。 ●保持力が強く、使用部位をしっかりサポート。 ●手切れ性があり使いやすい。		
		12mm×12m 2ロール			CH12F	260×160×68mm		890g	4 987167 027001			
		12コ	72コ	276×506×150mm		5.7kg	24987167027005 14987167027008					
		<b>C19F</b>		570円	85×43×110mm		102g	B W   C 1 9 F				
		19mm×12m 2ロール			CH19F	260×160×95mm		1224g	4 987167 027018			
		12コ	72コ	276×506×205mm		7.7kg	24987167027012 14987167027015					
	<b>C25F</b>		350円	85×29×110mm		69g	B W   C 2 5 F					
	25mm×12m 1ロール			CH25F	260×160×68mm		915g	4 987167 027025				
	12コ	72コ	276×506×150mm		5.8kg	24987167027029 14987167027022						
	<b>C25F2</b>		660円	85×54×110mm		120g	B W   C 2 5 F 2					
	25mm×12m 2ロール			CH25F2	260×160×115mm		1520g	4 987167 035723				
	12コ	72コ	283×505×248mm		10.1kg	24987167035727 14987167035720						
	<b>C38F</b>		540円	85×43×110mm		98g	B W   C 3 8 F					
	38mm×12m 1ロール			C38F	260×160×95mm		1271g	4 987167 015022				
	12コ	72コ	276×506×205mm		8.0kg	24987167015026 14987167015029						
	<b>C38F2</b>		970円	104×70×110mm		200g	B W   C 3 8 F 2					
	38mm×12m 2ロール			C38F2	230×179×113mm		1368g	4 987167 056346				
	6コ	36コ	248×559×250mm		8.7kg	(0204987167056344) (0404987167056342)						
	<b>C50F</b>		700円	85×54×110mm		123g	B W   C 5 0 F					
	50mm×12m 1ロール			C50F	260×160×115mm		1581g	4 987167 015039				
	12コ	72コ	276×506×244mm		9.9kg	24987167015033 14987167015036						







粘着性	あり
伸縮性	なし
はくり紙	なし
手切れ性	あり
テープ色	白

# バトルウィン™ テーピングテープ

品名	パッケージ	品番		希望小売価格(税別)	個装(W×L×H) <small>高さ+フック</small>		質量	POSレジ登録用製品名		用途 特長		
		規格			略称	中箱(W×L×H)		質量	JANコード			
		1箱	1梱			梱 (W×L×H)			質量		中箱 G-TINコード・(ITFコード)	
バトルウィン™ カラーテーピングテープ 非伸縮タイプ		<b>C12FB</b>		410円	85×29×110mm		67g	BWカラー-C112FB		目立たないベージュ色の固定用テーピングテープです。		
		12mm×12m 2ロール			C12FB	260×160×68mm		890g	4 987167 044565			
		12コ	72コ	C12FB		276×506×150mm		5.7kg	24987167044569 14987167044562			
		<b>C19FB</b>			620円	85×43×110mm		102g	BWカラー-C119FB			
		19mm×12m 2ロール		C19FB		260×160×95mm		1224g	4 987167 044558			
		12コ	72コ		C19FB	276×506×205mm		7.7kg	24987167044552 14987167044555			
		<b>C25FB</b>		390円		85×28×110mm		67g	BWカラー-C225FB			
		25mm×12m 1ロール			C25FB	262×160×66mm		891g	4 987167 019631			
		12コ	72コ	C25FB		276×506×149mm		5.7kg	24987167019635 14987167019638			
		<b>C38FB</b>			580円	85×42×110mm		97g	BWカラー-C338FB			
		38mm×12m 1ロール		C38FB		262×160×94mm		1259g	4 987167 019648			
		12コ	72コ		C38FB	276×506×204mm		7.9kg	24987167019642 14987167019645			
		<b>C50FB</b>		750円		85×54×110mm		130g	BWカラー-C550FB			
		50mm×12m 1ロール			C50FB	262×160×115mm		1686g	4 987167 056353			
		12コ	72コ	C50FB		276×506×244mm		10.6kg	24987167056357 14987167056350			

粘着性	あり
伸縮性	なし
はくり紙	なし
手切れ性	あり
テープ色	ベージュ

# バトルウィン™ テーピングテープ

品名	パッケージ	品番		希望小売価格(税別)	個装(W×L×H) <small>高さ+フック</small>		質量	POSレジ登録用製品名		用途 特長	
		規格			中箱(W×L×H)			質量	JANコード		
		1箱	1梱		略称	梱 (W×L×H)		質量	中箱 G-TINコード・(ITFコード)		梱 G-TINコード・(ITFコード)
バトルウィン™ テーピングテープ 伸縮ベージュタイプ		<b>E25FB</b>		430円	85×30×120mm		44g	POSレジ登録用製品名		目立たないベージュ色。伸縮性に富み、肩や関節など柔軟性の必要な部位に使用します。非伸縮タイプとの併用でより効果を発揮します。	
		25mm×4m(伸長時) 1ロール			E25FB	262×165×70mm		619g	JANコード		
		12コ	72コ	276×520×156mm		4.08kg	中箱 G-TINコード・(ITFコード) 24987167056791 梱 G-TINコード・(ITFコード) 14987167056794				
		<b>E50F</b>		800円	85×53×120mm		73g	POSレジ登録用製品名			
		50mm×4m(伸長時) 1ロール			E50F	262×165×119mm		1016g	JANコード		
		12コ	72コ	276×520×252mm		6.5kg	中箱 G-TINコード・(ITFコード) 24987167019239 梱 G-TINコード・(ITFコード) 14987167019232				
		<b>E75F</b>		1,210円	85×58×126mm		97g	POSレジ登録用製品名			
		75mm×4m(伸長時) 1ロール			E75F	260×191×130mm		1300g	JANコード		
		12コ	72コ	275×600×280mm		8.5kg	中箱 G-TINコード・(ITFコード) 24987167019246 梱 G-TINコード・(ITFコード) 14987167019249				
バトルウィン™ テーピングテープEL 伸縮タイプ		<b>EL50F</b>		770円	85×53×120mm		54g	POSレジ登録用製品名		関節など柔軟性の必要な部位に使用します。手切性のある伸縮タイプ	
		50mm×4.5m(伸長時) 1ロール			EL50F	262×165×119mm		788g	JANコード		
		12コ	72コ	276×520×252mm		5.1kg	中箱 G-TINコード・(ITFコード) 24987167021508 梱 G-TINコード・(ITFコード) 14987167021501				
		<b>EL75F</b>		1,160円	85×58×126mm		100g	POSレジ登録用製品名			
		75mm×4.5m(伸長時) 1ロール			EL75F	260×191×130mm		1270g	JANコード		
		12コ	72コ	275×600×280mm		8.25kg	中箱 G-TINコード・(ITFコード) 24987167056821 梱 G-TINコード・(ITFコード) 14987167056824				
バトルウィン™ アンダーラップテープ		<b>U70F</b>		510円	100×72×135mm		70g	POSレジ登録用製品名		テーピング時の皮膚の保護に巻くウレタンフォームのテープ	
		70mm×25m 1ロール			U70F	305×177×154mm		994g	JANコード		
		12コ	72コ	320×550×330mm		6.7kg	中箱 G-TINコード・(ITFコード) 24987167019253 梱 G-TINコード・(ITFコード) 14987167019256				

粘着性	あり
伸縮性	あり
はくり紙	なし
手切れ性	なし
テープ色	ベージュ

粘着性	あり
伸縮性	あり
はくり紙	なし
手切れ性	あり
テープ色	白

粘着性	なし
伸縮性	あり
はくり紙	なし
手切れ性	あり
テープ色	黄



# 簡単きれいに 本格テーピング!

曲げると  
痛い指に

蒸れにくい

目立たない  
ベージュ

誰でも  
簡単固定

曲げると  
痛い親指に

S~Mサイズ  
実物大

M~Lサイズ  
実物大



[S~Mサイズ]  
10枚入

[M~Lサイズ]  
10枚入



[S~Mサイズ]  
6枚入

[M~Lサイズ]  
6枚入

S~Mサイズ  
実物大

M~Lサイズ  
実物大

非伸縮  
素材

バトルウィン™  
指プロテクター

バトルウィン™  
指プロテクター  
親指用

伸縮  
素材

品名	パッケージ	品番		希望小売価格(税別)	個装(W×L×H) 高×幅×厚	質量	POSレジ登録用製品名		用途 特長	
		規格					中箱(W×L×H)	質量		JANコード
		1箱	1梱	略称	梱 (W×L×H)	質量	中箱 G-TINコード・(ITFコード)	梱 G-TINコード・(ITFコード)		
バトルウィン™ 指プロテクター		YP10SM		450円	70×25×(105+20)mm	23g	B.W.   Y.P.T.   10.S   M		曲げると痛い指に貼ることで関節の可動域を制限しサポートできる、指専用のテーピングテープです。 ●サッと貼れて簡単にきれいに固定 ●汗をかいても蒸れにくく、水に濡れてもはがれにくい ●肌に優しく、目立たないベージュタイプ	
		S~Mサイズ 10枚			YP10SM	275×73×109mm				284g
		10コ	200コ	566×308×287mm		6.3kg				24987167095769 14987167095762
		YP10ML		480円	70×25×(105+20)mm	26g	B.W.   Y.P.T.   10.M   L			
		M~Lサイズ 10枚			YP10ML	275×73×109mm				307g
		10コ	200コ	566×308×287mm		6.7kg				24987167095776 14987167095779
バトルウィン™ 指プロテクター 親指用		YPT6SM		650円	70×30×140mm	25g	B.W.   Y.P.T.   6.S   M		曲げると痛い親指に貼ることで関節の可動域を制限しサポートできる、親指専用のテーピングテープです。 ●サッと貼れて簡単にきれいに固定。 ●汗をかいても蒸れにくく、水に濡れてもはがれにくい。 ●肌に優しく、目立たないベージュタイプ。 ●指の動きに追従する伸縮素材。	
		S~Mサイズ 6枚			YPT6SM	312×73×144mm				315g
		10コ	200コ	738×308×328mm		7.3kg				24987167098722 14987167098725
		YPT6ML		680円	70×30×140mm	25g	B.W.   Y.P.T.   6.M   L			
		M~Lサイズ 6枚			YPT6ML	312×73×144mm				315g
		10コ	200コ	738×308×328mm		7.3kg				24987167098739 14987167098732





# バトルウィン™ テーピングテープ

品名	パッケージ	品番		希望小売価格(税別)	個装(W×L×H) <small>高さ+フック</small>		質量	POSレジ登録用製品名		用途 特長										
		規格			中箱(W×L×H)			質量	JANコード											
		1箱	1梱		梱 (W×L×H)			質量	中箱 G-TINコード・(ITFコード)											
バトルウィン™ セラポア™ テープFX (キネシオロジーテープ)		<b>SEFX25F</b>		500円	85×30×120mm		35g	B W   S E F X 2 5 F		<p>適度な伸縮性と粘着性で関節部や筋肉にもしっかりとフィットし、ジョギング、テニス、ゴルフなどスポーツシーンから日常生活の疲れや痛みの緩和・予防まで幅広く使用できます。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●手で切れるからハサミ不要。</li> <li>●はくり紙がないので作業性が高くスピーディに貼ることが出来る。</li> <li>●撥水加工で水や汗に強くはがれにくい。</li> </ul> <table border="1"> <tr><td>粘着性</td><td>あり</td></tr> <tr><td>伸縮性</td><td>あり</td></tr> <tr><td>はくり紙</td><td>なし</td></tr> <tr><td>手切れ性</td><td>あり</td></tr> <tr><td>テープ色</td><td>ベージュ</td></tr> </table>	粘着性	あり	伸縮性	あり	はくり紙	なし	手切れ性	あり	テープ色	ベージュ
		粘着性	あり																	
		伸縮性	あり																	
	はくり紙	なし																		
	手切れ性	あり																		
	テープ色	ベージュ																		
	25mm×5.5m(伸長時) 1ロール		261×164×70mm		512g	4 987167 062453		24987167062457												
	12コ	72コ	SEFX25F		520×276×156mm		3.4kg	14987167062450												
		<b>SEFX38F</b>		740円	85×43×120mm		49g	B W   S E F X 3 8 F												
38mm×5.5m(伸長時) 1ロール		261×164×97mm			691g	4 987167 062460		24987167062464												
12コ		72コ	SEFX38F		520×276×212mm		4.7kg	14987167062467												
	<b>SEFX50F</b>		980円	85×55×120mm		63g	B W   S E F X 5 0 F													
	50mm×5.5m(伸長時) 1ロール			261×164×119mm		871g	4 987167 062477		24987167062471											
	12コ	72コ		SEFX50F		520×276×252mm		5.8kg	14987167062474											
バトルウィン™ セラポア™ テープFBK		<b>SEFX50FBK</b>		980円	85×55×120mm		63g	B W   S E F X 5 0 F B K		<ul style="list-style-type: none"> <li>●手で切れるからハサミ不要。</li> <li>●はくり紙がないので作業性が高くスピーディに貼ることが出来る。</li> <li>●強さとファッション性をプラスしたテーピングテープ。</li> </ul>										
		50mm×5.5m(伸長時) 1ロール			260×163×115mm		871g	4 987167 087470			24987167087474									
		12コ	72コ		SEFX50FBK		505×272×242mm		5.8kg		14987167087477									
バトルウィン™ くっつくバンデージ™		<b>KB25F</b>		440円	85×28×120mm		27g	B W   K B 2 5 F		<p>かきながら巻くだけで圧迫・固定できるスポーツ用自着包帯</p> <p>圧迫固定・ねんざの予防・アイシング用。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●肌につかないのでかぶれにくい。</li> <li>●適度な伸縮性。</li> <li>●薄い素材でゴワゴワしない。</li> <li>●巻き直しができる。</li> <li>●手で簡単に切れるので、スピーディに巻ける。</li> </ul> <table border="1"> <tr><td>粘着性</td><td>なし</td></tr> <tr><td>伸縮性</td><td>あり</td></tr> <tr><td>はくり紙</td><td>なし</td></tr> <tr><td>手切れ性</td><td>あり</td></tr> <tr><td>テープ色</td><td>ベージュ</td></tr> </table> <p>※洗濯を行うと自着性が損なわれます。</p>	粘着性	なし	伸縮性	あり	はくり紙	なし	手切れ性	あり	テープ色	ベージュ
		粘着性	なし																	
		伸縮性	あり																	
	はくり紙	なし																		
	手切れ性	あり																		
	テープ色	ベージュ																		
	25mm×4m(伸長時) 1ロール		262×165×70mm		411g	4 987167 057213		24987167057217												
	12コ	72コ	KB25F		276×520×156mm		2.84kg	14987167057210												
		<b>KB38F</b>		570円	85×41×120mm		37g	B W   K B 3 8 F												
		38mm×4m(伸長時) 1ロール			262×165×98mm		550g	4 987167 057275			24987167057279									
		12コ	72コ		KB38F		276×520×212mm		3.79kg		14987167057272									
		<b>KB50F</b>		660円	85×53×120mm		45g	B W   K B 5 0 F												
50mm×4m(伸長時) 1ロール		262×165×119mm			660g	4 987167 057220		24987167057224												
12コ		72コ	KB50F		276×520×252mm		4.51kg	14987167057227												
	<b>KB75F</b>		880円	85×58×126mm		61g	B W   K B 7 5 F													
	75mm×4m(伸長時) 1ロール			260×191×130mm		787g	4 987167 057237		24987167057231											
	12コ	72コ		KB75F		276×600×280mm		5.34kg	14987167057234											



# バトルウィン™ テーピングテープ

品名	パッケージ	品番		希望小売価格(税別)	個装(W×L×H) <small>高さナップ</small>		質量	POSレジ登録用製品名		用途 特長					
		規格			略称	中箱(W×L×H)		質量	JANコード						
		1箱	1梱						梱 (W×L×H)		質量	中箱 G-TINコード・(ITFコード)	梱 G-TINコード・(ITFコード)		
バトルウィン™ W グリップ™		WGP50FBL		950円	85×53×120mm		42g	B W    W G P 5 0 F B L		4 987167 087531					
		50mm×12m			WGP50FBL	260×163×115mm					597g	24987167087535			
		12コ	72コ			505×273×247mm					4.0kg	14987167087538			
		WGP50FYL		950円	85×53×120mm		42g				B W    W G P 5 0 F Y L		4 987167 087548		
		50mm×12m			WGP50FYL	260×163×115mm								597g	24987167087542
		12コ	72コ			505×273×247mm								4.0kg	14987167087545
	WGP50FBG		950円	85×53×120mm		42g	B W    W G P 5 0 F B G		4 987167 092535						
	50mm×12m			WGP50FBG	260×163×115mm					597g				24987167092539	
	12コ	72コ			505×273×247mm					4.0kg				14987167092532	
	WGP75FBL		1,400円	95×70×130mm		58g				B W    W G P 7 5 F B L		4 987167 087494			
	75mm×12m			WGP75FBL	293×198×148mm								826g	24987167087498	
	12コ	72コ			610×305×313mm								5.6kg	14987167087491	
	WGP75FYL		1,400円	95×70×130mm		58g	B W    W G P 7 5 F Y L		4 987167 087500						
	75mm×12m			WGP75FYL	293×198×148mm								826g	24987167087504	
	12コ	72コ			610×305×313mm								5.6kg	14987167087507	
	WGP75FBG		1,400円	95×70×130mm		58g				B W    W G P 7 5 F B G		4 987167 092542			
	75mm×12m			WGP75FBG	293×198×148mm								826g	24987167092546	
	12コ	72コ			610×305×313mm								5.6kg	14987167092549	
バトルウィン™ スポーツバンデージ™		BWSPB50F		550円	107×60×120mm		40g	B W    B W S P B 5 0 F					4 987167 098506		
		50mm×5m (伸長時)			BWSPB50F	310×130×85mm								480g	24987167098500
		10コ	100コ			670×322×187mm								5.4kg	14987167098503
	BWSPB75F		720円	107×60×140mm		60g	B W    B W S P B 7 5 F				4 987167 098513				
	75mm×5m (伸長時)			BWSPB75F	310×130×115mm							700g		24987167098517	
	10コ	100コ			670×322×247mm							7.6kg		14987167098510	

薄くて丈夫な自着バンデージで、圧迫や固定に最適。伸縮テープとアンダーラップのダブルの効果。

- 薄いテープで抜群のフィット感。
- 丈夫で安心。
- 選べるカラーラインナップ。

粘着性	なし
伸縮性	あり
はくり紙	なし
手切れ性	なし
テープ色	青・黄 ページュ

※洗濯すると、自着性が損なわれますのでご注意ください。

アイシングの固定や負傷した筋肉の圧迫などに。

- 伸びとコシがあるバンデージでしっかり圧迫でき、巻きやすい。
- 洗濯して繰り返し使用可能。
- 高い通気性で、汗をかいても蒸れにくい。

粘着性	なし
伸縮性	あり
はくり紙	なし
手切れ性	なし
テープ色	ページュ

# バトルウィン™ メディカル用品



品名	パッケージ	品番		希望小売価格(税別)	個装(W×L×H) <small>高さ+フラップ</small>		質量	POSレジ登録用製品名		用途 特長	
		規格			略称	中箱(W×L×H)		質量	JANコード		
		1箱	1梱						中箱 G-TINコード・(ITFコード)		梱 G-TINコード・(ITFコード)
バトルウィン™ 粘着スプレー		<b>A-220</b>		850円	51mmφ×180mm	250g	ネンチャクスプレ	レ		アンダーラップの皮ふへの接着、テープ自体の粘着力アップに。	
		220ml(内容量)			173×114×190mm	1700g		4 987167 015664			
		6本	24本	NSA220	242×359×201mm	7.0kg		(0204987167015662) (0404987167015660)			
バトルウィン™ リムーバースプレー		<b>R-300</b>		1,000円	60mmφ×187mm	300g	リムーバースプレ	レ		粘着スプレーを使用して巻いたアンダーラップテープや皮ふへ直接巻いたテープのスムーズな除去に。	
		300ml(内容量)			195×128×200mm	2100g		4 987167 015671			
		6本	24本	RSR300	270×401×209mm	8.7kg		24987167015675 14987167015678			
バトルウィン™ コールドスプレー		<b>CS220</b>		800円	53mmφ×178mm	200g	コールドスプレ	レ		突然のアクシデント時に患部の瞬間冷却に使用。 ●押しやすい大きめの噴射ボタンを採用。 ●缶の底まわりはサビにくくするためのコーティング加工。	
		220ml(内容量)			169×113×188mm	1280g		4 987167 035471			
	6本	24本	CS220	241×353×205mm	6.5kg	24987167035475 14987167035478					
		<b>CS480</b>		1,200円	66mmφ×231mm	398g		コールドスプレ	レ		
480ml(内容量)		135×203×236mm	2540g		4 987167 051259						
6本	24本	CS480	283×426×249mm	10.6kg	24987167051253 14987167051256						
バトルウィン™ 携帯酸素		<b>NO.5L</b>		1,000円	65mmφ×250mm	135g	ゲイタイサン		5L		運動時や運動後の疲労回復、リフレッシュ、気分転換などに。 使用回数:50~60回(2秒/回使用の場合) 酸素純度:95% ※医療用ではありません。
		5L(内容量)			255×149×255mm	1037g		4 987167 007973			
		6本	24本	BWKS5L	314×466×276mm	4.6kg		(0204987167007971) (0404987167007979)			
バトルウィン™ ガードクッション		<b>GC10</b>		500円	150×10×250mm	60g	ガードクッション			クッション性に優れ、適度な圧迫効果があります。足首・かかと・ひざ等の部位の保護に適しています。シザーズ(ハサミ)で自由にカットできます。10mm厚。 ●非粘着タイプ	
		150×250mm			150×50×250mm	300g		4 987167 003760			
		5枚	20枚	GC10	246×266×206mm	1.5kg		24987167003764 (0404987167003766)			
バトルウィン™ テーピングシザーズ		<b>TS160L</b>		2,000円	202×13×96mm	70g	シザーズ			テーピングテープをはがす時に使用する専用のハサミ ●刃裏がコーティングされて切りやすい。 ●刃長30mm	
		全長160mm 1本			141×211×100mm	802g		4 987167 048167			
		10コ	100コ	TS160L	240×515×310mm	8.8kg		24987167048161 14987167048164			

# バトルウィン™ メディカル用品

品名	パッケージ	品番		希望小売価格(税別)	個装(W×L×H) <small>高さ+フラップ</small>		質量	POSレジ登録用製品名		用途 特長	
		規格			略称	中箱(W×L×H)		質量	JANコード		
		1箱	1梱						中箱 G-TINコード・(ITFコード)		梱 G-TINコード・(ITFコード)
バトルウィン™ メディカルバッグ		<b>BWMDB</b>		20,000円	540×350×280mm	1800g	—	B/W   メディカルB   A   G		<ul style="list-style-type: none"> <li>●外装は特殊ナイロン生地、ジッパーには止水加工が施されており、耐水性に優れている。</li> <li>●着脱式の持ち出しBOX付き。</li> <li>●フロントやサイドにポケットがあり、収納性に優れている。</li> </ul>	
		540×350×280mm (W×D×H)			BWMDB	720×520×260mm		4.0kg	4   987167   085124		
		1コ	2コ	—		—	14987167085121				
バトルウィン™ ウエストバッグ		<b>BWWSB</b>		7,200円	350×180×180mm	500g	—	B/W   ウエストバ   ック		<ul style="list-style-type: none"> <li>●外装は特殊ナイロン生地、ジッパーには止水加工が施されており、耐水性に優れている。</li> <li>●取り外し可能なペットボトルホルダー付き。</li> <li>●フロントやサイドにポケットがあり、収納性に優れている。</li> </ul>	
		350×180×180mm (W×D×H)			BWWSB	780×380×200mm		5.5kg	4   987167   085131		
		1コ	10コ	—		—	14987167085138				
バトルウィン™ テーピングバッグ		<b>BWTPB</b>		8,000円	400×190×300mm	1150g	—	B/W   T   P   B		<ul style="list-style-type: none"> <li>●テーピングテープやメディカルグッズなどの収納や持ち運びに。</li> <li>●軽くて丈夫な、撥水加工のバッグ。</li> <li>●上部収納部分をメッシュ加工しているため、湿気対策も万全。</li> </ul>	
		400×190×300mm (W×D×H)			BWTPB	330×430×290mm		6.2kg	4   987167   090272		
		1コ	5コ	—		—	14987167090279				

## バトルウィン™ドットコム テーピング巻き方 総合情報サイト

バトルウィン™ドットコムはスポーツテーピングやセルフテーピングの巻き方を知りたい方、活用したい方のための総合サイトです。

スマートフォンでも  
対応可能

下の二次元バーコードをQRコード対応のスマートフォン・携帯対応アプリにて取り込みますと、簡単にホームページに進めます。



巻き方を選んで  
マイメニューに登録



わかりやすい  
動画でチェック



バトルウィン



検索 <https://www.battlewin.com>



# ★ テーピングのテクニック

## アンカー 船のいかりの意味

●アンカーの役割  
 テーピングの基礎。  
 内側のくるぶしより、ひと握りのところに身体のカーブに沿って、1本目は強く巻き、2本目は1本目の強さに合わせる。テープの3分の1を重ねて巻く。



## スターアップ 馬のあぶみの意味

●スターアップの役割  
 内反の防止。  
 アンカーの内側からかかとの下を通して外側へ巻き、2本目、3本目はかかとの下で1本目とクロスするように巻く。  
 3本のテープは扇形になっている。



## ホースシュー 馬蹄の意味

●ホースシューの役割  
 スターアップの補強とアキレス腱の保護。  
 かかとの骨端にテープの真ん中をあて、身体のカーブに沿って巻く。スターアップより2~3cm出す。



## サーキュラー 円形の意味

●サーキュラーの役割  
 スターアップをずれないように固定するテープ。  
 足首を1周させ、足首に密着するように1本ずつ切ってアンカーの位置まで巻く。



## フィギュアエイト 8の字形の意味

●フィギュアエイトの役割  
 足首の安定感を保つ。(前後のブレ防止)  
 8の字に巻くテープ。外側のくるぶしからスタートし、甲の上部(◆)を通して巻く。そのまま足の裏を通り、甲の上部(◆)でクロスする。最後はアキレス腱を通してスタート位置に戻り、テープを切ってとめる。



## ヒールロック かかとの固定の意味

●ヒールロックの役割  
 足首の保護。(左右のブレ防止)  
 外側のくるぶしの上からスタートし、アキレス腱とかかかとを包むように巻く。かかとの外側、内側にテープを通す時(②、④)は強く引っ張る。最後は、足首の上まで巻き上げる。







## サポート・Xサポート 支持の意味

●サポートテープの役割  
 関節可動域の制限。  
 サポートテープ(サポート・Xサポート)は、テープの長さや引っ張る力や方向によって動きを制限する。














# フットケア

品名	パッケージ	品番		希望小売価格(税別)	個装(W×L×H) <small>高さ+アップ</small>		質量	POSレジ登録用製品名		用途 特長		
		規格			中箱(W×L×H)			質量	JANコード			
		1箱	1梱		略称	梱 (W×L×H)			質量		中箱 G-TINコード・(ITFコード)	梱 G-TINコード・(ITFコード)
スピール膏™ ワンタッチEX		<b>SPAM</b> (足うらM)		950円	72×20×125mm		24g	スピール膏™ コウア シウラ M		<p>〈貼るタイプ〉 うおの目・たこ・ いぼの治療薬 薬剤が患部にだけ 浸透するサイズ 調整シール付き。 W固定ですれにくい。 足うらに貼っても はがれにくい形状</p> <p>■足うらM ワンタッチEX SPAM 患部の目安： 3mm～10mm</p> <p>■足うらL ワンタッチEX SPAL 患部の目安： 5mm～13mm</p> <p>指に巻きやすい パンテーシタイプ</p> <p>■ゆびM ワンタッチEX SPBM 患部の目安： 3mm～10mm</p> <p>■ゆびL ワンタッチEX SPBL 患部の目安： 5mm～13mm</p>		
		直径7mm12枚 サイズ調整シール・ 固定用テープ付			SPAM	215×128×75mm		280g	4 987167 051341			
		10コ 200コ				316×660×228mm			6.4kg		24987167051345 14987167051348	
スピール膏™ 長50		<b>SPK</b> (サイズいろいろ)		950円	72×20×125mm		25g	スピール膏™ コウ K		<p>〈貼るタイプ〉 患部の大きさに 合わせて薬剤を 選んで使う。</p> <p>■固定用テープ 12mm×60mm14枚 30mm×40mm14枚 日局サリチル酸絆創膏</p>		
		直径 5mm 5コ 直径 7mm 10コ 直径 9mm 5コ 10×55mm 1枚 保護用パッド・ 固定用テープ付			SPK	215×128×75mm		288g	4 987167 028985			
		10コ 200コ				316×660×228mm			6.5kg		24987167028989 14987167028982	
スピール膏™		<b>SPF</b> (フリーサイズ)		950円	72×20×125mm		32g	スピール膏™ フ		<p>〈貼るタイプ〉 患部の大きさに 合わせて薬剤を 切って使う。</p> <p>■固定用テープ 12mm×60mm14枚 30mm×40mm14枚 日局サリチル酸絆創膏</p>		
		25cm <sup>2</sup> ×3枚 保護用パッド付 固定用テープ付			SPF	215×128×75mm		366g	4 987167 028978			
		10コ 200コ				316×660×228mm			8.1kg		24987167028972 14987167028975	
スピールジェル™		<b>SPG3</b>		1,000円	72×28×125mm		26g	スピールジェル™ エル		<p>〈塗るタイプ〉 ジェルタイプで たれにくく、 うおの目・たこに ピンポイントで 塗れる。</p>		
		3g(内容量) 保護用パッド9枚			SPG3	188×126×75mm		311g	4 987167 076634			
		10コ 120コ				390×266×241mm			4kg		24987167076638 14987167076631	

\*スピール膏™シリーズ(貼るタイプ)は毎日交換しない方が薬面の患部への密着が良くなり治癒に効果的です。

# フットケア

品名	パッケージ	品番		希望小売価格(税別)	個装(W×L×H) <small>高さ+アップ</small>		質量	POSレジ登録用製品名		用途 特長	
		規格			中箱(W×L×H)			JANコード			
		1箱	1梱		略称			中箱 G-TINコード・(ITFコード)			
スピール膏™ SPCXN		<b>SPCXN</b>		720円	72×20×125mm		21.4g	スピール膏™ 調整用テープ		サイズ調整シールにより さまざまな大きさのうお のめに対応。  薬剤部分 直径10mm サイズ調整シール各9枚 固定用テープサイズ 12mm×60mm8枚入 30mm×40mm8枚入 「販売名:スピール膏™CX」  指定医薬部外品	
		直径10mm 8枚 サイズ調整シール 固定用テープ付き			215×128×75mm		260g	4 987167 071417			
		10コ	200コ		SPCXN	316×660×228mm		5.8kg	24987167071411 14987167071414		
スピールテープ™ SPT8		<b>SPT8</b>		200円	85×4.5×125mm		11g	スピールテープ™		スピール膏™の 固定用テープの 貼り替え用	
		12mm×60mm 16枚 30mm×40mm 16枚			90×127×55mm		127g	4 987167 043957			
		10コ	200コ		SPT8	236×469×140mm		2.8kg	24987167043951 14987167043954		
スピール™ 抗菌パッド		<b>SPPUM</b>		400円	75×4×144mm		5g	スピールパッド™ UIM		うおの目・たこの 痛みをやわらげる 保護パッド 抗菌・防臭タイプ 保護用プロテクター 抗菌・防臭タイプ 優れた衝撃吸収性 優れた粘着力  ●抗菌タイプですの で清潔です。 ●高機能クレタンプオ ーム採用。適度なク ッション性で、うお の目・たこの痛みを 緩和します。 ●しっかりとよくつき、 患部を保護します。  ■ SPPUM  センターホール 8mmφ	
		うおの目用 M 9枚			85×160×45mm		90g	4 987167 045814			
		10コ	100コ		SPPUM	185×170×250mm		1.9kg	24987167045818 14987167045811		
		10コ			100コ	SPPUM	185×170×250mm		1.9kg		24987167045818 14987167045811
		<b>SPPUL</b>		400円	75×4×144mm		5g	スピールパッド™ ULL		■ SPPUL  センターホール 11mmφ	
		うおの目用 L 8枚			85×160×45mm		90g	4 987167 045821			
		10コ	100コ		SPPUL	185×170×250mm		1.9kg	24987167045825 14987167045828		
		10コ			100コ	SPPUL	185×170×250mm		1.9kg		24987167045825 14987167045828
		<b>SPPSK</b>		400円	75×4×144mm		5g	スピールパッド™ SIK		■ SPPSK  センターホール 11mmφ	
		指間用 A型 9枚			85×160×45mm		90g	4 987167 045838			
		10コ	100コ		SPPSK	185×170×250mm		1.9kg	24987167045832 14987167045835		
		10コ			100コ	SPPSK	185×170×250mm		1.9kg		24987167045832 14987167045835
	<b>SPPAU</b>		350円	75×4×144mm		5g	スピールパッド™ AIU		■ SPPAU  センターホール 長径10、短径8(mm)  ■ SPPAU  センターホール 11mmφ		
	足裏用 扇型 4枚			85×160×45mm		90g	4 987167 045845				
	10コ	100コ		SPPAU	185×170×250mm		1.9kg	24987167045849 14987167045842			
	10コ			100コ	SPPAU	185×170×250mm		1.9kg		24987167045849 14987167045842	

Since 1931

## スピールシリーズ








ブランドサイトは  
こちら





# フットケア

品名	パッケージ	品番		希望小売価格(税別)	個装(W×L×H) <small>高さアップ</small>		質量	POSレジ登録用製品名		用途 特長
		規格			中箱(W×L×H)			JANコード		
		1箱	1梱		略称			中箱 G-TINコード・(ITFコード)		
				梱 (W×L×H)		質量		梱 G-TINコード・(ITFコード)		
スピール膏 <sup>TM</sup> CX		<b>SPJ8S</b>		550円	72×20×125mm		19g	スピール膏CXJIS 8マイ		うおの目・たこに。 サリチル酸を50% 配合し、角質をやわ らくしてから取り 除きます。 ●フンタッチタイプ ■SPJ8S 薬剤部分 直径5mm 固定用テープ付き 12mm×60mm8枚入 30mm×40mm8枚入 ■SPJ6M 薬剤部分 直径7mm 固定用テープ付き 12mm×60mm6枚入 30mm×40mm6枚入 ■SPJ6L 薬剤部分 直径10mm 固定用テープ付き 12mm×60mm6枚入 30mm×40mm6枚入 指定医薬部外品
		直径5mm 8枚 固定用テープ付き			215×128×75mm		233g	スピール膏CXJIS 16マイ		
		10コ	200コ	SPJ8S	316×660×228mm		5.3kg	24987167059532 14987167059535		
		<b>SPJ6M</b>		550円	72×20×125mm		16g	スピール膏CXJIS 16マイ		
		直径7mm 6枚 固定用テープ付き			215×128×75mm		190g	スピール膏CXJIS 16マイ		
		10コ	200コ	SPJ6M	316×660×228mm		4.4kg	24987167059549 14987167059542		
		<b>SPJ6L</b>		550円	72×20×125mm		17g	スピール膏CXJIS 16マイ		
		直径10mm 6枚 固定用テープ付き			215×128×75mm		200g	スピール膏CXJIS 16マイ		
		10コ	200コ	SPJ6L	316×660×228mm		4.6kg	24987167059556 14987167059559		
靴ずれ専用絆創膏		<b>KJ8H</b>		350円	75×12×139mm		9.5g	カットレパト 絆創膏		●かかとにピッタリ フィットする形状。 ●パッケージは持 ち運びに便利な チャック付き袋。 滅菌済 一般医療機器 救急絆創膏
		かかと用 8枚			136×74×90mm		121g	カットレパト 絆創膏		
		10コ	200コ	KJ8H	381×283×190mm		2.8kg	24987167060880 14987167060883		
靴ずれ専用絆創膏 クリアタイプ		<b>KJ6HC</b>		560円	75×6×139mm		8g	カットレパト クリア		●パッドも透明で目 立たない。 (パッドロココイ ドパッド使用) ●かかとにフィット する形状。 ●パッケージは持 ち運びに便利な チャック付き袋。 滅菌済 一般医療機器 救急絆創膏
		かかと用 6枚			143×77×90mm		130g	カットレパト クリア		
		10コ	200コ	KJ6HC	396×297×190mm		3.3kg	24987167090016 14987167090019		

※スピール膏CX：緑の薬剤は柔らかい健康な皮ふにあたらぬサイズをお選びください。



スピール膏<sup>TM</sup> CX  
製品情報



靴ずれ専用絆創膏  
製品情報



靴ずれ専用絆創膏  
クリアタイプ  
製品情報



# 素材一覧表

品名	基材・素材	粘着剤	
ケアリーヴ™ 治す力™	テープ部	高密度ウレタン不織布	アクリル系
	パッド部	ハイドロコロイド	-
ケアリーヴ™ 治す力™ 防水タイプ	テープ部	ポリウレタンフィルム	アクリル系
	パッド部	ハイドロコロイド	-
ケアリーヴ™ 治す力™ 防水タイプ 超大判	テープ部	ポリウレタンフィルム	アクリル系
	パッド部	ハイドロコロイド	-
	離型フィルム	ポリプロピレン	-
ケアリーヴ™	テープ部	高密度ウレタン不織布	アクリル系
	パッド部	レーヨン+ポリエステル不織布	-
ケアリーヴ™ 防水タイプ	テープ部	高密度ウレタン不織布+ウレタンフィルム	アクリル系
	パッド部	レーヨン不織布+ポリエチレンネット	-
ケアリーヴ™ パワー&フィット	テープ部	ポリウレタン+ポリエステルネット	アクリル系
	パッド部	レーヨン不織布+ポリエチレンネット	-
ケアリーヴ™ 超大判	テープ部	高密度ウレタン不織布	アクリル系
	パッド部	ポリエステル不織布+エラストマーネット	-
ケアリーヴ™ 超大判 防水タイプ	テープ部	ポリウレタンフィルム	ウレタン系
	パッド部	ポリエステル不織布+エラストマーネット	-
	離型フィルム	ポリプロピレン	-
ケアリーヴ™ キャラクター	テープ部	高密度ウレタン不織布+ウレタンフィルム	アクリル系
	パッド部	レーヨン不織布+ポリエチレンネット	-
オーキューバンエコ™ キャラクター	テープ部	ポリエチレンフィルム	アクリル系
	パッド部	レーヨン不織布+ポリエチレンネット	-
オーキューバンエコ™	テープ部	ポリエチレンフィルム	アクリル系
	パッド部	レーヨン不織布+ポリエチレンネット	-
ガッチリバン™	テープ部	ポリウレタン+ポリエステルネット	アクリル系
	パッド部	レーヨン不織布+ポリエチレンネット	-
あかぎれ保護バン™	高密度ウレタン不織布	アクリル系	
あかぎれ保護バン™ 防水	ポリウレタンフィルム	アクリル系	
あかぎれ保護液体バン™	成分	ピロキシリン	
	付属品	キャップ付ノズル	
アトファイン™ 傷あとケアテープ	ポリエステル織布	アクリル系	
アトファイン™ クリーム	成分	ヘパリン類似物質	
ニチバン テープバン	綿織布、アセテート織布	天然ゴム系	
ニチバン シルクテープ	アセテート布	アクリル系	
スキナゲート™	ポリオレフィン	アクリル系	
スキナゲート™ メッシュ	ポリプロピレン不織布	アクリル系	
スキナゲート™ スパット	バルブ・ポリエステル不織布	アクリル系	
ニチバン ホワイトテープ	バルブ・ポリエステル不織布	アクリル系	
ニチバン ホワイトテープページュ		アクリル系	
ネオバン™	和紙	アクリル系	
ニチバン シアテープ	ポリ塩化ビニル	天然ゴム系	
キープポア™	ポリエチレンフィルム	アクリル系	
ソフポア™	ウレタン不織布	アクリル系	
ニチバン 肌に貼れる両面テープ	ポリエステルフィルム	アクリル系	
メッシュポア™ テープ	ポリエステル不織布	アクリル系	
メッシュバン™	ポリエステル不織布	アクリル系	
粘着包帯 よくのび™	高密度ウレタン不織布	アクリル系	
つきつき™ ホータイ	綿糸+ウレタン芯綿糸	天然ゴム系(自着)	
ニチバン ネット包帯	綿糸+ポリエステル・弾性ゴム糸	-	
防水フィルム ロールタイプ	テープ部	ポリウレタンフィルム	アクリル系
	離型フィルム	ポリエチレン	-
やさしい 防水パッド	テープ部	ポリウレタンフィルム	アクリル系
	パッド部	レーヨン+ポリエステル不織布	-
	離型フィルム	ポリエステルフィルム	-
やさしい キズあてパッド	テープ部	ポリプロピレン不織布	アクリル系
	パッド部	レーヨン・ポリエステル不織布+ 孔付ポリエチレンフィルム	-
やさしい 滅菌パッド	レーヨン・ポリオレフィン不織布+ 孔付ポリエチレンフィルム	-	
CA ホワイトガーゼ	綿織布	-	
CA コットン綿棒(紙軸)	綿球部	綿	-
	軸部	紙	-

品名	基材・素材	粘着剤	
CA ホワイトテープ	バルブ・ポリエステル不織布	アクリル系	
CA ネオバン™	和紙	アクリル系	
CA キープポア™	ポリエチレンフィルム	アクリル系	
CA 粘着包帯	ポリエステル不織布	アクリル系	
CA オーキューバンエコ™	テープ部	ポリエチレンフィルム	アクリル系
	パッド部	レーヨン不織布+ポリエチレンネット	-
ロイヒつぼ膏™	構成	レーヨン織布	天然ゴム系
	成分	サリチル酸メチル、 $\beta$ -メントール、ハッカ油、 $d\alpha$ -カンフル、チモール、ノニル酸ワニリルアミド	
ロイヒつぼ膏™ クール	構成	ポリエステル織布	合成ゴム系
	成分	サリチル酸メチル、 $\beta$ -メントール、 $d\alpha$ -カンフル	
ロイヒ™ クリーム フェルビ	成分	フェルビナク、 $\beta$ -メントール	
ロイヒ膏™ ロキソプロフェン	構成	ポリエステル織布	合成ゴム系
	成分	ロキソプロフェンナトリウム水和物	
BW テーピングテープ 非伸縮タイプ(Cタイプ)	綿布	天然ゴム系	
BW カラーテーピングテープ	綿布	天然ゴム系	
BW 指プロテクター	綿織布	アクリル系	
BW 指プロテクター親指用	ポリエステル、ポリウレタン(綿布)	アクリル系	
BW テーピングテープ 伸縮ベージュタイプ	伸縮性綿布	天然ゴム系	
BW テーピングテープEL(伸縮手切れタイプ)	綿糸+ウレタン芯綿糸	天然ゴム系	
BW アンダーラップテープ	ポリウレタン発泡体	-	
BW キネシオロジーテープ強粘着	綿糸+ウレタン芯綿糸	アクリル系	
BW セラポア™ テープ撥水	綿糸+ウレタン芯綿糸	アクリル系	
BW セラポア™ テープFX	綿糸+ウレタン芯綿糸	アクリル系	
BW セラポア™ テープFXブラック	綿糸+ウレタン芯綿糸	アクリル系	
BW くっつくバンデージ™	綿糸+ウレタン芯綿糸	天然ゴム系(自着)	
BW Wグリップ™	ナイロン+綿織布	天然ゴム系(自着)	
BW スポーツバンデージ	綿、ポリエステル、ウレタン、合成樹脂	-	
BW 粘着スプレー	エタノール、樹脂、液化石油ガス(噴射剤)	-	
BW リムーバースプレー	エタノール、離型剤、液化石油ガス(噴射剤)	-	
BW コールドスプレー	液化石油ガス、イソペンタン	-	
BW 携帯酸素	酸素	-	
BW ガードクッション™	合成ゴム発泡体	-	
BW テーピング・シザーズ	ステンレス	-	
BW メディカルバッグ	ナイロン生地	-	
BW ウエストバッグ	ナイロン生地	-	
BW テーピングバッグ	ナイロン生地	-	
スピール膏™ ワンタッチEX	テープ部 (絆創膏部分)	アセテート織布	天然ゴム系
	薬剤部分(膏体)	レーヨン織布	天然ゴム系
	成分	サリチル酸	
	保護用パッド	ポリエチレン発泡体	アクリル系
スピール膏™ EX50 スピール膏™	サイズ調整シール	ポリエチレンフィルム	アクリル系
	固定用テープ	ポリウレタン不織布	天然ゴム系
	薬剤(膏体)	レーヨン布	天然ゴム系
	成分	サリチル酸	
スピールジェル™	保護用パッド	ポリエチレン発泡体	アクリル系
	テープ部	アセテート布	天然ゴム系
	薬剤(膏体)	綿織布、アセテート織布	天然ゴム系
	成分	サリチル酸	
スピール膏™ CX	保護用パッド	ポリエチレン発泡体	アクリル系
	固定用テープ	ポリウレタン不織布	天然ゴム系
	テープ部	アセテート布	天然ゴム系
	成分	サリチル酸	
スピール™ テープ	ポリウレタン不織布	天然ゴム系	
スピール™ 抗菌パッド	マイクロセルウレタンフォーム	アクリル系	
靴ずれ専用絆創膏	テープ部	高密度ウレタン不織布	アクリル系
	パッド部	レーヨン不織布+ポリエチレンネット	-
靴ずれ専用絆創膏 クリアタイプ	テープ部	ポリウレタンフィルム	アクリル系
	パッド部	ハイドロコロイド	-

TM : trademark

CA=ケアーズ™ BW=バトルウイン™

# ニチバン株式会社

〒112-8663 東京都文京区関口2-3-3 ヘルスケア営業統括部

仙台支店：〒984-0011 仙台市若林区六丁の目西町8-1 斎喜センタービル TEL (022) 390-0220 FAX (022) 390-0221  
札幌オフィス：〒060-0003 札幌市中央区北3条西2丁目2番地1 NX札幌ビル TEL (011) 231-2310 FAX (011) 231-2387  
東京支店：〒162-0822 東京都新宿区下宮比町2-26 KDX飯田橋ビル TEL (03) 5229-7521 FAX (03) 5229-2330  
名古屋支店：〒460-0002 名古屋市中区丸の内1-16-4 BPRプレイス名古屋丸の内 TEL (052) 229-1770 FAX (052) 201-1811  
大阪支店：〒550-0002 大阪市西区江戸堀1-9-6 肥後橋ユニオンビル TEL (06) 4803-2311 FAX (06) 4803-2300  
広島支店：〒730-0004 広島市中区東白島町14-15 NTTクレド白島ビル TEL (082) 205-5392 FAX (082) 205-5393  
福岡支店：〒810-0011 福岡市中央区高砂1-24-20 ちくぎん福岡ビル TEL (092) 521-1170 FAX (092) 521-1180  
お客様相談室：〒162-0822 東京都新宿区下宮比町2-26 KDX飯田橋ビル TEL (0120) 377-218 FAX (03) 5229-2330

● ホームページ

<https://www.nichiban.co.jp/>



次世代のために、全社的に環境負荷の低減に取り組んでいます。



QMS EMS  
ISO 9001, ISO 14001  
JSAQ117, JSAE 210

当社は、ISO9001 ISO14001の登録をしています

下記の製品の設計、開発及び製造

- 1) 粘着テープ類・粘着メモ・テーピング関連製品・エアゾール製品・  
テープはがし液・粘着テープ類用アプリケーション機器
- 2) 医療用医薬品・一般用医薬品・医薬部外品・医療機器・衛生材・  
医療用組合せキット・医療補助用組合せキット