

CARELEAVES
ケアリーヴTM

素肌タッチの救急絆創膏

EOG滅菌済



**高密度ウレタン不織布とアクリル系粘着剤を採用。
 かぶれにくく、肌にやさしい救急絆創膏です。**

特 長

■**全方向に伸縮するテープ基材**

すぐれた柔軟性をもつ高密度ウレタン不織布が皮膚の微妙な動きに追従するため、皮膚へのストレスを軽減。かぶれにくくやさしい貼りごち。

■**高い透湿性**

透湿性が高いので長時間の貼付でもむれにくく、高い粘着力が持続します。

■**低刺激性**

はがす時の角質剥離量が従来の絆創膏より少ないため、皮膚への刺激・痛みを軽減します。

用 途

○創傷の保護

使用上の注意

- 再使用しないでください。
- 使用中、発疹・発赤、かゆみ等の症状があらわれた場合は使用を中止してください。
- はがす時は、皮膚を傷めないよう体毛の流れに沿ってゆっくりはがしてください。

規 格

品番	サイズ		1箱
	粘着部	パッド部	
Sサイズ	12mm×55mm	7.5mm×17mm	200枚
Mサイズ	21mm×70mm	13mm×22mm	100枚
Lサイズ	30mm×72mm	22mm×29mm	50枚