

エラストポア™ / エラストポア™ハダ

ELASTPORE™ / ELASTPORE™HADA



特 長

■高粘着性

粘着力に富み、重ね貼りができるため、固定性に優れています。

■適度な伸縮性・高フィット性

適度の伸縮性(縦方向)があり、関節部など屈曲部にもよくフィットし、圧迫・固定性に優れています。

■1cm間隔の目盛り入りはく離紙

■圧迫固定・支持固定に十分な基材強度

■適度な透湿性・通気性

用 途

○カテーテル、チューブ、シーネの固定 ○屈曲部のガーゼ、シップ剤の固定

○止血処置における圧迫固定

○捻挫、肉ばなれの予防の支持固定、リハビリテーション時の支持固定

使用上の注意

○皮膚かぶれの原因となりますので、伸ばさずに貼ってください。

○傷口には直接貼らないでください。

○使用中、発疹・発赤、かゆみ等の症状があらわれた場合は使用を中止してください。

○はがす時は、皮膚を傷めないよう体毛の流れに沿ってゆっくりはがしてください。

規 格

エラストポア™

品番	サイズ	1箱
No. 12	12mm×5m	24巻
No. 25	25mm×5m	12巻
No. 38	38mm×5m	8巻
No. 50	50mm×5m	6巻
No. 75	75mm×5m	4巻
No.100	100mm×5m	3巻

エラストポア™ハダ

品番	サイズ	1箱
No. 25	25mm×5m	12巻
No. 38	38mm×5m	8巻
No. 50	50mm×5m	6巻
No. 75	75mm×5m	4巻
No.100	100mm×5m	3巻