


キープTMシルク

アセテートクロスサージカルテープ

KEEPTM SILK



表面拡大イメージ(図)

長時間のしっかりとした 固定、矯正、牽引にすぐれたテープ

特 長

■高固定性

長時間のしっかりした固定、矯正、牽引にすぐれています。

■良好な手切れ性

テープの両端のこまかな波状カット加工により、手で簡単に切れます。

用 途

- ガーゼ、包帯の固定
- 注射針・穿刺針の固定
- カテーテル、チューブの固定
- 肋骨、鎖骨、四肢骨の骨折時の矯正、牽引、圧迫固定

使用上の注意

- 傷口には貼らないでください。
- 使用中、発疹・発赤、かゆみ等の症状があらわれた場合は使用を中止してください。
- はがす時は、皮膚を傷めないよう体毛の流れに沿ってゆっくりはがしてください。

規 格

品番	サイズ	1箱
No.12	12mm×9m	24巻
No.25	25mm×9m	12巻
No.50	50mm×9m	6巻
No.75	75mm×9m	4巻