

ニチバン™

絆創膏

NICHIBAN™



特殊加工の綿布に精選したゴム、樹脂、酸化亜鉛などを練り合わせた粘着剤を均一に塗布した粘着テープです。独自の技術により、安定した品質の絆創膏です。



表面拡大イメージ(図)

特 長

■強度がある

基材が綿布できているので強度があります。

■粘着性、粘着保持性が高い

ゴム系の粘着剤を使用。

柔軟性に富み、微小孔の通気性・透湿性により、皮膚への順応性が高く、カブレ防止性にも優れています。

用 途

- カテーテル、チューブの固定
- 矯正位の保持
- 骨折、脱臼の整復固定
- 拘縮、不良肢位の牽引

使用上の注意

- 傷口には貼らないでください。
- 使用中、発疹・発赤、かゆみ等の症状があらわれた場合は使用を中止してください。
- はがす時は、皮膚を傷めないよう体毛の流れに沿ってゆっくりはがしてください。

規 格

品番	サイズ	1箱
H12	12mm×5m	5巻
H25	25mm×5m	1巻
H50	50mm×5m	1巻
H75	75mm×5m	1巻