

# ニチバン サージカルテープ-21N

# ニチバン サージカルテープ・ハダ

不織布サージカルテープ



**通気性、透湿性にすぐれたテープです。**  
**幅広い用途でポピュラーな製品です。**

## 特 長

### ■高密着性・高保持性

皮膚によくなじみ、有毛部や脂漏部位にも良好な粘着性を発揮します。

### ■優れた作業性

簡単に手で切れ、貼付処置が容易です。

### ■X線透過性

X線撮影の際、テープの影が出る心配がありません。

### ■紫外線透過抑制

紫外線による皮膚の色素沈着を抑制します。

## 用 途

○ガーゼ、包帯の固定 ○注射針・穿刺針の固定 ○カテーテル、チューブの固定

## 使用上の注意

- 傷口には貼らないでください。
- 使用中、発疹・発赤、かゆみ等の症状があらわれた場合は使用を中止してください。
- はがす時は、皮膚を傷めないよう体毛の流れに沿ってゆっくりはがしてください。

## 規 格

### ニチバン サージカルテープ-21N

品番	サイズ	1箱
No.12	12mm×9m	24巻
No.18	18mm×9m	18巻
No.25	25mm×9m	12巻
No.50	50mm×9m	6巻
No.75	75mm×9m	4巻

### ニチバン サージカルテープ・ハダ

品番	サイズ	1箱
No.12	12mm×9m	24巻
No.25	25mm×9m	12巻