

# キープポア™A

KEEPPORE™A



表面拡大イメージ図

## 特 長

### ■優れた手切れ性

ハサミを使わず、グローブを着用したままでも、縦・横にきれいに切れます。

### ■目立ちにくい

表面ツヤ消し加工をしているので、目立ちにくいです。

## 用 途

- ガーゼ、包帯の固定
- カテーテル、チューブの固定

## 規 格

### キープポア™A

品番	サイズ	1箱
No. 12	12mm×9m	24巻
No. 18	18mm×9m	18巻
No. 25	25mm×9m	12巻
No. 50	50mm×9m	6巻

#### 〈使用上の注意〉

- 傷口には直接貼らないでください。
- 使用中、発疹・発赤、水泡、皮膚はく離、かゆみ等の症状が現れた場合は使用を中止してください。
- はがす時は、皮膚を傷めないよう体毛の流れに沿ってゆっくりはがしてください。

#### 〈保管上の注意〉

- 水濡れに注意し、高温、多湿、直射日光のあたる場所を避けて、室温保存してください。