




# ソフポア™

SOFPORE™



## 特 長

### ■皮膚刺激の軽減

全方向に伸縮するため、貼付中の皮膚の動きに追従して皮膚へのストレスを抑え、皮膚刺激を軽減します。

### ■高透湿性・高固定性

透湿性が高く、長時間貼っていてもムレにくいいため、しっかりと固定できます。

## 用 途

○ ガーゼ、チューブ、カテーテル、被覆材の固定

#### 〈使用上の注意〉

- 伸ばした状態で貼ると皮膚刺激の原因となります。テープを伸ばさずに貼ってください。
- 傷口には直接貼らないでください。
- 使用中、発疹・発赤、水泡、皮膚はく離、かゆみ等の症状が現れた場合は使用を中止してください。
- はがす時は、皮膚を傷めないよう体毛の流れに沿ってゆっくりはがしてください。

#### 〈保管上の注意〉

- 水濡れに注意し、高温、多湿、直射日光のあたる場所を避けて、室温保存してください。

## 規 格

### ソフポア™

品番	サイズ	1箱
No. 25	25mm×10m	12巻
No. 38	38mm×10m	8巻
No. 50	50mm×10m	6巻