

ぴったり技術で明日をつくる



2025 HEALTHCARE PRODUCTS

ヘルスケア製品 総合カタログ

販売店様向

救急絆創膏

アトファイン™
傷あとケアテープ

テープ類

包帯類

ドレッシング材

ケアーズ™シリーズ

肩こり・腰痛薬

バトルウィン™
テーピングテープ

バトルウィン™
メディカル用品

フットケア

素材一覧表

HEALTHCARE
PRODUCTS

ニチバン ヘルスケア製品 品名索引(50音順)

検索名	ページ
あ	
あかぎれ保護バン TM	12
あかぎれ保護液体バン TM	12
アトファイン TM 傷あとケアテープ	13
アンダーラップテープ	26
う	
ウエストバッグ	31
お	
オーキューバンエコ TM	10
オーキューバンエコ TM キャラクター	10
か	
ガードクッション TM	30
ガッチリバン TM	11
カラーテーピングテープ非伸縮タイプ	25
き	
キープポア TM	15・20
キズあてパッド	18
キネシオロジーテープFX	28
キネシオロジーテープFXブラック	28
キネシオロジーテープ強粘着	27
キネシオロジーテープ撥水	27
く	
靴ずれ専用絆創膏	35
靴ずれ専用絆創膏 クリアタイプ	35
くつつくバンデージ TM	28
け	
ケアーズ TM	19・20
ケアーズ TM キープポア TM	20
ケアーズ TM コットン綿棒	19
ケアーズ TM ネオバン TM	20
ケアーズ TM 粘着包帯	20
ケアーズ TM ホワイトガーゼ	19
ケアーズ TM ホワイトテープ	20
ケアリーヴ TM	1～9
ケアリーヴ TM キャラクター	9
ケアリーヴ TM 超大判	8
ケアリーヴ TM 超大判 防水タイプ	8
ケアリーヴ TM 治す力 TM	1
ケアリーヴ TM 治す力 TM 防水タイプ	2
ケアリーヴ TM 治す力 TM 防水タイプ 超大判	3
ケアリーヴ TM パワー&フィット	7
ケアリーヴ TM 防水タイプ	6
携帯酸素	30
こ	
コールドスプレー	30
コットン綿棒	19
し	
シアテープ	15
シルクテープ	14
す	
スキナゲート TM	14
スキナゲート TM スパット	14

検索名	ページ
す	
スキナゲート TM メッシュ	14
スピール膏 TM	33～35
スピール膏 TM CX	34・35
スピール膏 TM CX 360°めくってポイント貼付タイプ	34
スピール膏 TM フリーサイズ	33
スピール膏 TM EX50	33
スピール膏 TM ワンタッチEX	33
スピール TM 抗菌パッド	34
スピールジェル TM	33
スピール TM テープ	34
スポーツバンデージ	29
そ	
ソフボア TM	15
た	
Wグリップ TM	29
つ	
つきつき TM ホータイ	17
て	
テーピング・シザース	30
テーピングテープ非伸縮タイプ	24
テーピングテープ伸縮タイプ	26
テーピングバッグ	31
テープバン	14
手首プロテクター	23
に	
ニチバン シアテープ	15
ニチバン シルクテープ	14
ニチバン テープバン	14
ニチバン 肌に貼れる両面テープ	16
ニチバン ホワイトテープ	15
ニチバン ホワイトテープベージュ	15
ね	
ネオバン TM	15・20
粘着スプレー	30
粘着包帯	20
粘着包帯 よくのび TM	17
は	
バトルウイン TM	22～32
BW アンダーラップテープ	26
BW ウエストバッグ	31
BW ガードクッション TM	30
BW カラーテーピングテープ非伸縮タイプ	25
BW キネシオロジーテープFX	28
BW キネシオロジーテープFXブラック	28
BW キネシオロジーテープ強粘着	27
BW キネシオロジーテープ撥水	27
BW くつつくバンデージ TM	28
BW 携帯酸素	30
BW コールドスプレー	30
BW スポーツバンデージ	29

検索名	ページ
は	
BW Wグリップ TM	29
BW テーピング・シザース	30
BW テーピングテープ非伸縮タイプ	24
BW テーピングテープ伸縮タイプ	26
BW テーピングテープEL	26
BW テーピングバッグ	31
BW 手首プロテクター	23
BW 粘着スプレー	30
BW メディカルバッグ	31
BW 指プロテクター	23
BW 指プロテクター親指用	23
BW リムーバースプレー	30
ほ	
防水パッド	18
防水フィルムロールタイプ	18
ホワイトガーゼ	19
ホワイトテープ	15・20
ホワイトテープベージュ	15
め	
滅菌パッド	19
メッシュバン TM	16
メッシュポア TM テープ	16
メディカルバッグ	31
や	
やさしいキズあてパッド	18
やさしいシリーズ	18・19
やさしい防水パッド	18
やさしい滅菌パッド	19
ゆ	
指プロテクター	23
指プロテクター親指用	23
り	
リムーバースプレー	30
ろ	
ロイヒ TM クリーム フェルビ	21
ロイヒ膏 TM ロキソプロフェン	21
ロイヒ膏 TM ロキソプロフェン 大判	21
ロイヒつぼ膏 TM	21
ロイヒつぼ膏 TM 大判	21
ロイヒつぼ膏 TM クール	21
ロイヒつぼ膏 TM クール 大判	21


BW=バトルウインTM
TM : trademark
このカタログの内容は2025年1月現在のものです

パッケージサイズについて


個装、中箱、梱それぞれの形状に応じて
以下を基本に採寸しております。

W=幅、L=奥行き、H=高さ、φ=直径


個装




●箱入り



●フック式プリスターパック




●フック式袋入り




●缶入り、ポリ容器入り

中箱



梱



救急絆創膏・あかぎれ保護バンTM 1~12

ケアリーヴTM 治す力TM／ケアリーヴTM 治す力TM 防水タイプ／
ケアリーヴTM 治す力TM 防水タイプ 超大判／ケアリーヴTM／ケアリーヴTM 防水タイプ／
ケアリーヴTM パワー&フィット／ケアリーヴTM 超大判／ケアリーヴTM 超大判防水タイプ／
ケアリーヴTM キャラクター／オーキューバンエコTM キャラクター／
オーキューバンエコTM／ガッチリバンTM／あかぎれ保護バンTM／あかぎれ保護液体バンTM

アトファインTM 傷あとケア用品 13

アトファインTM 傷あとケアテープ

テープ類 14~16

医療補助用テープ

包帯類 16~17

粘着包帯／粘着シート／自着性伸縮包帯

ドレッシング材 18~19

防水フィルム ロールタイプ
やさしいシリーズ(防水パッド／キズあてパッド／滅菌パッド)

ケアーズTM シリーズ 19~20

ガーゼ／綿棒／テープ類／粘着包帯

肩こり・腰痛薬 (鎮痛消炎剤) 21

ロイヒ膏TM ロキソプロフェン／ロイヒつぼ膏TM／ロイヒつぼ膏TM クール／
ロイヒTM クリームフェルビ

バトルウィンTM テーピングテープ 22~29

非伸縮タイプ／カラーテーピングテープ／プロテクター／
伸縮タイプ／伸縮手切れタイプ／アンダーラップテープ／
キネシオロジーテープ／WグリップTM／バンデージ類

バトルウィンTM メディカル用品 30~31

スプレー類／パッド／シザーズ／バッグ

テーピング巻き方 総合情報サイト 31

テーピングのテクニク 32

フットケア 33~35

うおの目・たこ・いぼ治療薬 スピール膏TM／スピールジェルTM／
固定用テープ／保護用パッド／靴ずれ専用絆創膏

素材一覧表 36

管理医療機器 家庭用創傷パッド

今よりも、いい絆創膏を。
ケアリーヴTM

品名	パッケージ	品番		希望小売価格(税別)	個装(W×L×H) 高さ+フック	質量	POSレジ登録用製品名		用途 特長
		規格					JANコード		
		1箱	1梱				略称	中箱(W×L×H)	
ケアリーヴ TM 治す力 TM		CN14S		750円	70×25×(105+20)mm	25g	ケアリーヴ TM CN14S	4 987167 065737	ハイドロコロイドパッドがキズを治すのに最適な環境を保つ。 切りキズ、すりキズ、さしキズ、かきキズ、あかぎれ、さかむけ、靴ずれ等の創傷及び軽度の熱傷(やけど)の「治癒の促進」、「痛みの軽減」、「湿潤環境の維持」、「保護」に最適。 ■ Sサイズ 20mm×55mm (パッド部8mm×17mm) ■ Mサイズ 25mm×70mm (パッド部13mm×22mm) ■ Lサイズ 30mm×72mm (パッド部16mm×29mm) ■ LLサイズ 50mm×70mm (パッド部25mm×35mm) ■ ビッグサイズ 60mm×80mm (パッド部35mm×45mm) ■ ジャンボサイズ 80mm×100mm (パッド部45mm×60mm) ■ T型サイズ(指先用) 58mm×55mm (パッド部14mm×29mm) 滅菌済 管理医療機器 家庭用創傷パッド
		Sサイズ 14枚			275×73×109mm	300g		24987167065731	
		10コ	200コ	CN14S	566×308×287mm	6.6kg		14987167065734	
		CN12M		750円	70×25×(105+20)mm	25g	ケアリーヴ TM CN12M	4 987167 065744	
		Mサイズ 12枚			275×73×109mm	308g		24987167065748	
		10コ	200コ	CN12M	566×308×287mm	6.7kg		14987167065741	
		CN9L		750円	70×25×(105+20)mm	24g	ケアリーヴ TM CN9L	4 987167 065751	
		Lサイズ 9枚			275×73×109mm	296g		24987167065755	
		10コ	200コ	CN9L	566×308×287mm	6.5kg		14987167065758	
		CN7LL		750円	75×25×(105+20)mm	26g	ケアリーヴ TM CN7LL	4 987167 065768	
		LLサイズ 7枚			275×78×109mm	319g		24987167065762	
		10コ	200コ	CN7LL	566×328×287mm	7kg		14987167065765	
		CN5B		750円	83×25×(112+20)mm	28g	ケアリーヴ TM CN5B	4 987167 065775	
		ビッグサイズ 5枚			275×86×116mm	339g		24987167065779	
		10コ	200コ	CN5B	601×360×287mm	7.5kg		14987167065772	
		CN4J		750円	103×25×(132+20)mm	37g	ケアリーヴ TM CN4J	4 987167 072360	
		ジャンボサイズ 4枚			275×106×136mm	448g		24987167072364	
		10コ	100コ	CN4J	551×288×290mm	4.9kg		14987167072367	
		CN8T		750円	75×25×(105+20)mm	25g	ケアリーヴ TM CN8T	4 987167 072377	
		T型サイズ 8枚 (指先用)			275×78×109mm	301g		24987167072371	
		10コ	200コ	CN8T	566×328×290mm	6.6kg		14987167072374	

管理医療機器 家庭用創傷パッド

今よりも、いい絆創膏を。
ケアリーヴTM


品名	パッケージ	品番		希望小売価格(税別)	個装(W×L×H) 高さ+フック	質量	POSレジ登録用製品名		用途 特長	
		規格					中箱(W×L×H)	質量		JANコード
		1箱	1梱							
ケアリーヴ TM 治す力 TM 防水タイプ		CNB12M		750円	70×25×(105+20)mm	25g	ケアリーヴ TM CNB12M		ハイドロコロイドパッドがキズを治すのに最適な環境を保つ。 切りキズ、すりキズ、さしキズ、かきキズ、あかぎれ、さかむけ、靴ずれ等の創傷及び軽度の熱傷(やけど)の「治癒の促進」、「痛みの軽減」、「湿潤環境の維持」、「保護」に最適。 ■ Mサイズ 25mm×70mm (パッド部13mm×22mm) ■ Lサイズ 30mm×72mm (パッド部16mm×29mm) ■ LLサイズ 50mm×70mm (パッド部25mm×35mm) ■ ビッグサイズ 60mm×80mm (パッド部35mm×45mm) ■ ジャンボサイズ 80mm×100mm (パッド部45mm×60mm) ■ スポット用 22mm×27mm (パッド部10mm×15mm) ■ 扇型サイズ 37mm×56mm (パッド部18mm×22mm) 滅菌済 管理医療機器 家庭用創傷パッド	
		Mサイズ 12枚			275×73×109mm	308g	4 987167 075026			
		10コ	200コ	CNB12M	566×308×287mm	6.7kg	24987167075020	14987167075023		
		CNB9L		750円	70×25×(105+20)mm	24g	ケアリーヴ TM CNB9L			
		Lサイズ 9枚			275×73×109mm	296g	4 987167 075033			
		10コ	200コ	CNB9L	566×308×287mm	6.5kg	24987167075037	14987167075030		
		CNB7LL		750円	75×25×(105+20)mm	26g	ケアリーヴ TM CNB7LL			
		LLサイズ 7枚			275×78×109mm	319g	4 987167 075040			
		10コ	200コ	CNB7LL	566×328×287mm	7kg	24987167075044	14987167075047		
		CNB5B		750円	83×25×(112+20)mm	28g	ケアリーヴ TM CNB5B			
		ビッグサイズ 5枚			275×86×116mm	339g	4 987167 075057			
		10コ	200コ	CNB5B	601×360×287mm	7.5kg	24987167075051	14987167075054		
		CNB4J		750円	103×25×(132+20)mm	37g	ケアリーヴ TM CNB4J			
		ジャンボサイズ 4枚			275×106×136mm	437g	4 987167 091590			
		10コ	100コ	CNB4J	551×288×290mm	4.9kg	24987167091594	14987167091597		
		CNB16SP		750円	70×25×(105+20)mm	23g	ケアリーヴ TM CNB16SP			
		スポット用 16枚			275×73×109mm	277g	4 987167 092665			
		10コ	200コ	CNB16SP	566×308×287mm	6.1kg	24987167092669	14987167092662		
		CNB8H		750円	70×25×(105+20)mm	23g	ケアリーヴ TM CNB8H			
		扇型サイズ 8枚 (かかと用)			275×73×109mm	280g	4 987167 090005			
		10コ	200コ	CNB8H	566×308×287mm	6.2kg	24987167090009	14987167090002		

治癒を促進する絆創膏

ケアリーヴTM 治す力TM

防水
透明タイプ

超大判



品名	パッケージ	品番		希望小売価格(税別)	個装(W×L×H) 高さ+フック	質量	POSレジ登録用製品名		用途 特長
		規格		略称	中箱(W×L×H)	質量	JANコード		
		1箱	1梱		梱(W×L×H)	質量	中箱 G-TINコード・(ITFコード)	梱 G-TINコード・(ITFコード)	
ケアリーヴ TM 防水タイプ 超大判 治す力 TM		CNBCHO4M		950円	125×7×193mm	24g	C L C N B C H O 4 M	ハイドロコロイドパッドがキズを治すのに最適な環境を保つ。切りキズ、すりキズ、さしキズ、かきキズ等の創傷及び軽度の熱傷(やけど)の「治癒の促進」、「痛みの軽減」、「湿潤環境の維持」、「保護」に最適。 ■Mサイズ 90mm×108mm (パッド部50mm×70mm) ■Lサイズ 100mm×125mm (パッド部60mm×75mm) 滅菌済 管理医療機器 家庭用創傷/パッド	
		Mサイズ 4枚			127×90×197mm	282g	4 987167 099480		24987167099484
		10コ	100コ	CNBCHO4M	265×465×212mm	3.2kg	14987167099487		
		CNBCHO3L		950円	135×5×208mm	23g	C L C N B C H O 3 L		
		Lサイズ 3枚			137×70×212mm	281g	4 987167 099497		24987167099491
		10コ	100コ	CNBCHO3L	285×365×227mm	3.2kg	14987167099494		

救急絆創膏

今よりも、いい絆創膏を。
ケアリーヴ™

品名	パッケージ	品番		希望小売 価格(税別)	個装(W×L×H) 高さ+フック	質量	POSレジ登録用製品名		用途 特長	
		規格					JANコード			
		1箱	1梱				中箱(W×L×H)	質量		中箱 G-TINコード・(ITFコード)
				略称	梱 (W×L×H)	質量				
ケアリーヴ TM		CL30S		400円	63×20×(98+20)mm	20g	ケアリーヴ 30S	 4 987167 031244 24987167031248 14987167031241	高密度ウレタン不 織布を使用した救 急絆創膏のスタン ダード。 ●ムレにくく、皮ふ が白くふやけに くい。 ●違和感(ゴワゴワ) がほとんどない 快適な貼りごころ。 ●タテヨコの伸びが 優れており皮ふの 動きにしなやかに 追従し、屈曲部に もしっかりフィット。 ●キズぐちにつきに くいネット付き特 殊パッド採用。 ●肌にやさしいアク リル系粘着剤。 ■Sサイズ 12mm×55mm (パッド部7.5mm×17mm) ■Mサイズ 21mm×70mm (パッド部13mm×22mm) ■Lサイズ 30mm×72mm (パッド部22mm×29mm)	
		Sサイズ 30枚			220×66×102mm	240g				
		10コ	200コ		CL30SN	531×280×232mm	5.4kg			
		CL10M		220円	63×16×(98+20)mm	17g	ケアリーヴ 10M	 4 987167 035440 24987167035444 14987167035447		
		Mサイズ 10枚			180×66×102mm	205g				
		10コ	200コ		CL10MN	531×280×192mm	4.6kg			
		CL20M		380円	63×20×(98+20)mm	22g	ケアリーヴ 20M	 4 987167 035457 24987167035451 14987167035454		
		Mサイズ 20枚			220×66×102mm	262g				
		10コ	200コ		CL20MN	531×280×232mm	5.9kg			
		CL30M		500円	63×25×(98+20)mm	30g	ケアリーヴ 30M	 4 987167 031220 24987167031224 14987167031227		
		Mサイズ 30枚			270×66×102mm	344g				
		10コ	200コ		CL30MN	531×280×282mm	7.5kg			
		CL50M		820円	63×35×(98+20)mm	45g	ケアリーヴ 50M	 4 987167 031237 24987167031231 14987167031234		
		Mサイズ 50枚			370×66×102mm	507g				
		10コ	200コ		CL50MN	531×280×385mm	10.9kg			
		CL100M		1,580円	63×60×98(フックなし)	84g	ケアリーヴ 100M	 4 987167 035464 24987167035468 14987167035461		
		Mサイズ 100枚			308×130×101mm	927g				
		10コ	100コ		CL100MN	526×319×272mm	9.8kg			
		CL16L		400円	63×25×(98+20)mm	25g	ケアリーヴ 16L	 4 987167 031251 24987167031255 14987167031258		
		Lサイズ 16枚			270×66×102mm	286g				
		10コ	200コ		CL16LN	531×280×282mm	6.3kg			
		CL40L		860円	63×50×98(フックなし)	53g	ケアリーヴ 40L	 4 987167 065324 24987167065328 14987167065321		
		Lサイズ 40枚			258×131×102mm	618g				
		10コ	200コ		CL40L	672×424×272mm	13kg			

滅菌済
一般医療機器 救急絆創膏

滅菌済

一般医療機器 救急絆創膏

救急絆創膏

今よりも、いい絆創膏を。
ケアリーヴTM

品名	パッケージ	品番		希望小売 価格(税別)	個装(W×L×H) 高さ+フック	質量	POSレジ登録用製品名		用途 特長
		規格					JANコード		
		1箱	1梱				略称	中箱(W×L×H)	
ケアリーヴ TM		CL20-3		400円	63×25×(98+20)mm	24g	ケアリーヴ 20-3	4 987167 055868	■ LLサイズ 50mm×70mm (パッド部25mm×35mm) ■ ビッグサイズ 60mm×80mm (パッド部35mm×45mm) ひじに最適 ■ ジャンボサイズ 80mm×100mm (パッド部45mm×60mm) ひざに最適 ■ T型サイズ(指先用) 58mm×55mm (パッド部16mm×30mm) 指先に最適な形状 ■ 円型サイズ 直径22mm (パッド部10mm×10mm) ■ 扇型サイズ 37mm×56mm (パッド部18mm×24mm) かかとやくるぶし、 足指のつけ根に
		Sサイズ 4枚 Mサイズ 10枚 Lサイズ 6枚			270×66×102mm	282g			
		10コ	200コ	CL203	531×280×282mm	6.3kg	24987167055862	14987167055865	
		CL36-3		620円	63×30×(98+20)mm	34g	ケアリーヴ 36-3	4 987167 031268	
		Sサイズ 10枚 Mサイズ 20枚 Lサイズ 6枚			320×66×102mm	390g			
		10コ	200コ	CL363N	531×280×332mm	8.5kg	24987167031262	14987167031265	
		CL9LL		400円	75×20×(98+20)mm	26g	ケアリーヴ 9LL	4 987167 050436	
		LLサイズ 9枚 (関節部用)			225×78×102mm	295g			
		10コ	200コ	CL9LL	531×328×237mm	6.5kg	24987167050430	14987167050433	
		CL7B		400円	83×20×(112+20)mm	28g	ケアリーヴ 7B	4 987167 037291	
		ビッグサイズ 7枚 (関節部用)			228×86×116mm	323g			
		10コ	200コ	CL7B	591×353×237mm	7.2kg	24987167037295	14987167037298	
		CL5J		400円	103×20×(132+20)mm	34g	ケアリーヴ 5J	4 987167 037307	
		ジャンボサイズ 5枚 (関節部用)			228×106×136mm	389g			
		10コ	200コ	CL5J	691×433×237mm	8.6kg	24987167037301	14987167037304	
		CL10T		400円	75×20×(98+20)mm	23g	ケアリーヴ 10T	4 987167 031282	
		T型サイズ 10枚 (指先用)			225×78×102mm	273g			
		10コ	200コ	CL10TN	531×328×236mm	6.1kg	24987167031286	14987167031289	
		CL16C		400円	63×20×(98+20)mm	14g	ケアリーヴ 16C	4 987167 050443	
		円型サイズ 16枚			220×66×102mm	179g			
		10コ	200コ	CL16C	531×280×232mm	4.2kg	24987167050447	14987167050440	
	CL12H		400円	63×25×(98+20)mm	21g	ケアリーヴ 12H	4 987167 037314		
	扇型サイズ 12枚 (かかと用)			270×66×102mm	243g				
	10コ	200コ	CL12H	531×280×282mm	5.3kg	24987167037318	14987167037311		

減菌済

一般医療機器 救急絆創膏

滅菌済
一般医療機器 救急絆創膏

救急絆創膏

今よりも、いい絆創膏を。
ケアリーヴTM

品名	パッケージ	品番		希望小売価格(税別)	個装(W×L×H) 高さ+フック	質量	POSレジ登録用製品名		用途 特長
		規格		略称	中箱(W×L×H)	質量	JANコード		
		1箱	1梱		梱(W×L×H)	質量	中箱 G-TINコード・(ITFコード)	梱 G-TINコード・(ITFコード)	
ケアリーヴ TM		CL2F		500円	83×47×(125+20)mm	32g	ケアリーヴ TM 2[F]		■フリーサイズ 78mm×250mm (パッド部30mm×250mm) 自由にカットして使えるから便利。 滅菌済 一般医療機器 救急絆創膏
		フリーサイズ 2枚			242×170×147mm	430g	 4 987167 052621		
		10コ	100コ	CL2F	755×354×256mm	5.1kg	24987167075020 14987167075023		
ケアリーヴ TM 防水タイプ		CLB24S		400円	63×25×(98+20)mm	20g	ケアリーヴ TM S[2]4[マイ]		●やさしい肌触りの高密度ウレタン不織布と防水透湿フィルム・透湿性粘着剤の組み合わせにより、皮ふが白くふやけにくく、キズをしっかりと保護する。 ●水に強くてはがれにくく、肌にやさしい低刺激性粘着剤を使用。 ■Sサイズ 18.5mm×55mm (パッド部7.5mm×17mm) ■Mサイズ 25mm×70mm (パッド部12mm×22mm) ■Lサイズ 30mm×72mm (パッド部16mm×29mm) ■指先用 56mm×60mm (パッド部13mm×35mm) 指先をしっかりと包む形状 滅菌済 一般医療機器 救急絆創膏
		Sサイズ 24枚			270×66×102mm	236g	 4 987167 055851		
		10コ	200コ	CLB24S	531×280×282mm	5.3kg	(0204987167055859) (0404987167055857)		
		CLB20M		400円	63×25×(98+20)mm	28g	ケアリーヴ TM M[2]0[マイ]		
		Mサイズ 20枚			270×66×102mm	320g	 4 987167 044763		
		10コ	200コ	CLB20M	531×280×282mm	6.9kg	24987167044767 14987167044760		
		CLB40M		720円	63×45×(98+20)mm	52g	ケアリーヴ TM M[4]0[マイ]		
		Mサイズ 40枚			235×130×102mm	590g	 4 987167 044770		
		10コ	100コ	CLB40M	528×268×252mm	6.5kg	(0204987167044778) (0404987167044776)		
		CLB14L		400円	63×25×(98+20)mm	24g	ケアリーヴ TM L[1]4[マイ]		
		Lサイズ 14枚			270×66×102mm	283g	 4 987167 050467		
		10コ	200コ	CLB14L	531×280×282mm	6.3kg	24987167035550 (0404987167050463)		
		CLB8A		400円	75×18×(98+20)mm	21g	ケアリーヴ TM A[8]マイ		
		指先用 8枚			200×78×102mm	252g	 4 987167 048037		
		10コ	200コ	CLB8A	531×328×212mm	5.6kg	24987167035567 (0404987167048033)		

救急絆創膏

今よりも、いい絆創膏を。
ケアリーヴTM

品 名	パッケージ	品 番		希望小売 価格(税別)	略 称	個 装 (W×L×H) 高さ+フック		質 量	POSレジ登録用製品名		用 途 特 長
		規 格				中 箱 (W×L×H)	質 量	JAN コード			
		1箱	1梱	梱 (W×L×H)	質 量	中箱 G-TINコード・(ITFコード)	梱 G-TINコード・(ITFコード)				
ケアリーヴ TM パワー&フィット		CLP16M		440円	CLP16M	63×20×(98+20)mm	23g	ケアリーヴ TM CLP16M		●丈夫なストレッチ布テープで、丈夫さとフィット感の両立を実現。 ●ケアリーヴ TM の特長である、フィット感・白くふやけにくい通気性へのこだわりを継承。 ●低刺激で水仕事でもはがれにくい粘着剤を採用。 ■Mサイズ 21mm×70mm (パッド部13mm×22mm) ■Lサイズ 30mm×72mm (パッド部22mm×29mm) ■LLサイズ 50mm×70mm (パッド部25mm×35mm)	
		Mサイズ 16枚				220×66×102mm	271g	4 987167 060725			
		10コ	200コ	531×280×232mm		6.1kg	24987167060729				
							14987167060722				
		CLP26M		660円	CLP26M	63×25×(98+20)mm	31g	ケアリーヴ TM CLP26M			
		Mサイズ 26枚				270×66×102mm	351g	4 987167 065294			
		10コ	200コ	531×280×282mm		7.6kg	24987167065298				
							14987167065291				
		CLP12L		440円	CLP12L	63×25×(98+20)mm	25g	ケアリーヴ TM CLP12L			
		Lサイズ 12枚				270×66×102mm	296g	4 987167 060732			
		10コ	200コ	531×280×282mm		6.5kg	24987167060736				
							14987167060739				
		CLP142		440円	CLP142	63×25×(98+20)mm	24g	ケアリーヴ TM CLP142			
		Mサイズ 8枚 Lサイズ 6枚				270×66×102mm	281g	4 987167 065300			
		10コ	200コ	531×280×282mm		6.2kg	24987167065304				
							14987167065307				
		CLP7LL		440円	CLP7LL	75×20×(98+20)mm	24g	ケアリーヴ TM CLP7LL			
		LLサイズ 7枚				225×78×102mm	273g	4 987167 065287			
		10コ	200コ	531×328×237mm		6.1kg	24987167065281				
							14987167065284				
滅菌済										一般医療機器 救急絆創膏	

救急絆創膏

今よりも、いい絆創膏を。
ケアリーヴ™

品名	パッケージ	品番		希望小売価格(税別)	略称	個装(W×L×H) 高さ+フック	質量	POSレジ登録用製品名		用途 特長
		規格				中箱(W×L×H)	質量	JANコード		
		1箱	1梱	梱(W×L×H)	質量	中箱 G-TINコード・(ITFコード) 梱 G-TINコード・(ITFコード)				
ケアリーヴ TM 超大判		CLCHO4M		580円		125×7×193mm	19g	C L C L C H O 4 M		●「伸縮パッド」を採用。 ●特殊形状でかぶれにくい。 ●高密度ウレタン不織布を使用した、全方向に伸縮するテープ。
		Mサイズ 4枚				127×90×197mm	233g	4 987167 093921		
		10コ	100コ	CLCHO4M	265×465×212mm	2.7kg	24987167093925 14987167093928			
		CLCHO3L		580円		135×5×208mm	18g	C L C L C H O 3 L		
		Lサイズ 3枚				137×70×212mm	232g	4 987167 093938		
		10コ	100コ	CLCHO3L	285×365×227mm	2.7kg	24987167093932 14987167093935			
ケアリーヴ TM 超大判 防水タイプ		CLCHOB4M		630円		125×7×193mm	18g	C L C L C H O B 4 M		●「伸縮パッド」を採用。 ●特殊形状でかぶれにくい。 ●防水テープで水からキズを守る。
		Mサイズ 4枚				127×90×197mm	224g	4 987167 093945		
		10コ	100コ	CLCHOB4M	265×465×212mm	2.6kg	24987167093949 14987167093942			
		CLCHOB3L		630円		135×5×208mm	17g	C L C L C H O B 3 L		
		Lサイズ 3枚				137×70×212mm	224g	4 987167 093952		
		10コ	100コ	CLCHOB3L	285×365×227mm	2.6kg	24987167093956 14987167093959			
滅菌済 一般医療機器 救急絆創膏										



CARELEAVES™
ケアリーヴ™

「木の葉のようにやさしく包む」
という想いをこめて生まれた
ブランドです。



ブランドサイトはこちら



救急絆創膏

今よりも、いい絆創膏を。
ケアリーヴ™

品名	パッケージ	品番		希望小売価格(税別)	個装(W×L×H) 高さ+フック	質量	POSレジ登録用製品名		用途 特長
		規格					中箱 G-TINコード・(ITFコード)	梱 G-TINコード・(ITFコード)	
		1箱	1梱						
ケアリーヴ TM キャラクター	 ミッフィー	CLB16MFN		340円	63×20×(98+20)mm	17g	ケアリーヴ TM ミッフィー116		
		ジュニアサイズ 16枚			220×66×102mm	215g	 4 987167 069643		
		10コ	200コ		531×280×232mm	4.9kg	24987167069647 14987167069640		
		CLB16MFN							
	 ハローキティ	CLB16KT		340円	63×20×(98+20)mm	17g	ケアリーヴ TM キティ116		
		ジュニアサイズ 16枚			220×66×102mm	215g	 4 987167 057183		
		10コ	200コ		531×280×232mm	4.9kg	(0204987167057181) (0404987167057189)		
		CLB16KT							
	 ポムポムプリン	CLB16PM		340円	63×20×(98+20)mm	17g	ケアリーヴ TM フロリン116		
		ジュニアサイズ 16枚			220×66×102mm	215g	 4 987167 093761		
		10コ	200コ		531×280×232mm	4.9kg	24987167093765 14987167093768		
		CLB16PM							
	 ペコちゃん	CLB16PK		340円	63×20×(98+20)mm	17g	ケアリーヴ TM ペコちゃん116		
		ジュニアサイズ 16枚			220×66×102mm	215g	 4 987167 066482		
		10コ	200コ		531×280×232mm	4.9kg	24987167066486 14987167066489		
		CLB16PK							
	 ブラレール	CLB16PRN		340円	63×20×(98+20)mm	17g	ケアリーヴ TM ブラレール116		
		ジュニアサイズ 16枚			220×66×102mm	215g	 4 987167 079857		
		10コ	200コ		531×280×232mm	4.9kg	24987167079851 14987167079854		
		CLB16PRN							
	 ポケモンcute	CLB18PKA		380円	63×25×(98+20)mm	19g			
		ジュニアサイズ 18枚			270×66×102mm	230g	 4 987167 102142		
		10コ	200コ		531×280×282mm	5.1kg	24987167102146 14987167102149		
		CLB18PKA							
	 ポケモンcool	CLB18PKB		380円	63×25×(98+20)mm	19g			
		ジュニアサイズ 18枚			270×66×102mm	230g	 4 987167 102159		
		10コ	200コ		531×280×282mm	5.1kg	24987167102153 14987167102156		
		CLB18PKB							

●お子さまのかわいい指にフィットするジュニアサイズ。
●絵柄はそれぞれ6種類。
●防水・透湿フィルム採用で水の侵入をシャットアウト。
●水に強い粘着剤採用。
●ケアリーヴTMだけの高密度ウレタン不織布がしっかりフィットしてやさしい貼りごち。
●通気性のよいテープで白くふやけにくく、いつでも快適。
●キズぐちにつきにくいやさしいパッドで小さなお子さまにも安心。

■ジュニアサイズ
21mm×58mm
(パッド部12mm×22mm)

減菌済
一般医療機器 救急絆創膏

Illustrations Dick Bruna © copyright Mercis bv,1953-2025 www.miffy.com
©2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L655517
©2012 FUJIYA CO.,LTD.

© TOMY 「ブラレール」は株式会社タカラトミーの登録商標です。
JR東日本商品化許諾済 JR東海承認済 JR西日本商品化許諾済
© Nintendo・Creatures・GAME FREAK・TV Tokyo・ShoPro・JR Kikaku © Pokémon

滅菌済
一般医療機器 救急絆創膏

救急絆創膏

品名	パッケージ	品番		希望小売 価格(税別)	個装(W×L×H) 高さ+フック	質量	POSレジ登録用製品名		用途 特長	
		規格					JANコード			
		1箱	1梱				略称	中箱(W×L×H)		質量
オーキューバンエコ TM キャラクター	 ハローキティA	OQEKT10KA		220円	63×16×(98+20)mm	15g	OQ EキティA 110		●幅広い年齢層に人気の高いサンリオキャラクター ●キズぐちにつきにくいやさしいパッド。 ●肌にやさしいアクリル系粘着剤採用。 ■Mサイズ 19mm×72mm (パッド部12.5mm×22mm) 滅菌済 一般医療機器 救急絆創膏	
		Mサイズ 10枚			OQEKT10KA	180×66×102mm	170g	4 987167 035556		
		10コ	200コ			540×289×193mm	3.6kg	24987167035550 (0404987167035552)		
	 ハローキティB	OQEKT10KB		220円	63×16×(98+20)mm	15g	OQ EキティB 110			
		Mサイズ 10枚			OQEKT10KB	180×66×102mm	170g	4 987167 035563		
		10コ	200コ			540×289×193mm	3.6kg	24987167035567 (0404987167035569)		
オーキューバンエコ TM		OQE36S		400円	63×25×(98+20)mm	20g	OQ Eコ S36マイ		●冬場も硬くなりにくいフィルムで、違和感が少ない。 ●肌にやさしいアクリル系粘着剤。 ■Sサイズ 12mm×55mm (パッド部7.5mm×17mm) ■Mサイズ 21mm×70mm (パッド部13mm×22mm) ■Lサイズ 30mm×72mm (パッド部22mm×29mm) 滅菌済 一般医療機器 救急絆創膏	
		Sサイズ 36枚			OQE36S	270×66×102mm	249g	4 987167 040192		
		10コ	200コ			531×280×282mm	5.6kg	(0204987167040190) (0404987167040198)		
		OQE10M		190円	63×16×(98+20)mm	13g	OQ Eコ M10マイ			
		Mサイズ 10枚			OQE10M	180×66×102mm	166g	4 987167 040185		
		10コ	200コ			531×280×192mm	3.8kg	(0204987167040183) (0404987167040181)		
		OQE26M		420円	63×25×(98+20)mm	24g	OQ Eコ M26マイ			
		Mサイズ 26枚			OQE26M	270×66×102mm	285g	4 987167 038014		
		10コ	200コ			531×280×282mm	6.3kg	(0204987167038012) (0404987167038010)		
		OQE100M		1,320円	63×60×98(フックなし)	84g	OQ Eコ M100マイ			
		Mサイズ 100枚			OQE100M	308×130×101mm	927g	4 987167 040208		
		10コ	100コ			526×319×272mm	9.8kg	24987167040202 14987167040205		
		OQE18L		400円	63×25×(98+20)mm	26g	OQ Eコ L18マイ			
		Lサイズ 18枚			OQE18L	270×66×102mm	305g	4 987167 038021		
		10コ	200コ			531×280×282mm	6.7kg	24987167038025 14987167038028		
		OQE363		550円	63×30×(98+20)mm	34g	OQ Eコ 363			
		Sサイズ 10枚 Mサイズ 20枚 Lサイズ 6枚			OQE363	320×66×102mm	390g	4 987167 066376		
		10コ	200コ			531×280×332mm	8.5kg	24987167066370 14987167066373		
製品情報は こちら 										

ガッチリTM

ハードな作業・水仕事に強い

ハードな作業に ガッチリ!

伸縮性に優れたパワーネット


丈夫な布素材で
破れにくい!
ガッチリ付くのに
しなやかフィットで
手作業ラクラク!

水仕事に ガッチリ!



強粘着だから
水仕事に負けない!
水に濡れても
乾きやすいから快適!

肌思いで ガッチリ!



肌にやさしいから
かぶれにくい!
汗や水蒸気を
逃がすから
ムレにくく快適!

製品情報は
こちら



サイズ/ 70mm×21mm(パッド部 22mm×13mm)



サイズ/ 77mm×30mm(パッド部 32mm×18mm)

品名	パッケージ	品番		希望小売価格(税別)	個装(W×L×H) 高さ+フック		質量	POSレジ登録用製品名		用途 特長
		規格			中箱(W×L×H)	質量		JANコード		
		1箱	1梱	略称			梱 (W×L×H)	質量	中箱 G-TINコード・(ITFコード)	
									梱 G-TINコード・(ITFコード)	
ガッチリバン TM		GB14M		420円	63×20×(98+20)mm		18g	ガッチリバン G-B114M		●伸縮性に優れ、丈夫なパワーネットが、ハードな作業でも破れず、肌の動きにフィット。 ●水仕事でもはがれにくく、濡れても早く乾いて快適。
		Mサイズ 14枚			220×66×102mm		237g			
		10コ	200コ	GB14M	531×280×232mm		5.2kg	24987167098876 14987167098879		
	GB10L		420円		63×25×(98+20)mm		20g	ガッチリバン G-B110L		
	Lサイズ 10枚			270×66×102mm		245g				
	10コ	200コ	GB10L	531×280×282mm		5.4kg	24987167098883 14987167098886			
								滅菌済 一般医療機器 救急絆創膏		

■ Mサイズ
70mm×21mm
(パッド部22mm×13mm)
■ Lサイズ
77mm×30mm
(パッド部32mm×18mm)

滅菌済
一般医療機器 救急絆創膏

救急絆創膏／あかぎれ保護バン™

品名	パッケージ	品番		希望小売 価格(税別)	個装(W×L×H) 高さ+フック	質量	POSレジ登録用製品名		用途 特長
		規格					JANコード		
		1箱	1梱	略称	中箱(W×L×H)	質量	中箱 G-TINコード・(ITFコード)	梱 G-TINコード・(ITFコード)	
あかぎれ保護バン TM		AGB30S		380円	75×25×(98+20)mm	18g	アカギレ・レスポット30		●パッドがないから 指先・関節に しっかりフィット。 ●透湿性があるから ムレずに適度な うるおい。 ●違和感(ゴワゴワ) がほとんどない 快適な貼り心地。 ■スポット用 15mm×22mm ■指先用 58mm×55mm ■関節用 20mm×70mm
		スポット用 30枚			275×78×102mm	232g	4 987167 087456	24987167087450	
		10コ	200コ	AGB30S	524×326×290mm	5.3kg	14987167087453		
		AGB10F		380円	75×20×(98+20)mm	21g	アカギレ・レコピ・サキ10		
		指先用 10枚			225×78×102mm	252g	4 987167 047689	24987167047683	
		10コ	200コ	AGB10FN	531×328×236mm	5.6kg	14987167047686		
		AGB20K		380円	75×20×(98+20)mm	21g	アカギレ・レカン・セツ20		
		関節用 20枚			225×78×102mm	252g	4 987167 056292	24987167056296	
		10コ	200コ	AGB20KN	531×328×236mm	5.6kg	14987167056299		
		AGB50KN		760円	75×40×(98+20)mm	42g	アカギレ・レカン・セツ50		
		関節用 50枚			215×155×102mm	502g	4 987167 084837	24987167084831	
		10コ	100コ	AGB50KN	526×321×227mm	5.6kg	14987167084834		
		AGBR		720円	80×50×140mm	27g	アカギレ・レロールタイプ		
		ロールタイプ 25mm×4.5m			270×143×82mm	362g	4 987167 072391	24987167072395	
		10コ	100コ	AGBR	438×282×304mm	4.1kg	14987167072398		
		AGB20B		380円	75×20×(98+20)mm	20g	アカギレ・レボ・ウスイ20		
		防水 20枚			225×78×102mm	242g	4 987167 074791	24987167074795	
		10コ	200コ	AGB20B	531×328×236mm	5.4kg	14987167074798		
あかぎれ保護液体バン TM		AGEB10		850円	108×27×35mm	25g	アカギレ・レエキタイプ・ン		
		10g(内容量)			108×140×70mm	250g	4 987167 093914		
		10コ	200コ	AGEB10	236×300×378mm	5.4kg	14987167093911		

液体絆創膏

第3類医薬品

＼ 痛くてつらい! あかぎれ・ひび にお困りの方! /
あかぎれ簡単ケア

製品情報は
こちら



アトファインTM 傷あとケア用品

品名	パッケージ	品番		希望小売 価格(税別)	個装(W×L×H) 高さ+フック		質量	POSレジ登録用製品名	用途 特長
		規格			中箱(W×L×H)	質量	JANコード		
		1箱	1梱	略称	梱 (W×L×H)	質量	中箱 G-TINコード・(ITFコード) 梱 G-TINコード・(ITFコード)		
アトファイン TM 傷あとケアテープ		ATK3M		950円	95×30×(112+20)mm		20g	キス*アトケアテープ* M	手術後の 「傷あと」への 伸張刺激と 摩擦刺激の抑制。 紫外線予防 ●1枚貼るだけ 簡単ケア。 ●肌にやさしい 粘着剤を使用 しているテープ。 ●はがれにくい ウェーブ形状。
		Mサイズ 3枚			320×91×135mm		240g	 4 987167 092641	
		10コ	100コ	ATK3M	471×328×286mm		2.9kg	24987167092645 14987167092648	
		ATK3L		980円	95×30×(112+20)mm		22g	キス*アトケアテープ* L	
		Lサイズ 3枚			320×91×135mm		262g	 4 987167 092658	
		10コ	100コ	ATK3L	471×328×286mm		3.1kg	24987167092652 14987167092655	

ニチバンの 傷あとケア

手術直後の傷のケアから、
手術後の傷あと(傷口が閉じたあと)のケアまで、
「目立たない傷あと」を目指してサポートします。



製品情報は
こちら



テープ類 (医療補助用テープ)

品名	パッケージ	品番		希望小売価格(税別)	個装(W×L×H) 高さ+フック	質量	POSレジ登録用製品名		用途 特長
		規格					JANコード		
		1箱	1梱				中箱(G-TINコード・(ITFコード))	梱 G-TINコード・(ITFコード)	
ニチバン		T125		300円	60×16×83mm	21g	テープ*ハ*ン 1 2 × 5		ガーゼや包帯止め、指先などの保護に便利な布絆創膏。 ●素材に強度があり保持性、固定性が高い。 ●肌によくつく強粘着性。
		12mm×5m			170×124×86mm	470g	4 987167 430085		
		20コ	400コ	T125	650×366×187mm	10.0kg	(0204987167430083) 14987167430082		
ニチバン シルクテープ		S125		300円	57×15.5×80mm	13.5g	シルクテープ* 1 2 × 5		ガーゼの固定に。 ●側面が波状カットの為、手切れ性がよい。 ●よくついて、保持性が高い。
		12mm×5m			178×119×59mm	300g	4 987167 431235		
		20コ	200コ	S125	310×247×192mm	3.6kg	(0204987167431233) (0404987167431231)		
スキナゲート TM		SG127		300円	57×15.5×80mm	18g	スキナゲート 1 2 7		極低刺激テープ。(フィルムタイプ) ●毎日貼りかえる方へ。 ●テープによるかぶれに困っている方へ。 ●お子様や肌の敏感な方へ。 ●薄くしなやかな貼り心地、はがす時の痛みが少ない。 ●透湿性に優れ、ムシが少なくかぶれにくい。
		12mm×7m			119×86×59mm	207g	4 987167 040659		
		10コ	100コ	SG127	320×248×100mm	2.3kg	(0204987167040657) (0404987167040655)		
		SG257		450円	57×28.5×80mm	30g	スキナゲート 2 5 7		
		25mm×7m			154×119×59mm	346g	4 987167 045487		
		10コ	100コ	SG257	327×250×171mm	3.8kg	(0204987167045485) (0404987167045483)		
スキナゲート TM メッシュ		SGM127		300円	60×18.5×83mm	13g	スキナゲートメッシュ 1 2		極低刺激テープ。(不織布タイプ) ●毎日貼りかえる方へ。 ●テープによるかぶれに困っている方へ。 ●お子様や肌の敏感な方へ。 ●低刺激でしっかり固定。 ●透湿性に優れ、ムシが少なくかぶれにくい。 ●マイルドな貼り心地、はがす時の痛みが少ない。
		12mm×7m			125×98.5×62.5mm	153g	4 987167 053079		
		10コ	100コ	SGM127	328×259×113mm	2.1kg	(0204987167053077) (0404987167053075)		
		SGM257		450円	60×30×83mm	25g	スキナゲートメッシュ 2 5		
		25mm×7m			166×125×62.5mm	296g	4 987167 053086		
		10コ	100コ	SGM257	328×259×180mm	3.3kg	(0204987167053084) (0404987167053082)		
スキナゲート TM スパット		SGS129		350円	57×15.5×80mm	14g	S G スパット 1 2 9		極低刺激テープ。(不織布タイプ) ●ハサミを使わず軽い力でまっすぐ切れる。 ●毎日貼りかえる方へ。 ●テープによるかぶれに困っている方へ。 ●お子様や肌の敏感な方へ。 ●低刺激でしっかり固定。 ●透湿性に優れ、ムシが少なくかぶれにくい。
		12mm×9m			178×119×59mm	310g	4 987167 095116		
		20コ	400コ	SGS129	370×310×252mm	6.4kg	24987167095110 14987167095113		
		SGS259		480円	57×28×80mm	27g	S G スパット 2 5 9		
		25mm×9m			154×119×59mm	306g	4 987167 095123		
		10コ	200コ	SGS259	320×250×335mm	6.3kg	24987167095127 14987167095120		

テープ類 (医療補助用テープ)

品名	パッケージ	品番		希望小売 価格(税別)	略称	個装(W×L×H) 高さ+フック	質量	POSレジ登録用製品名	用途 特長
		規格				中箱(W×L×H)	質量	JANコード	
		1箱	1梱			梱 (W×L×H)	質量	中箱 G-TINコード・(ITFコード) 梱 G-TINコード・(ITFコード)	
ニチバン ホワイトテープ		W129		300円		57×15.5×80mm	13.5g	ホワイトテープ® 12×9	医療補助テープの スタンダード。 ガーゼや 包帯止めに。 不織布サージカル テープ。 ●汎用性があり 使いやすい。 ●高透湿性でムレ が少ない。
		12mm×9m				W129	178×119×59mm	300g	
		20コ	400コ	370×310×252mm	6.2kg		(0204987167431219) (0404987167431217)		
		W259		450円		57×28×80mm	23.5g	ホワイトテープ® 25×9	
		25mm×9m				W259	154×119×59mm	271g	
		10コ	200コ	320×250×335mm	5.6kg		(0204987167431226) (0404987167431224)		
ニチバン ホワイトテープ ベージュ		WB129		300円		57×15.5×80mm	13.5g	ホワイトテープ® ベージュ 12	ホワイトテープの ベージュ色タイプ。 不織布サージカル テープ。 ●目立ちにくい。
		12mm×9m				WB129	178×119×59mm	300g	
		20コ	400コ	370×310×252mm	6.2kg		(0204987167036117) (0404987167036115)		
		WB259		450円		57×28×80mm	24g	ホワイトテープ® ベージュ 25	
		25mm×9m				WB259	154×119×59mm	271g	
		10コ	200コ	320×250×335mm	5.6kg		24987167066431 14987167066434		
ネオバン TM		N1010		180円		57×15.5×80mm	13.5g	ネオバン® 10×10	ガーゼ止めなど 医療補助用に。 和紙サージカル テープ。 ●手切れ性がよく使 いやすい紙テープ。 ●手軽に使えて経済的。
		10mm×10m				N1010	178×119×59mm	300g	
		20コ	500コ	604×301×190mm	8.3kg		(0204987167470010) (0404987167470018)		
ニチバン シアテープ		SH154		250円		57×19×80mm	13.5g	シアテープ® 15×4	水仕事の多い方の 指先保護などに。 プラスチックサー ジカルテープ。 ●耐水性、伸縮性 良好。 ●目立ちにくい。
		15mm×4m				SH154	208×119×59mm	310g	
		20コ	200コ	310×247×223mm	3.9kg		(0204987167430519) (0404987167430517)		
キープポア TM		KP158		300円		60×18.5×83mm	23.5g	キープポア® 15×8	腕などの目立つ箇 所のガーゼ止めに。 ポリエチレンサー ジカルテープ。 ●手切れ性が抜群。 ●透明タイプ。 ●目立ちにくい。
		15mm×8m				KP158	125×98.5×62.5mm	258g	
		10コ	100コ	328×259×113mm	3.1kg		(0204987167130358) (0404987167130356)		
		KP258		450円		60×30×83mm	36.6g	キープポア® 25×8	
		25mm×8m				KP258	166×125×62.5mm	402g	
		10コ	100コ	328×259×180mm	5.1kg		(0204987167031181) (0404987167031189)		
ソフポア TM		SFP253		400円		60×30×83mm	28g	ソフポア® 25×3	低刺激テープ。 (ウレタン不織布タイプ) ●伸縮性に富み屈曲 部にもよくつき、 はがれにくい。 ●透湿性に優れ、 ムレが少なく かぶれにくい。 ●はくり紙つき。
		25mm×3m				SFP253	166×125×63mm	325g	
		10コ	100コ	345×262×183mm	3.5kg		(0204987167040664) (0404987167040662)		

テープ類(その他)

品名	パッケージ	品番		希望小売価格(税別)	個装(W×L×H) 高さ+フック	質量	POSレジ登録用製品名		用途 特長
		規格			中箱(W×L×H)	質量	JANコード		
		1箱	1梱	略称	梱 (W×L×H)	質量	中箱 G-TINコード・(ITFコード)		
							梱 G-TINコード・(ITFコード)		
ニテバン 肌に貼れる両面テープ		HW154		580円	82×16×130mm	17g			不織布マスクや減菌パッドなどの衛生材料を肌に固定する両面テープ。 ●よくつき、刺激の少ない医療用粘着剤を使用。 ●顔や腕など目立つ箇所に使用しても、テープが目立たない。 ●用途に合わせて必要な長さははさみでカットして、使用できる。
		15mm×4m			160×94×100mm	210g			
		10コ	200コ	HW154	333×487×215mm	4.6kg	24987167098531		
							14987167098534		

粘着包帯類／粘着シート

品名	パッケージ	品番		希望小売価格(税別)	略称	個装(W×L×H) 高さ+フック	質量	POSレジ登録用製品名		用途 特長
		規格				中箱(W×L×H)	質量	JANコード		
		1箱	1梱			梱 (W×L×H)	質量	中箱 G-TINコード・(ITFコード)	梱 G-TINコード・(ITFコード)	
メッシュポア TM テープ		NO.38F		500円		85×41×120mm	70g	メッシュポア [®] 38×5		メッシュ状不織布に刺激の少ない粘着剤を塗布した粘着包帯。 ●粘着力が強い。 ●かぶれ、かゆみが少ない。 ●シップやパッドなどの固定やひじ、ひざ、手首、肩など屈伸部の固定、保護に便利。
		38mm×5m				262×165×98mm	860g	4 987167 016951		
		12コ	72コ	MST38F	276×520×212mm	5.6kg	24987167016955 14987167016958			
		NO.50F		600円		85×53×120mm	80g	メッシュポア [®] 50×5		
		50mm×5m				262×165×119mm	1100g	4 987167 016968		
		12コ	72コ	MST50F	276×520×252mm	7.0kg	24987167016962 14987167016965			
メッシュバン TM		MSB7		350円		115×7×190mm	38g	メッシュバン [®] 7×マイ		シップ固定用粘着シート。 ●高粘着力でかぶれが少ないソフトな基材。
		180×140mm 7枚				191×113×82mm	384g	4 987167 015688		
		10コ	100コ	MSB7		237×426×204mm	4.3kg	(0204987167015686)		
								(0404987167015684)		

包帯類

品名	パッケージ	品番		希望小売価格(税別)	略称	個装(W×L×H) 高さ+フック		質量		POSレジ登録用製品名		用途 特長
		規格				中箱(W×L×H)		質量		JANコード		
		1箱	1梱	梱 (W×L×H)		質量		中箱 G-TINコード・(ITFコード) 梱 G-TINコード・(ITFコード)				
粘着包帯よくのび TM		NHB25		480円	NHB25	80×47×140mm		21g		ネンチャクノビ 25		ケアリーブ TM の素材でよく伸び、肌にやさしい粘着包帯。 ●刺激の少ない粘着剤を使用しているの、はがす時の痛みが少ない。 ●通気性、伸縮性の高い「高密度ウレタン不織布」で、関節部のシブ固定などに最適。 ●テープは手でカット可能。 ●便利なケース付き。
		25mm×3m				250×143×82mm		280g		4 987167 052003		
		10コ	100コ			438×262×304mm		3.3kg		(0204987167052001) (0404987167052009)		
		NHB38		680円	NHB38	80×47×140mm		29g		ネンチャクノビ 38		
		38mm×3m				250×143×82mm		360g		4 987167 052010		
		10コ	100コ			438×262×304mm		4.1kg		(0204987167052018) (0404987167052016)		
つきつきホータイ TM		THS		380円	THS	125×60×155mm		21g		ツキツキホータイ S		重ねて巻いて押さえるだけでくっつく便利な自着性伸縮包帯。 ●しっかり止まり関節部の動きにもゆるみにくい。 ●手軽に巻けて止め具不要。 ●通気性がありムレにくい。 ●つきつきホータイの色は白です。いずれも黄色のケースつきです。
		2.5cm×3m(伸長時) Sサイズ2巻				298×128×155mm		309g		4 987167 037628		
		10コ	100コ			308×658×324mm		3.8kg		(0204987167037626) (0404987167037624)		
		THM		380円	THM	110×65×150mm		22g		ツキツキホータイ M		
		4cm×4.5m(伸長時) Mサイズ1巻				340×113×155mm		314g		4 987167 014506		
		10コ	100コ			348×583×324mm		3.8kg		(0214987167014501) (0414987167014509)		
		THL		380円	THL	125×60×155mm		24g		ツキツキホータイ L		
		6cm×3m(伸長時) Lサイズ1巻				298×128×155mm		339g		4 987167 014513		
		10コ	100コ			308×658×324mm		4.1kg		(0214987167014518) (0414987167014516)		

ドレッシング材(フィルムタイプ)

品名	パッケージ	品番		希望小売価格(税別)	略称	個装(W×L×H) 高さ+フック	質量	POSレジ登録用製品名		用途 特長		
		規格				中箱(W×L×H)	質量	JANコード				
		1箱	1梱			梱 (W×L×H)	質量	中箱 G-TINコード・(ITFコード)	梱 G-TINコード・(ITFコード)			
防水フィルム ロールタイプ		BFR5		600円		116×40×150mm	32g	ボウスイフィルムロール15		キズぐちを水から守る。 ●フリーサイズ ●関節や肌へフィット。 ●肌にやさしい。 ●経済的。 ●保存に便利なケースつき。		
		5cm×2m 1巻				225×155×145mm	403g	4 987167 049232				
		10コ	80コ	BFR5	462×323×309mm	3.8kg	(0204987167049230) (0404987167049238)					
		BFR10		600円		116×40×186mm	34g	ボウスイフィルムロール110				
		10cm×1m 1巻				225×155×180mm	432g	4 987167 049225				
		10コ	80コ	BFR10	462×323×379mm	4.2kg	(0204987167049223) (0404987167049221)					
やさしい 防水パッド		BPS		630円		98×10×170mm	13g	ボウスイパッド S		水仕事や入浴時にも使える救急絆創膏。 ●水をブロックし蒸気を通す特殊フィルムでムレずに快適。 ●ふくらパッドでキズをやさしくガード。 ●低刺激性粘着剤の採用ではがす時の痛みを低減。 ■Sサイズ 50mm×80mm (パッド部25mm×50mm) ■Mサイズ 60mm×100mm (パッド部30mm×65mm) ■Lサイズ 80mm×120mm (パッド部40mm×80mm) 滅菌済 一般医療機器 救急絆創膏		
		Sサイズ 5枚				170×100×97mm	161g	4 987167 054649				
		10コ	100コ	BPS	505×214×184mm	2.0kg	(0204987167054647) (0404987167054645)					
		BPM		630円		111×8×185mm	15g	ボウスイパッド M				
		Mサイズ 4枚				205×113×85mm	181g	4 987167 054656				
		10コ	100コ	BPM	445×240×219mm	2.2kg	(0204987167054654) (0404987167054652)					
		BPL		630円		125×7×200mm	18g	ボウスイパッド L				
		Lサイズ 3枚				215×127×80mm	206g	4 987167 054663				
		10コ	100コ	BPL	420×268×229mm	2.4kg	(0204987167054661) (0404987167054669)					
	やさしい キズあてパッド		YKS		500円		98×12×170mm	16g	キズアテパッド S		切りキズ、すりキズさしキズ、かきキズ等の保護に。 ●ふくらパッドでキズにやさしい。 ●通気性が高いメッシュ素材なので、ムレにくい。 ■Sサイズ 50mm×80mm (パッド部25mm×50mm) ■Mサイズ 60mm×100mm (パッド部30mm×65mm) ■Lサイズ 80mm×120mm (パッド部40mm×80mm) 滅菌済 一般医療機器 救急絆創膏	
			Sサイズ 6枚				120×102×173mm	194g	4 987167 054700			
			10コ	100コ	YKS	530×254×187mm	2.4kg	(0204987167054708) (0404987167054706)				
		YKM		500円		111×10×185mm	20g	キズアテパッド M				
		Mサイズ 5枚				115×100×218mm	235g	4 987167 054717				
		10コ	100コ	YKM	520×244×232mm	2.9kg	(0204987167054715) (0404987167054713)					
		YKL		500円		125×8×200mm	23g	キズアテパッド L				
		Lサイズ 4枚				129×80×218mm	268g	4 987167 054724				
		10コ	100コ	YKL	420×272×232mm	3.1kg	(0204987167054722) (0404987167054720)					

ドレッシング材

品 名	パッケージ	品 番		希 望 小 売 価 格 (税 別)	個 装 (W×L×H) 高さ+フック	質 量	POSレジ登録用製品名		用 途 特 長
		規 格					JAN コード		
		1箱	1梱	略 称	中 箱 (W×L×H)	質 量	中箱 G-TINコード・(ITFコード)	梱 G-TINコード・(ITFコード)	
やさしい滅菌パッド		YMS		350円	113×10×140mm	11g	メッキンパッド S		通気性と吸収性のよいふくらパッドでキズをやさしく保護。 ●パッド面に特殊加工を採用。キズにつきにくい。 ●キズの大きさに合わせてカット可能。 ●通気性が高くムレにくい。
		50×50mm Sサイズ 8枚			117×98×158mm	140g	4 987167 054731		
		10コ	100コ	YMS	510×248×172mm	1.9kg	(0204987167054739) (0404987167054737)		
		YMM		350円	113×9×155mm	16g	メッキンパッド M		
		60×75mm Mサイズ 7枚			117×93×158mm	188g	4 987167 054748		
		10コ	100コ	YMM	485×248×172mm	2.3kg	(0204987167054746) (0404987167054744)		
		YML		350円	120×8×170mm	20g	メッキンパッド L		
		80×100mm Lサイズ 5枚			132×88×183mm	233g	4 987167 054755		
		10コ	100コ	YML	460×278×197mm	2.7kg	(0204987167054753) (0404987167054751)		

滅菌済	
一般医療機器 医療用不織布	



ケアーズ™ シリーズ

品名	パッケージ	品番		希望小売 価格(税別)	個装(W×L×H) 高さ+フック	質量	POSレジ登録用製品名		用途 特長
		規格					JANコード		
		1箱	1梱				中箱 G-TINコード・(ITFコード)	梱 G-TINコード・(ITFコード)	
ケアーズ TM ホワイトガーゼ		CAG30-2F		200円	126×15×175mm	25g	CAG 30-2F	●良質のコットン100%ガーゼで肌にやさしい。蛍光染料不使用。吸水性にすぐれ、赤ちゃんにも使用可能。	
		30cm×1m 2枚			130×170×160mm	320g	4 987167 019068		
		10コ	200コ	CAG302F	350×665×325mm	7.3kg	(0204987167019066)		(0404987167019064)
ケアーズ TM コットン綿棒(紙軸)		CAMB-50F		220円	115×20×160mm	24g	CAG 50F	●清潔な1本包装。コットン100%綿球でソフトタッチ。紙軸で耳にやさしい。	
		50本(1本包装)			118×190×140mm	320g	4 987167 019075		
		10コ	200コ	CAMB50F	390×610×290mm	7kg	(0204987167019073)		(0404987167019071)

ケアーズ™ シリーズ

品名	パッケージ	品番		希望小売価格(税別)	個装(W×L×H) 高さ+フック	質量	POSレジ登録用製品名		用途 特長	
		規格					JANコード			
		1箱	1梱				略称	中箱(W×L×H)		質量
ホワイイトテープ ケアーズ™		CAW12-9F		300円	80×13×130mm	11g	C/Aホワイイト112×9		ガーゼや包帯止めなどに。 不織布サージカルテープ。 ●高透湿性でムレにくい。	
		12mm×9m				126×79×83mm	139g			4 987167 011901
		10コ	200コ	CAW129F	264×414×181mm	3.0kg	(0204987167011909) (0404987167011907)			
		CAW25-9F		450円	90×25×130mm	21g	C/Aホワイイト255×9			
		25mm×9m				257×92×84mm	264g			
		10コ	200コ	CAW259F	476×350×276mm	5.9kg	(0204987167024770) (0404987167024778)			
ネオバン™		CAN10-10F		180円	80×11×130mm	11g	C/Aネオバン110×10		手で簡単にカットでき、使いやすい紙テープ。ガーゼ止めなどに。	
		10mm×10m				108×80×61mm	135g			4 987167 011918
		10コ	200コ	CAN1010F	228×418×136mm	2.9kg	(0204987167011916) (0404987167011914)			
キープポア™		CAKP15-8F		300円	80×16×130mm	16g	C/Aキープ115×8		微小孔つきの透明なテープ。 顔や腕などに。 ●顔に貼っても目立たない。 ●手切れ性が抜群。	
		15mm×8m				160×94×100mm	220g			4 987167 011925
		10コ	200コ	CAKP158F	332×486×214mm	6.0kg	(0204987167011923) (0404987167011921)			
		CAKP25-8F		450円	90×25×130mm	32g	C/Aキープ255×8			
		25mm×8m				258×93×96mm	381g			
		10コ	200コ	CAKP258F	486×410×275mm	8.3kg	(0204987167031174) (0404987167031172)			
粘着包帯™		CANH38-3F		350円	100×47×130mm	28g	C/Aネンチャク38		シップやガーゼ固定に最適な貼る包帯。	
		38mm×3m				257×103×108mm	330g			4 987167 011932
		10コ	200コ	CAN383F	524×531×232mm	8.0kg	(0204987167011930) (0404987167011938)			

肩こり・腰痛薬

品名	パッケージ	品番		希望小売価格(税別)	個装(W×L×H) 高さ+フック	質量	POSレジ登録用製品名		用途 特長		
		規格					JANコード				
		1箱	1梱				略称	中箱(W×L×H)		質量	中箱 G-TINコード・(ITFコード)
ロイヒつぼ膏 TM		RT156		1,320円	160×17×115mm	80g	ロイヒつぼ膏 TM コウ	1156	セルフメディケーション (税) 控除対象	効き目、辛口! 小型丸形の 温感プラスター。 ノニル酸 ワニルアミドの 温感刺激で 血行促進。 《効能・効果》 肩のこり、腰の痛み、 打撲、捻挫、関節痛、 筋肉痛、筋肉疲労、 しもやけ	
		直径2.8cm 156枚			RT156	163×188×120mm	815g	4 987167 007263			(0204987167007261) 14987167007260
		10コ	60コ			507×216×258mm	5.3kg				
ロイヒつぼ膏 TM 大判		RT78		1,320円	177×17×120mm	77g	ロイヒつぼ膏 TM コウオオハ TM シ		《効能・効果》 肩のこり、腰の痛み、 打撲、捻挫、関節痛、 筋肉痛、筋肉疲労、 しもやけ		
		直径3.9cm 78枚			RT78	179×188×125mm	850g	4 987167 059101		(0204987167059109) 14987167059108	
		10コ	60コ			555×216×264mm	5.5kg				
ロイヒつぼ膏 TM クール		RC156		1,320円	160×17×115mm	70g	ロイヒつぼ膏 TM コウクール		セルフメディケーション (税) 控除対象	つらい痛みに スーッと効く。 小型丸形の 冷感プラスター。 サリチル酸メチル、 ℓ-メントール配合。	
		直径2.8cm 156枚			RC156	163×188×120mm	757g	4 987167 070359			24987167070353 14987167070356
		10コ	60コ			507×216×258mm	4.9kg				
ロイヒつぼ膏 TM クール大判		RC78		1,320円	177×17×120mm	72g	ロイヒつぼ膏 TM コウ RC78		《効能・効果》 肩こり、腰痛、 関節痛、筋肉痛、 筋肉疲労、打撲、 捻挫		
		直径3.9cm 78枚			RC78	179×188×125mm	792g	4 987167 093907		24987167093901 14987167093904	
		10コ	60コ			555×216×264mm	5.1kg				
ロイヒ TM クリームフェルビ		RCF80		2,450円	64×40×147mm	125g	ロイヒクリーム フェルビ TM		セルフメディケーション (税) 控除対象	効き目、塗りこむ! 新感覚、 ロールオンタイプの 温感クリーム剤。 フェルビナク3%配合。	
		80g(内容量)			RCF80	64×203×147mm	623g	4 987167 090265			— 14987167090262
		5コ	60コ			410×216×312mm	7.9kg				
ロイヒ膏 TM ロキソプロフェン		RXM7		980円	135×15×160mm	47g	ロイヒ膏 TM RXIM7		セルフメディケーション (税) 控除対象	優れた鎮痛消炎成分 ロキソプロフェン ナトリウム水和物 8.1%配合。 24時間鎮痛消炎 効果を持続。 心地よい温感タイプ。	
		7cm×10cm 7枚			RXM7	166×138×165mm	547g	4 987167 095727			24987167095721 14987167095724
		10コ	60コ			434×352×190mm	3.8kg				
ロイヒ膏 TM ロキソプロフェン大判		RXL7		1,580円	195×15×180mm	81g	ロイヒ膏 TM RXIL7		《効能・効果》 腰痛、 肩こりに伴う肩の痛み、 関節痛、筋肉痛、 腱鞘炎、肘の痛み、 打撲、捻挫		
		10cm×14cm 7枚			RXL7	166×183×200mm	915g	4 987167 095734		24987167095738 14987167095731	
		10コ	60コ			568×348×219mm	6.1kg				



製品情報は
こちら



簡単本格テーピング!

誰でも
簡単固定

蒸れにくい

目立たない
ベージュ



曲げると痛い**手首**に

バトルウィン™


手首プロテクター

手首サポートテープ(ベージュ)



フリーサイズ

6枚入



曲げると痛い**指**に

バトルウィン™

指プロテクター

関節サポートテープ(非伸縮素材)



S~Mサイズ

10枚入



M~Lサイズ

10枚入



曲げると痛い**親指**に

バトルウィン™

指プロテクター

腱鞘サポートテープ

親指用



S~Mサイズ

6枚入



M~Lサイズ

6枚入

バトルウィン™ テーピングテープ



品名	パッケージ	品番		希望小売価格(税別)	略称	個装(W×L×H) 高さ+フック	質量	POSレジ登録用製品名		用途 特長										
		規格				中箱(W×L×H)	質量	JANコード												
		1箱	1梱			梱 (W×L×H)	質量	中箱 G-TINコード・(ITFコード)	梱 G-TINコード・(ITFコード)											
バトルウィン TM 手首プロテクター		WP6		780円	WP6	70×30×140mm	27g	BW WP6		曲げると痛い手首に貼ることで関節の可動域を制限できる、手首専用のテーピングテープ。 ●テーピングの知識がない方でも簡単に固定できる。 ●汗をかいても蒸れにくく、水に濡れてもはがれにくい。 ●前にやさしく、目立たないベージュタイプ。 ●1Way伸縮素材で、可動域制限と皮膚刺激低減を実現。 <table><tr><td>粘着性</td><td>あり</td></tr><tr><td>伸縮性</td><td>あり</td></tr><tr><td>はくり紙</td><td>あり</td></tr><tr><td>手切れ性</td><td>なし</td></tr><tr><td>テープ色</td><td>ベージュ</td></tr></table>	粘着性	あり	伸縮性	あり	はくり紙	あり	手切れ性	なし	テープ色	ベージュ
		粘着性	あり																	
		伸縮性	あり																	
		はくり紙	あり																	
手切れ性	なし																			
テープ色	ベージュ																			
フリーサイズ 6枚		312×73×144mm	337g	4 987167 102166																
10コ	200コ	308×738×328mm	6.8kg	24987167102160	14987167102163															
バトルウィン TM 指プロテクター		YP10SM		450円	YP10SM	70×25×(105+20)mm	23g	BW YP10SM		曲げると痛い指に貼ることで関節の可動域を制限しサポートできる、指専用のテーピングテープ。 ●サッと貼れて簡単にきれいに固定。 ●汗をかいても蒸れにくく、水に濡れてもはがれにくい。 ●肌に優しく、目立たないベージュタイプ。 <table><tr><td>粘着性</td><td>あり</td></tr><tr><td>伸縮性</td><td>あり</td></tr><tr><td>はくり紙</td><td>あり</td></tr><tr><td>手切れ性</td><td>なし</td></tr><tr><td>テープ色</td><td>ベージュ</td></tr></table>	粘着性	あり	伸縮性	あり	はくり紙	あり	手切れ性	なし	テープ色	ベージュ
		粘着性	あり																	
		伸縮性	あり																	
		はくり紙	あり																	
	手切れ性	なし																		
	テープ色	ベージュ																		
	S～Mサイズ 10枚		275×73×109mm	284g	4 987167 095765															
	10コ	200コ	566×308×287mm	6.3kg	24987167095769	14987167095762														
	YP10ML		480円	YP10ML	70×25×(105+20)mm	26g	BW YP10ML													
	M～Lサイズ 10枚				275×73×109mm	307g	4 987167 095772													
	10コ	200コ	566×308×287mm	6.7kg	24987167095776	14987167095779														
バトルウィン TM 指プロテクター 親指用		YPT6SM		650円	YPT6SM	70×30×140mm	25g	BW YPT6SM		曲げると痛い親指に貼ることで関節の可動域を制限しサポートできる、親指専用のテーピングテープ。 ●サッと貼れて簡単にきれいに固定。 ●汗をかいても蒸れにくく、水に濡れてもはがれにくい。 ●肌に優しく、目立たないベージュタイプ。 ●指の動きに追従する伸縮素材。 <table><tr><td>粘着性</td><td>あり</td></tr><tr><td>伸縮性</td><td>あり</td></tr><tr><td>はくり紙</td><td>あり</td></tr><tr><td>手切れ性</td><td>なし</td></tr><tr><td>テープ色</td><td>ベージュ</td></tr></table>	粘着性	あり	伸縮性	あり	はくり紙	あり	手切れ性	なし	テープ色	ベージュ
		粘着性	あり																	
		伸縮性	あり																	
		はくり紙	あり																	
	手切れ性	なし																		
	テープ色	ベージュ																		
	S～Mサイズ 6枚		312×73×144mm	315g	4 987167 098728															
	10コ	200コ	738×308×328mm	7.3kg	24987167098722	14987167098725														
	YPT6ML		680円	YPT6ML	70×30×140mm	25g	BW YPT6ML													
	M～Lサイズ 6枚				312×73×144mm	315g	4 987167 098735													
	10コ	200コ	738×308×328mm	7.3kg	24987167098739	14987167098732														

バトルウィン™ テーピングテープ



品名	パッケージ	品番		希望小売価格(税別)	個装(W×L×H) 高さ+フック	質量	POSレジ登録用製品名			用途 特長						
		規格					中箱(W×L×H)	質量	JANコード							
		1箱	1梱						略称		梱(W×L×H)	質量	中箱 G-TINコード・(ITFコード)	梱 G-TINコード・(ITFコード)		
バトルウィン TM テーピングテープ 非伸縮タイプ		C12F		370円	85×29×110mm	67g	BW	C12F								
		12mm×12m 2ロール			CH12F	260×160×68mm	890g									
		12コ	72コ	276×506×150mm		5.7kg										
		C19F		570円	85×43×110mm	102g	BW	C19F								
		19mm×12m 2ロール			CH19F	260×160×95mm	1224g									
		12コ	72コ	276×506×205mm		7.7kg										
		C25F		350円	85×29×110mm	69g	BW	C25F								
		25mm×12m 1ロール			CH25F	260×160×68mm	915g									
		12コ	72コ	276×506×150mm		5.8kg										
		C25F2		660円	85×54×110mm	120g	BW	C25F2								
		25mm×12m 2ロール			CH25F2	260×160×115mm	1520g									
		12コ	72コ	283×505×248mm		10.1kg										
		C38F		540円	85×43×110mm	98g	BW	C38F								
		38mm×12m 1ロール			C38F	260×160×95mm	1271g									
		12コ	72コ	276×506×205mm		8.0kg										
		C38F2		970円	104×70×110mm	200g	BW	C38F2								
		38mm×12m 2ロール			C38F2	230×179×113mm	1368g									
		6コ	36コ	248×559×250mm		8.7kg										
		C50F		700円	85×54×110mm	123g	BW	C50F								
		50mm×12m 1ロール			C50F	260×160×115mm	1581g									
		12コ	72コ	276×506×244mm		9.9kg										

スポーツ傷害の予防、応急手当で、再発防止に広く利用される固定用テーピングテープ。

- 保持力が強く、使用部位をしっかりサポート。
- 手切れ性があり使いやすい。

粘着性	あり
伸縮性	なし
はくり紙	なし
手切れ性	あり
テープ色	白

スポーツ傷害の予防、応急手当て、再発防止に広く利用される固定用テーピングテープ。

- 保持力が強く、使用部位をしっかりサポート。
- 手切れ性があり使いやすい。

粘着性	あり
伸縮性	なし
はくり紙	なし
手切れ性	あり
テープ色	白

バトルウィン™ テーピングテープ

品名	パッケージ	品番		希望小売価格(税別)	個装(W×L×H) 高さ+フック		質量		POSレジ登録用製品名		用途 特長
		規格			中箱(W×L×H)	質量	JANコード				
		1箱	1梱				略称	梱 (W×L×H)	質量	中箱 G-TINコード・(ITFコード)	
バトルウィン TM カラーテーピングテープ 非伸縮タイプ		C12FB		410円	85×29×110mm	67g	B.W.カラー-C112FB				4 987167 044565
		12mm×12m 2ロール			C12FB	260×160×68mm	890g	276×506×150mm	5.7kg		
		12コ	72コ								
		C19FB		620円	85×43×110mm	102g	B.W.カラー-C119FB			4 987167 044558	24987167044552 14987167044555
		19mm×12m 2ロール			C19FB	260×160×95mm	1224g	276×506×205mm			
		12コ	72コ								
		C25FB		390円	85×28×110mm	67g	B.W.カラー-C225FB			4 987167 019631	24987167019635 14987167019638
		25mm×12m 1ロール			C25FB	262×160×66mm	891g	276×506×149mm			
		12コ	72コ								
		C38FB		580円	85×42×110mm	97g	B.W.カラー-C338FB			4 987167 019648	24987167019642 14987167019645
		38mm×12m 1ロール			C38FB	262×160×94mm	1259g	276×506×204mm			
		12コ	72コ								
		C50FB		750円	85×54×110mm	130g	B.W.カラー-C550FB			4 987167 056353	24987167056357 14987167056350
		50mm×12m 1ロール			C50FB	262×160×115mm	1686g	276×506×244mm			
		12コ	72コ								

目立たないベージュ色の固定用テーピングテープ。

粘着性	あり
伸縮性	なし
はくり紙	なし
手切れ性	あり
テープ色	ベージュ

バトルウィン™ テーピングテープ



品名	パッケージ	品番		希望小売 価格(税別)	略 称	個 装 (W×L×H) 高さ+フック	質 量	POSレジ登録用製品名		用 途 特 長									
		規 格				中 箱 (W×L×H)	質 量	JAN コード											
		1箱	1梱			梱 (W×L×H)	質 量	中箱 G-TINコード・(ITFコード)	梱 G-TINコード・(ITFコード)										
バトルウィン™ テーピングテープ 伸縮タイプ		E25FB		430円		85×30×120mm	44g	BW E25FB	目立たないベージュ色。 伸縮性に富み、肩や 関節など柔軟性の 必要な部位に使用。 非伸縮タイプとの 併用でより効果を 発揮。 <table border="1"><tr><td>粘 着 性</td><td>あり</td></tr><tr><td>伸 縮 性</td><td>あり</td></tr><tr><td>はくり紙</td><td>なし</td></tr><tr><td>手切れ性</td><td>なし</td></tr><tr><td>テープ色</td><td>ベージュ</td></tr></table>	粘 着 性	あり	伸 縮 性	あり	はくり紙	なし	手切れ性	なし	テープ色	ベージュ
		粘 着 性	あり																
		伸 縮 性	あり																
	はくり紙	なし																	
	手切れ性	なし																	
	テープ色	ベージュ																	
	25mm×4m(伸長時) 1ロール		E25FB	262×165×70mm	619g	4 987167 056797	24987167056791	14987167056794											
	12コ	72コ		276×520×156mm	4.08kg	24987167019239	14987167019232												
		E50F		800円		85×53×120mm	73g	BW E50F		目立たないベージュ色。 伸縮性に富み、肩や 関節など柔軟性の 必要な部位に使用。 非伸縮タイプとの 併用でより効果を 発揮。 <table border="1"><tr><td>粘 着 性</td><td>あり</td></tr><tr><td>伸 縮 性</td><td>あり</td></tr><tr><td>はくり紙</td><td>なし</td></tr><tr><td>手切れ性</td><td>なし</td></tr><tr><td>テープ色</td><td>ベージュ</td></tr></table>	粘 着 性	あり	伸 縮 性	あり	はくり紙	なし	手切れ性	なし	テープ色
粘 着 性		あり																	
伸 縮 性		あり																	
はくり紙	なし																		
手切れ性	なし																		
テープ色	ベージュ																		
50mm×4m(伸長時) 1ロール		E50F	262×165×119mm	1016g	4 987167 019235	24987167019239	14987167019232												
12コ	72コ		276×520×252mm	6.5kg	24987167019239	14987167019232													
	E75F		1,210円		85×58×126mm	97g	BW E75F	目立たないベージュ色。 伸縮性に富み、肩や 関節など柔軟性の 必要な部位に使用。 非伸縮タイプとの 併用でより効果を 発揮。 <table border="1"><tr><td>粘 着 性</td><td>あり</td></tr><tr><td>伸 縮 性</td><td>あり</td></tr><tr><td>はくり紙</td><td>なし</td></tr><tr><td>手切れ性</td><td>なし</td></tr><tr><td>テープ色</td><td>ベージュ</td></tr></table>	粘 着 性	あり	伸 縮 性	あり	はくり紙	なし	手切れ性	なし	テープ色	ベージュ	
	粘 着 性	あり																	
	伸 縮 性	あり																	
はくり紙	なし																		
手切れ性	なし																		
テープ色	ベージュ																		
75mm×4m(伸長時) 1ロール		E75F	260×191×130mm	1300g	4 987167 019242	24987167019246	14987167019249												
12コ	72コ		275×600×280mm	8.5kg	24987167019246	14987167019249													
バトルウィン™ テーピングテープ EL 伸縮タイプ		EL50F		770円		85×53×120mm	54g	BW EL50F	関節など柔軟性の 必要な部位に使用。 手切れ性のある伸縮 タイプ。 <table border="1"><tr><td>粘 着 性</td><td>あり</td></tr><tr><td>伸 縮 性</td><td>あり</td></tr><tr><td>はくり紙</td><td>なし</td></tr><tr><td>手切れ性</td><td>あり</td></tr><tr><td>テープ色</td><td>白</td></tr></table>	粘 着 性	あり	伸 縮 性	あり	はくり紙	なし	手切れ性	あり	テープ色	白
		粘 着 性	あり																
		伸 縮 性	あり																
	はくり紙	なし																	
	手切れ性	あり																	
	テープ色	白																	
50mm×4.5m(伸長時) 1ロール		EL50F	262×165×119mm	788g	4 987167 021504	24987167021508	14987167021501												
12コ	72コ		276×520×252mm	5.1kg	24987167021508	14987167021501													
	EL75F		1,160円		85×58×126mm	100g	BW EL75F	関節など柔軟性の 必要な部位に使用。 手切れ性のある伸縮 タイプ。 <table border="1"><tr><td>粘 着 性</td><td>あり</td></tr><tr><td>伸 縮 性</td><td>あり</td></tr><tr><td>はくり紙</td><td>なし</td></tr><tr><td>手切れ性</td><td>あり</td></tr><tr><td>テープ色</td><td>白</td></tr></table>	粘 着 性	あり	伸 縮 性	あり	はくり紙	なし	手切れ性	あり	テープ色	白	
	粘 着 性	あり																	
	伸 縮 性	あり																	
はくり紙	なし																		
手切れ性	あり																		
テープ色	白																		
75mm×4.5m(伸長時) 1ロール		EL75F	260×191×130mm	1270g	4 987167 056827	24987167056821	14987167056824												
12コ	72コ		275×600×280mm	8.25kg	24987167056821	14987167056824													
バトルウィン™ アンダーラップテープ		U70F		510円		100×72×135mm	70g	BW U70F	テーピング時の皮膚 の保護に巻くウレタ ンフォームのテープ。 <table border="1"><tr><td>粘 着 性</td><td>なし</td></tr><tr><td>伸 縮 性</td><td>あり</td></tr><tr><td>はくり紙</td><td>なし</td></tr><tr><td>手切れ性</td><td>あり</td></tr><tr><td>テープ色</td><td>黄</td></tr></table>	粘 着 性	なし	伸 縮 性	あり	はくり紙	なし	手切れ性	あり	テープ色	黄
		粘 着 性	なし																
		伸 縮 性	あり																
はくり紙	なし																		
手切れ性	あり																		
テープ色	黄																		
70mm×25m 1ロール		U70FN	305×177×154mm	994g	4 987167 019259	24987167019253	14987167019256												
12コ	72コ		320×550×330mm	6.7kg	24987167019253	14987167019256													

バトルウィン™ テーピングテープ



品名	パッケージ	品番		希望小売価格(税別)	略称	個装(W×L×H) 高さ+フック		質量	POSレジ登録用製品名			用途 特長									
		規格				中箱(W×L×H)	質量		JANコード												
		1箱	1梱						中箱 G-TINコード・(ITFコード)	梱 G-TINコード・(ITFコード)											
バトルウィン™ キネシオロジーテープ 撥水		SEHA25F		480円		85×28×120mm		50g	BW SEHA25F		撥水機能とフィット感を兼ね備えた伸縮性粘着テープ。圧迫固定・ねんざの予防・アイシング用に。 ● 撥水加工で水や汗に強くはがれにくい。 ● フィット感にすぐれ、関節の動きもスムーズ。 ● 貼るだけで関節・筋肉をサポート。 <table><tr><td>粘着性</td><td>あり</td></tr><tr><td>伸縮性</td><td>あり</td></tr><tr><td>はくり紙</td><td>あり</td></tr><tr><td>手切れ性</td><td>なし</td></tr><tr><td>テープ色</td><td>ベージュ</td></tr></table>	粘着性	あり	伸縮性	あり	はくり紙	あり	手切れ性	なし	テープ色	ベージュ
		粘着性	あり																		
		伸縮性	あり																		
		はくり紙	あり																		
		手切れ性	なし																		
	テープ色	ベージュ																			
	25mm×4.5m 1ロール		262×165×70mm		660g	4 987167 059729															
	12コ	72コ	276×520×156mm		4.3kg	24987167059723															
						14987167059726															
		SEHA38F		720円		85×41×120mm		80g	BW SEHA38F												
		38mm×4.5m 1ロール				262×165×98mm		980g	4 987167 059736												
		12コ	72コ	276×520×212mm		6.3kg	24987167059730														
							14987167059733														
			SEHA50F		950円		85×53×120mm		90g	BW SEHA50F											
	50mm×4.5m 1ロール		262×165×119mm				1220g	4 987167 059743													
	12コ		72コ	276×520×252mm		7.8kg	24987167059747														
						14987167059740															
			SEHA50F2		1,800円		135×70×130mm		179g	BW SEHA50F2											
		50mm×4.5m 2ロール		441×169×85mm			1260g	4 987167 060145													
		6コ	36コ	430×540×190mm		8.4kg	24987167060149														
					14987167060142																
		SEHA75F		1,400円		95×70×130mm		140g	BW SEHA75F												
	75mm×4.5m 1ロール		295×200×152mm			1920g	4 987167 060138														
	12コ	72コ	628×307×322mm		12.4kg	24987167060132															
						14987167060135															
	バトルウィン™ キネシオロジーテープ 強粘着		BWKK25F		500円		85×28×120mm		50g	BW BWKK25F		激しいスポーツでもはがれにくい強粘着タイプの伸縮性粘着テープ。 痛む関節や筋肉のサポート・ケガ予防に最適。 ● 医療用テープで実績のある粘着剤を使用し汗に強く、はがれにくい。 ● 粘着剤にオイル成分を配合し肌へのやさしさを実現。 ● 発泡塗工によるムレにくさ、テープをはがす際の肌へのダメージを低減。 <table><tr><td>粘着性</td><td>あり</td></tr><tr><td>伸縮性</td><td>あり</td></tr><tr><td>はくり紙</td><td>あり</td></tr><tr><td>手切れ性</td><td>なし</td></tr><tr><td>テープ色</td><td>ベージュ</td></tr></table>	粘着性	あり	伸縮性	あり	はくり紙	あり	手切れ性	なし	テープ色
粘着性			あり																		
伸縮性			あり																		
はくり紙			あり																		
手切れ性			なし																		
テープ色		ベージュ																			
25mm×4.5m		262×165×70mm		660g	4 987167 098001																
12コ		72コ	276×520×156mm		4.3kg	24987167098005															
					14987167098008																
		BWKK38F		740円		85×41×120mm		80g	BW BWKK38F												
		38mm×4.5m				262×165×98mm		980g	4 987167 098018												
		12コ	72コ	276×520×212mm		6.3kg	24987167098012														
							14987167098015														
			BWKK50F		980円		85×53×120mm		90g	BW BWKK50F											
50mm×4.5m			262×165×119mm				1220g	4 987167 098025													
12コ			72コ	276×520×252mm		7.8kg	24987167098029														
						14987167098022															
			BWKK75F		1,450円		95×70×130mm		140g	BW BWKK75F											
		75mm×4.5m		295×200×152mm			1920g	4 987167 098032													
		12コ	72コ	628×307×322mm		12.4kg	24987167098036														
						14987167098039															

バトルウィン™ テーピングテープ

品名	パッケージ	品番		希望小売価格(税別)	略称	個装(W×L×H) 高さ+フック		質量	POSレジ登録用製品名		用途 特長									
		規格				中箱(W×L×H)	質量		JANコード											
		1箱	1梱						中箱 G-TINコード・(ITFコード)	梱 G-TINコード・(ITFコード)										
バトルウィン™ キネシオロジーテープFX		SEFX25F		500円	SEFX25F	85×30×120mm	35g	B W S E F X 2 5 F		適度な伸縮性と粘着性で関節部や筋肉にもしっかりフィットし、ジョギング、テニス、ゴルフなどスポーツシーンから日常生活の疲れや痛みの緩和・予防まで幅広く使用できる。 ●手で切れるからハサミ不要。 ●はくり紙がないので作業性が高くスピーディに貼ることが出来る。 ●撥水加工で水や汗に強くはがれにくい。 <table><tr><td>粘着性</td><td>あり</td></tr><tr><td>伸縮性</td><td>あり</td></tr><tr><td>はくり紙</td><td>なし</td></tr><tr><td>手切れ性</td><td>あり</td></tr><tr><td>テープ色</td><td>ベージュ</td></tr></table>	粘着性	あり	伸縮性	あり	はくり紙	なし	手切れ性	あり	テープ色	ベージュ
		粘着性	あり																	
		伸縮性	あり																	
	はくり紙	なし																		
	手切れ性	あり																		
	テープ色	ベージュ																		
	25mm×5.5m(伸長時) 1ロール		261×164×70mm	512g	4 987167 062453															
	12コ	72コ	520×276×156mm	3.4kg	24987167062457 14987167062450															
		SEFX38F		740円	SEFX38F	85×43×120mm	49g	B W S E F X 3 8 F												
38mm×5.5m(伸長時) 1ロール		261×164×97mm	691g			4 987167 062460														
12コ		72コ	520×276×212mm			4.7kg	24987167062464 14987167062467													
	SEFX50F		980円	SEFX50F	85×55×120mm	63g	B W S E F X 5 0 F													
	50mm×5.5m(伸長時) 1ロール				261×164×119mm	871g	4 987167 062477													
	12コ	72コ			520×276×252mm	5.8kg	24987167062471 14987167062474													
バトルウィン™ キネシオロジーテープFX ブラック		SEFX50FBK		980円	SEFX50FBK	85×55×120mm	63g	B W S E F X 5 0 F B K		●手で切れるからハサミ不要。 ●はくり紙がないので作業性が高くスピーディに貼ることができる。 ●強さとファッション性をプラスしたテーピングテープ。										
		50mm×5.5m(伸長時) 1ロール				260×163×115mm	871g	4 987167 087470												
		12コ	72コ			505×272×242mm	5.8kg	24987167087474 14987167087477												
バトルウィン™ くっつくバンデージ		KB25F		440円	KB25FN	85×28×120mm	27g	B W K B 2 5 F		かさねて巻くだけで圧迫・固定できるスポーツ用自着帯。 圧迫固定・ねんざの予防・アイシング用に。 ●肌につかないのでかぶれにくい。 ●適度な伸縮性。 ●薄い素材でゴワゴワしない。 ●巻き直しができる。 ●手で簡単に切れるので、スピーディに巻ける。 <table><tr><td>粘着性</td><td>なし</td></tr><tr><td>伸縮性</td><td>あり</td></tr><tr><td>はくり紙</td><td>なし</td></tr><tr><td>手切れ性</td><td>あり</td></tr><tr><td>テープ色</td><td>ベージュ</td></tr></table> ※洗濯を行うと自着性が損なわれます。	粘着性	なし	伸縮性	あり	はくり紙	なし	手切れ性	あり	テープ色	ベージュ
		粘着性	なし																	
		伸縮性	あり																	
	はくり紙	なし																		
	手切れ性	あり																		
	テープ色	ベージュ																		
	25mm×4m(伸長時) 1ロール		262×165×70mm	411g	4 987167 057213															
	12コ	72コ	276×520×156mm	2.84kg	24987167057217 14987167057210															
		KB38F		570円	KB38FN	85×41×120mm	37g	B W K B 3 8 F												
		38mm×4m(伸長時) 1ロール				262×165×98mm	550g	4 987167 057275												
		12コ	72コ			276×520×212mm	3.79kg	24987167057279 14987167057272												
		KB50F		660円	KB50FN	85×53×120mm	45g	B W K B 5 0 F												
50mm×4m(伸長時) 1ロール		262×165×119mm	660g			4 987167 057220														
12コ		72コ	276×520×252mm			4.51kg	24987167057224 14987167057227													
	KB75F		880円	KB75FN	85×58×126mm	61g	B W K B 7 5 F													
	75mm×4m(伸長時) 1ロール				260×191×130mm	787g	4 987167 057237													
	12コ	72コ			276×600×280mm	5.34kg	24987167057231 14987167057234													

バトルウィン™ テーピングテープ

品名	パッケージ	品番		希望小売価格(税別)	略称	個装(W×L×H) 高さ+アップ		質量	POSレジ登録用製品名		用途 特長										
		規格				中箱(W×L×H)	質量		JANコード												
		1箱	1梱						中箱 G-TINコード・(ITFコード)	梱 G-TINコード・(ITFコード)											
Wグルリッ TM		WGP50FBL		950円	WG50FBL	85×53×120mm		42g	B W W G P 5 0 F B L		薄くて丈夫な自着バンデージで、圧迫や固定に最適。伸縮テープとアンダーラップのダブルの効果。 ●薄いテープで抜群のフィット感。 ●丈夫で安心。 ●選べるカラーラインナップ。 <table><tr><td>粘着性</td><td>なし</td></tr><tr><td>伸縮性</td><td>あり</td></tr><tr><td>はくり紙</td><td>なし</td></tr><tr><td>手切れ性</td><td>なし</td></tr><tr><td>テープ色</td><td>青・黄・ベージュ</td></tr></table> ※洗濯すると、自着性が損なわれますのでご注意ください。	粘着性	なし	伸縮性	あり	はくり紙	なし	手切れ性	なし	テープ色	青・黄・ベージュ
		粘着性	なし																		
		伸縮性	あり																		
		はくり紙	なし																		
		手切れ性	なし																		
		テープ色	青・黄・ベージュ																		
		50mm×12m		WG50FBL	260×163×115mm		597g	4 987167 087531													
		12コ	72コ		505×273×247mm		4.0kg	24987167087535 14987167087538													
		WGP50FYL		950円	WG50FYL	85×53×120mm		42g	B W W G P 5 0 F Y L												
	50mm×12m		WG50FYL	260×163×115mm		597g	4 987167 087548														
	12コ	72コ		505×273×247mm		4.0kg	24987167087542 14987167087545														
	WGP50FBG		950円	WG50FBG	85×53×120mm		42g	B W W G P 5 0 F B G													
	50mm×12m		WG50FBG		260×163×115mm		597g	4 987167 092535													
	12コ	72コ			505×273×247mm		4.0kg	24987167092539 14987167092532													
		WGP75FBL		1,400円	WG75FBL	95×70×130mm		58g	B W W G P 7 5 F B L		アイシングの固定や負傷した筋肉の圧迫などに。 ●伸びとコシがあるバンデージでしっかり圧迫でき、巻きやすい。 ●洗濯して繰り返し使用可能。 ●高い通気性で、汗をかいてもムレにくい。 <table><tr><td>粘着性</td><td>なし</td></tr><tr><td>伸縮性</td><td>あり</td></tr><tr><td>はくり紙</td><td>なし</td></tr><tr><td>手切れ性</td><td>なし</td></tr><tr><td>テープ色</td><td>ベージュ</td></tr></table>	粘着性	なし	伸縮性	あり	はくり紙	なし	手切れ性	なし	テープ色	ベージュ
		粘着性	なし																		
		伸縮性	あり																		
		はくり紙	なし																		
		手切れ性	なし																		
		テープ色	ベージュ																		
		75mm×12m		WG75FBL	293×198×148mm		826g	4 987167 087494													
		12コ	72コ		610×305×313mm		5.6kg	24987167087498 14987167087491													
		WGP75FYL		1,400円	WG75FYL	95×70×130mm		58g	B W W G P 7 5 F Y L												
	75mm×12m		WG75FYL	293×198×148mm		826g	4 987167 087500														
12コ	72コ	610×305×313mm		5.6kg		24987167087504 14987167087507															
WGP75FBG		1,400円	WG75FBG	95×70×130mm		58g	B W W G P 7 5 F B G														
75mm×12m		WG75FBG		293×198×148mm		826g	4 987167 092542														
12コ	72コ			610×305×313mm		5.6kg	24987167092546 14987167092549														
スポーツバン TM デージ		BWSPB50F		550円	SPB50F	107×60×120mm		40g	B W B W S P B 5 0 F		アイシングの固定や負傷した筋肉の圧迫などに。 ●伸びとコシがあるバンデージでしっかり圧迫でき、巻きやすい。 ●洗濯して繰り返し使用可能。 ●高い通気性で、汗をかいてもムレにくい。 <table><tr><td>粘着性</td><td>なし</td></tr><tr><td>伸縮性</td><td>あり</td></tr><tr><td>はくり紙</td><td>なし</td></tr><tr><td>手切れ性</td><td>なし</td></tr><tr><td>テープ色</td><td>ベージュ</td></tr></table>	粘着性	なし	伸縮性	あり	はくり紙	なし	手切れ性	なし	テープ色	ベージュ
		粘着性	なし																		
		伸縮性	あり																		
	はくり紙	なし																			
	手切れ性	なし																			
	テープ色	ベージュ																			
	50mm×5m (伸長時)		SPB50F	310×130×85mm		480g	4 987167 098506														
	10コ	100コ		670×322×187mm		5.4kg	24987167098500 14987167098503														
		BWSPB75F		720円	SPB75F	107×60×140mm		60g	B W B W S P B 7 5 F												
75mm×5m (伸長時)		SPB75F	310×130×115mm			700g	4 987167 098513														
10コ			100コ	670×322×247mm		7.6kg	24987167098517 14987167098510														

バトルウィン™ メディカル用品



品 名	パッケージ	品 番		希 望 小 売 価 格 (税 別)	個 装 (W×L×H) 高さ+フック	質 量	POSレジ登録用製品名		用 途 特 長
		規 格					JAN コード		
		1箱	1梱				略 称	中 箱 (W×L×H)	
粘着スプレー TM		A-220		850円	51mmφ×180mm	250g	ネンチャックスフ レー 2 2 0		アンダーラップの 皮ふへの接着、テ ープ自体の粘着カ アップに。
		220ml(内容量)			173×114×190mm	1700g	 4 987167 015664		
		6本	24本	NSA220	242×359×201mm	7.0kg	(0204987167015662) (0404987167015660)		
リムーバースプレー TM		R-300		1,000円	60mmφ×187mm	300g	リムーバースフ レー 3 0 0		粘着スプレーを使用 して巻いたアンダー ラップテープや皮ふ へ直接巻いたテープ のスムーズな除去に。
		300ml(内容量)			195×128×200mm	2100g	 4 987167 015671		
		6本	24本	RSR300	270×401×209mm	8.7kg	24987167015675 14987167015678		
コールドスプレー TM		CS220		800円	53mmφ×178mm	200g	コールドスフ レー 2 2 0		突然のアクシデント 時に患部の瞬間 冷却に使用。 ●押しやすい大きめ の噴射ボタンを 採用。 ●缶の底まわりはサ ビにくくするため のコーティング 加工。
		220ml(内容量)			169×113×188mm	1280g	 4 987167 035471		
		6本	24本	CS220	241×353×205mm	6.5kg	24987167035475 14987167035478		
		CS480		1,200円	66mmφ×231mm	398g	コールドスフ レー 4 8 0		
		480ml(内容量)			135×203×236mm	2540g	 4 987167 051259		
		6本	24本	CS480	283×426×249mm	10.6kg	24987167051253 14987167051256		
携帯酸素 TM		NO.5L		1,000円	65mmφ×250mm	135g	ゲイタイサンソ 5 L		運動時や運動後の 疲労回復、リフレッ シュ、気分転換など。 使用回数:50～60回 (2秒/回使用の場合) 酸素純度:95% ※医療用ではありません。
		5ℓ(内容量)			255×149×255mm	1037g	 4 987167 007973		
		6本	24本	BWKS5L	314×466×276mm	4.6kg	(0204987167007971) (0404987167007979)		
ガードクッション TM		GC10		500円	150×10×250mm	60g	ガードクッション		クッション性に優れ、 適度な圧迫効果が ある。足首・かかと・ ひざ等の部位の保 護に適しています。 シザーズ(ハサミ) で自由にカットでき る。10mm厚。 ●非粘着タイプ
		150×250mm			150×50×250mm	300g	 4 987167 003760		
		5枚	20枚	GC10	246×266×206mm	1.5kg	24987167003764 (0404987167003766)		
テーピングシザーズ TM		TS160L		2,000円	202×13×96mm	70g	シザーズ		テーピングテープを はがす時に使用する 専用のハサミ。 ●刃裏がコーティング されて切りやすい。 ●刃長30mm
		全長160mm 1本			141×211×100mm	802g	 4 987167 048167		
		10コ	100コ	TS160L	240×515×310mm	8.8kg	24987167048161 14987167048164		

バトルウィン™ メディカル用品

品名	パッケージ	品番		希望小売価格(税別)	個装(W×L×H) 高さ+フック	質量	POSレジ登録用製品名		用途 特長	
		規格		略称	中箱(W×L×H)	質量	JANコード			
		1箱	1梱		梱(W×L×H)	質量	中箱 G-TINコード・(ITFコード)	梱 G-TINコード・(ITFコード)		
バトルウイン™ メディカルバッグ		BWMDB		20,000円	540×350×280mm	1800g	B W メ デ* イ カ ル B A G	 4 987167 085124	●外装は特殊ナイロン生地、ジッパーには止水加工が施されており、耐水性に優れている。 ●着脱式の持ち出しBOX付き。 ●フロントやサイドにポケットがあり、収納性に優れている。	
		540×350×280mm (W×D×H)		BWMDB	—	—	—			
		1コ	2コ		720×520×260mm	4.0kg	14987167085121			
バトルウイン™ ウエストバッグ		BWWSB		7,200円	350×180×180mm	500g	B W ウ エ ス ト バ* ッ ク	 4 987167 085131	●外装は特殊ナイロン生地、ジッパーには止水加工が施されており、耐水性に優れている。 ●取り外し可能なペットボトルホルダー付き。 ●フロントやサイドにポケットがあり、収納性に優れている。	
		350×180×180mm (W×D×H)		BWWSB	—	—	—			
		1コ	10コ		780×380×200mm	5.5kg	14987167085138			
バトルウイン™ テーピングバッグ		BWTPB		8,000円	400×190×300mm	1150g	B W T P B	 4 987167 090272	●テーピングテープやメディカルグッズなどの収納や持ち運びに。 ●軽くて丈夫な、撥水加工のバッグ。 ●上部収納部分をメッシュ加工しているため、湿気対策も万全。	
		400×190×300mm (W×D×H)		BWTPB	—	—	—			
		1コ	5コ		330×430×290mm	6.2kg	14987167090279			

バトルウィン™ ドットコム テーピング巻き方 総合情報サイト

バトルウィン™ドットコムはスポーツテーピングやセルフテーピングの巻き方を知りたい方、活用したい方のための総合サイトです。

スマートフォンでも
対応可能

下の二次元バーコードをQRコード対応のスマートフォン・携帯対応アプリにて取り込みますと、簡単にホームページに進めます。



巻き方を選んで
マイメニューに登録



わかりやすい
動画でチェック



バトルウィン

検索

<https://www.battlewin.com>

★ テーピングのテクニック

アンカー

船のいかりの意味

●アンカーの役割

テーピングの基礎。

内側のくるぶしより、ひと握りのところに身体のカーブに沿って、1本目は強く巻き、2本目は1本目の強さに合わせる。テープの3分の1を重ねて巻く。



スターアップ

馬のあぶみの意味

●スターアップの役割

内反の防止。

アンカーの内側からかかとの下を通して外側へ巻き、2本目、3本目はかかとの下で1本目とクロスするように巻く。
3本のテープは扇形になっている。



ホースシュー

馬蹄の意味

●ホースシューの役割

スターアップの補強とアキレス腱の保護。

かかとの骨端にテープの真ん中をあて、身体のカーブに沿って巻く。スターアップより2〜3cm出す。



サーキュラー

円形の意味

●サーキュラーの役割

スターアップをずれないように固定するテープ。

足首を1周させ、足首に密着するように1本ずつ切ってアンカーの位置まで巻く。



フィギュアエイト

8の字形の意味

●フィギュアエイトの役割

足首の安定感を保つ。(前後のブレ防止)

8の字に巻くテープ。外側のくるぶしからスタートし、甲の上部(◆)を通して巻く。そのまま足の裏を通り、甲の上部(◆)でクロスする。最後はアキレス腱を通してスタート位置に戻り、テープを切ってとめる。



ヒールロック

かかとの固定の意味

●ヒールロックの役割

足首の保護。(左右のブレ防止)

外側のくるぶしの上からスタートし、アキレス腱とかかたとを包むように巻く。かかとの外側、内側にテープを通す時(②、④)は強く引っ張る。最後は、足首の上まで巻き上げる。



サポート・Xサポート

支持の意味

●サポートテープの役割

関節可動域の制限。

サポートテープ(サポート・Xサポート)は、テープの長さや引っ張る力や方向によって動きを制限する。



品名	パッケージ	品番		希望小売 価格(税別)	個装(W×L×H) 高さ+フラップ	質量	POSレジ登録用製品名		用途 特長		
		規格					JANコード				
		1箱	1梱				略称	中箱(W×L×H)		質量	梱 G-TINコード・(ITFコード)
スピール膏 TM ワンタッチEX		SPAM (足うらM)		950円	72×20×125mm	21g	スビ*ールコウアシウラM		〈貼るタイプ〉 うおの目・たこ・ いぼの治療薬 薬剤が患部にだけ 浸透するサイズ 調整シール付き。 W固定ですれにくい。 足うらに貼っても はがれにくい形状。 ■足うらM ワンタッチEX SPAM 患部の目安： 3mm～10mm ■足うらL ワンタッチEX SPAL 患部の目安： 5mm～13mm 指に巻きやすい パンテーシタイプ。 ■ゆびM ワンタッチEX SPBM 患部の目安： 3mm～10mm ■ゆびL ワンタッチEX SPBL 患部の目安： 5mm～13mm 第2類医薬品		
		直径7mm12枚 サイズ調整シール・ 固定用テープ付き			SPAM	215×128×75mm	280g	4 987167 051341			
		10コ	200コ			316×660×228mm	6.4kg	24987167051345 14987167051348			
			SPAL (足うらL)		950円	72×20×125mm	23g	スビ*ールコウアシウラL			
	直径10mm12枚 サイズ調整シール・ 固定用テープ付き		SPAL	215×128×75mm		300g	4 987167 051334				
	10コ			200コ		316×660×228mm	6.8kg	24987167051338 14987167051331			
			SPBM (ゆびM)		950円	72×20×125mm	23g	スビ*ールコウユビ M			
		直径7mm12枚 サイズ調整シール・ 固定用テープ付き		SPBM		215×128×75mm	300g	4 987167 051358			
		10コ	200コ			316×660×228mm	6.8kg	24987167051352 14987167051355			
			SPBL (ゆびL)		950円	72×20×125mm	24g	スビ*ールコウユビ L			
	直径10mm12枚 サイズ調整シール・ 固定用テープ付き		SPBL	215×128×75mm		304g	4 987167 058425				
	10コ			200コ		316×660×228mm	6.9kg	24987167058429 14987167058422			
	スピール膏 TM 長50			SPK (サイズいろいろ)		950円	72×20×125mm	25g		スビ*ールコウ K	
		直径 5mm 5コ 直径 7mm 10コ 直径 9mm 5コ 10×55mm 1枚 保護用パッド・ 固定用テープ付き		SPK	215×128×75mm		288g	4 987167 028985			
		10コ			200コ		316×660×228mm	6.5kg		24987167028989 14987167028982	
		スピール膏 TM			SPF (フリーサイズ)		950円	72×20×125mm		32g	スビ*ールコウ F
25cm ² ×3枚 保護用パッド付き 固定用テープ付き			SPF		215×128×75mm	366g		4 987167 028978			
10コ	200コ				316×660×228mm	8.1kg		24987167028972 14987167028975			
スピールジェル TM			SPG3		1,000円	72×28×125mm	26g	スビ*ールジ*エル			
		3g(内容量) 保護用パッド9枚		SPG3		188×126×75mm	311g	4 987167 076634			
		10コ	120コ			390×266×241mm	4kg	24987167076638 14987167076631			

※スピール膏TMシリーズ(貼るタイプ)は毎日交換しない方が薬面の患部への密着が良くなり治癒に効果的です。

フットケア

ニチバン スピールシリーズ

品名	パッケージ	品番		希望小売価格(税別)	個装(W×L×H) 高さ+アップ	質量	POSレジ登録用製品名		用途 特長
		規格		略称	中箱(W×L×H)	質量	JANコード		
		1箱	1梱				中箱 G-TINコード・(ITFコード)	梱 G-TINコード・(ITFコード)	
スピール膏 TM CX うおのめ・たこのポイント除き		SPCXN		720円	72×20×125mm	21.4g	スピール膏 TM CX		サイズ調整シールにより さまざまな大きさのうおのめ・たこに対応。 薬剤部分 直径10mm サイズ調整シール各9枚 固定用テープ 12mm×60mm8枚入 30mm×40mm8枚入 「販売名:スピール膏 TM CX」 指定医薬部外品
		直径10mm 8枚 サイズ調整シール・ 固定用テープ付き			215×128×75mm	260g	 4 987167 071417		
		10コ	200コ	SPCXN	316×660×228mm	5.8kg	24987167071411 14987167071414		
スピールテープ TM		SPT8		200円	85×4.5×125mm	11g	スピールテープ TM		スピール膏 TM の 固定用テープの 貼り替え用。
		12mm×60mm 16枚 30mm×40mm 16枚			90×127×55mm	127g	 4 987167 043957		
		10コ	200コ	SPT8	236×469×140mm	2.8kg	24987167043951 14987167043954		
スピール TM 抗菌パッド		SPPUM		400円	75×4×144mm	5g	スピール TM 抗菌パッド UIM		うおの目・たこの 痛みをやわらげる 保護パッド 抗菌・防臭タイプ 保護用プロテクター 抗菌・防臭タイプ 優れた衝撃吸収性 優れた粘着力 ●抗菌タイプで清潔。 ●高機能ウレタンフォーム採用。適度なクッション性で、うおの目・たこの痛みを緩和する。 ●しっかりとよくつき、患部を保護する。 ■ SPPUM  センターホール 8mm φ ■ SPPUL  センターホール 11mm φ ■ SPPSK  センターホール 長径10、短径8(mm) ■ SPPAU  センターホール 11mm φ
		うおの目用 M 9枚			85×160×45mm	90g	 4 987167 045814		
		10コ	100コ	SPPUM	185×170×250mm	1.9kg	24987167045818 14987167045811		
		SPPUL		400円	75×4×144mm	5g	スピール TM 抗菌パッド UL		
		うおの目用 L 8枚			85×160×45mm	90g	 4 987167 045821		
		10コ	100コ	SPPUL	185×170×250mm	1.9kg	24987167045825 14987167045828		
		SPPSK		400円	75×4×144mm	5g	スピール TM 抗菌パッド SIK		
		指間用 A型 9枚			85×160×45mm	90g	 4 987167 045838		
		10コ	100コ	SPPSK	185×170×250mm	1.9kg	24987167045832 14987167045835		
		SPPAU		350円	75×4×144mm	5g	スピール TM 抗菌パッド AU		
		足裏用 扇型 4枚			85×160×45mm	90g	 4 987167 045845		
		10コ	100コ	SPPAU	185×170×250mm	1.9kg	24987167045849 14987167045842		



Since 1931
スピールシリーズ

ブランドサイトは
こちら



フットケア

品 名	パッケージ	品 番		希 望 小 売 価 格 (税 別)	個 装 (W×L×H) 高さ+アップ	質 量	POSレジ登録用製品名		用 途 特 長	
		規 格					中 箱 (W×L×H)	質 量		JAN コード
		1箱	1梱							
スピール膏 TM CX		SPJ8S		550円	72×20×125mm	19g	スピードールCXJJS 8マイ		うおの目・たこに。 サリチル酸を 50% 配合し、角質をやわ らかくしてから取り 除く。 ●ワンタッチタイプ。 ■SPJ8S 薬剤部分 直径5mm 固定用テープ 12mm×60mm8枚入 30mm×40mm8枚入 ■SPJ6M 薬剤部分 直径7mm 固定用テープ 12mm×60mm6枚入 30mm×40mm6枚入 ■SPJ6L 薬剤部分 直径10mm 固定用テープ 12mm×60mm6枚入 30mm×40mm6枚入 指定医薬部外品	
		直径5mm 8枚 固定用テープ付き			215×128×75mm	233g	4 987167 059538			
		10コ	200コ		SPJ8S	316×660×228mm	5.3kg			24987167059532 14987167059535
		SPJ6M		550円	72×20×125mm	16g	スピードールCXJJM 6マイ			
		直径7mm 6枚 固定用テープ付き			215×128×75mm	190g	4 987167 059545			
		10コ	200コ		SPJ6M	316×660×228mm	4.4kg			24987167059549 14987167059542
		SPJ6L		550円	72×20×125mm	17g	スピードールCXJL 6マイ			
		直径10mm 6枚 固定用テープ付き			215×128×75mm	200g	4 987167 059552			
		10コ	200コ		SPJ6L	316×660×228mm	4.6kg			24987167059556 14987167059559
	靴 ずれ 専用 絆 創 膏		KJ8H		350円	75×12×139mm	9.5g	ケツスト レバドソソウコウ		●かかとにピッタリ フィットする形状。 ●パッケージは持 ち運びに便利な チャック付き袋。 滅菌済 一般医療機器 救急絆創膏
			かかと用 8枚			136×74×90mm	121g	4 987167 060886		
			10コ	200コ		KJ8H	381×283×190mm	2.8kg		
靴 ずれ 専用 絆 創 膏 ク リ ア タ イ プ		KJ6HC		560円	75×6×139mm	8g	ケツスト レバドソ クリア		●パッドも透明で目 立たない。 (ハイドロコロイ ドパッド使用) ●かかとにフィット する形状。 ●パッケージは持 ち運びに便利な チャック付き袋。 滅菌済 一般医療機器 救急絆創膏	
		かかと用 6枚			143×77×90mm	130g	4 987167 090012			
		10コ	200コ		KJ6HC	396×297×190mm	3.3kg			24987167090016 14987167090019

※スピール膏TM CX：緑の薬剤が患部まわりの健康な皮ふにあたらないサイズをお選びください。



スピール膏TM CX
製品情報



靴ずれ専用絆創膏
製品情報



靴ずれ専用絆創膏
クリアタイプ
製品情報



素材一覧表

品名	基材・素材	粘着剤
ケアリーヴ TM 治す力 TM	テープ部	高密度ウレタン不織布
	パッド部	ハイドロコロイド
ケアリーヴ TM 治す力 TM 防水タイプ	テープ部	ポリウレタンフィルム
	パッド部	ハイドロコロイド
ケアリーヴ TM 治す力 TM 防水タイプ 超大判	テープ部	ポリウレタンフィルム
	パッド部	ハイドロコロイド
	離型フィルム	ポリプロピレン
ケアリーヴ TM	テープ部	高密度ウレタン不織布
	パッド部	レーヨン系不織布+ポリエチレン
ケアリーヴ TM 防水タイプ	テープ部	高密度ウレタン不織布+ウレタンフィルム
	パッド部	レーヨン系不織布+ポリエチレン
ケアリーヴ TM パワー&フィット	テープ部	ポリウレタン+ポリエステルネット
	パッド部	レーヨン系不織布+ポリエチレン
ケアリーヴ TM 超大判	テープ部	高密度ウレタン不織布
	パッド部	ポリエステル不織布+エラストマーネット
ケアリーヴ TM 超大判 防水タイプ	テープ部	ポリウレタンフィルム
	パッド部	ポリエステル不織布+エラストマーネット
	離型フィルム	ポリプロピレン
ケアリーヴ TM キャラクター	テープ部	高密度ウレタン不織布+ウレタンフィルム
	パッド部	レーヨン系不織布+ポリエチレン
オーキューバンエコ TM キャラクター	テープ部	ポリエチレンフィルム
	パッド部	レーヨン系不織布+ポリエチレン
オーキューバンエコ TM	テープ部	ポリエチレンフィルム
	パッド部	レーヨン系不織布+ポリエチレン
ガッチリバン TM	テープ部	ポリウレタン+ポリエステルネット
	パッド部	レーヨン系不織布+ポリエチレン
あかぎれ保護バン TM		高密度ウレタン不織布
あかぎれ保護バン TM 防水		ポリウレタンフィルム
あかぎれ保護液体バン TM	成分	ピロキシリン
	付属品	キャップ付ノズル
アトファイン TM 傷あとケアテープ	ポリエステル織布	アクリル系
ニチバン テープバン	綿織布、アセテート織布	天然ゴム系
ニチバン シルクテープ	アセテート織布	アクリル系
スキナゲート TM	ポリオレフィンフィルム	アクリル系
スキナゲート TM メッシュ	ポリプロピレン不織布	アクリル系
スキナゲート TM スパット	バルブ・ポリエステル不織布	アクリル系
ニチバン ホワイトテープ	バルブ・ポリエステル不織布	アクリル系
ニチバン ホワイトテープベージュ		
ネオバン TM	和紙	アクリル系
ニチバン シアテープ	ポリ塩化ビニル	天然ゴム系
キープボア TM	ポリエチレンフィルム	アクリル系
ソフボア TM	ポリウレタン不織布	アクリル系
ニチバン 肌に貼れる両面テープ	ポリエステルフィルム	アクリル系
メッシュボア TM テープ	ポリエステル不織布	アクリル系
メッシュバン TM	ポリエステル不織布	アクリル系
粘着包帯 よくのび TM	高密度ウレタン不織布	アクリル系
つきつき TM ホータイ	綿糸+ウレタン芯綿糸	天然ゴム系(自着)
防水フィルム ロールタイプ	テープ部	ポリウレタンフィルム
	離型フィルム	ポリエチレン
やさしい 防水パッド	テープ部	ポリウレタンフィルム
	パッド部	レーヨン系不織布+ポリエチレンネット
	離型フィルム	ポリエステルフィルム
やさしい キズあてパッド	テープ部	ポリプロピレン不織布
	パッド部	レーヨン系不織布+ポリエチレンネット
やさしい 滅菌パッド	レーヨン系不織布+ポリエチレンネット	—
CA ホワイトガーゼ	綿織布	—
CA コットン綿棒(紙軸)	綿球部	綿
	軸部	紙
CA ホワイトテープ	バルブ・ポリエステル不織布	アクリル系

品名	基材・素材	粘着剤
CA ネオバン TM	和紙	アクリル系
CA キープボア TM	ポリエチレンフィルム	アクリル系
CA 粘着包帯	ポリエステル不織布	アクリル系
ロイヒつぽ膏 TM	構成	レーヨン織布
	成分	サリチル酸メチル、 β -メントール、ハッカ油、 α -カンフル、チモール、ノニル酸ワニリルアミド
ロイヒつぽ膏 TM クール	構成	ポリエステル編布
	成分	サリチル酸メチル、 β -メントール、 α -カンフル
ロイヒ TM クリーム フェルビ	成分	フェルビナク、 β -メントール
ロイヒ膏 TM ロキソプロフェン	構成	ポリエステル編布
	成分	ロキソプロフェンナトリウム水和物
BW テーピングテープ 非伸縮タイプ(Cタイプ)	綿織布	天然ゴム系
BW カラーテーピングテープ	綿布	天然ゴム系
BW 手首プロテクター	ポリエステル・ポリウレタン編布	アクリル系
BW 指プロテクター	綿織布	アクリル系
BW 指プロテクター親指用	ポリエステル・ポリウレタン編布	アクリル系
BW テーピングテープ 伸縮タイプ	伸縮性綿布	合成ゴム系
BW テーピングテープEL(伸縮手切れタイプ)	綿糸+ウレタン芯綿糸	天然ゴム系
BW アンダーラップテープ	ポリウレタン発泡体	—
BW キネシオロジーテープ 強粘着	綿・ポリウレタン織布	アクリル系
BW キネシオロジーテープ 撥水	綿糸+ウレタン芯綿糸	アクリル系
BW キネシオロジーテープ FFX	綿糸+ウレタン芯綿糸	アクリル系
BW キネシオロジーテープ FFXブラック	綿糸+ウレタン芯綿糸	アクリル系
BW くっつくバンデージ TM	綿糸+ウレタン芯綿糸	天然ゴム系(自着)
BW Wグリップ TM	ナイロン+綿織布	天然ゴム系(自着)
BW スポーツバンデージ	綿、ポリエステル、ウレタン、合成樹脂	—
BW 粘着スプレー	エタノール、樹脂、液化石油ガス(噴射剤)	
BW リムーバースプレー	エタノール、離型剤、液化石油ガス(噴射剤)	
BW コールドスプレー	液化石油ガス、イソペンタン	
BW 携帯酸素	酸素	
BW ガードクッション TM	合成ゴム発泡体	—
BW テーピング・シザーズ	ステンレス	—
BW メディカルバッグ	ナイロン生地	—
BW ウェストバッグ	ナイロン生地	—
BW テーピングバッグ	ナイロン生地	—
スピール膏 TM ワンタッチEX	テープ部(絆創膏部分)	アセテート織布
	薬剤部分(膏体)	レーヨン織布
	成分	サリチル酸
	保護用パッド	ポリエチレン発泡体
スピール膏 TM EX50	調整用シル	ポリエチレンフィルム
	固定用テープ	ポリウレタン不織布
	薬剤(膏体)	レーヨン織布
	成分	サリチル酸
スピール膏 TM	保護用パッド	ポリエチレン発泡体
	固定用テープ	ポリウレタン不織布
	成分	サリチル酸
	保護用パッド	ポリエチレン発泡体
スピールジェル TM	テープ部	アセテート織布
	薬剤(膏体)	レーヨン織布
	成分	サリチル酸
	保護用パッド	ポリエチレン発泡体
スピール膏 TM CX	テープ部	アセテート織布
	薬剤(膏体)	レーヨン織布
	成分	サリチル酸
	保護用パッド	ポリエチレン発泡体
スピール TM テープ	固定用テープ	ポリウレタン不織布
スピール TM 抗菌パッド	ポリウレタン不織布	天然ゴム系
靴ずれ専用絆創膏	テープ部	高密度ウレタン不織布
	パッド部	レーヨン系不織布+ポリエチレンネット
靴ずれ専用絆創膏 クリアタイプ	テープ部	ポリウレタンフィルム
	パッド部	ハイドロコロイド

TM : trademark

CA=ケアーズTM BW=バートルウインTM

ニチバン株式会社

〒112-8663 東京都文京区関口2-3-3 コンシューマー営業統括本部

仙 台 支 店	：〒984-0011 仙台市若林区六丁の目西町8-1 斎喜センタービル	TEL (022) 390-0220	FAX (022) 390-0221
東 京 支 店	：〒162-0822 東京都新宿区下宮比町2-26 KDX飯田橋ビル	TEL (03) 5229-7521	FAX (03) 5229-2330
札幌オフィス	：〒060-0003 札幌市中央区北3条西2丁目2番地1 NX札幌ビル	TEL (011) 231-2310	FAX (011) 231-2387
名古屋支店	：〒460-0002 名古屋市中区丸の内1-16-4 BPRプレイス名古屋丸の内	TEL (052) 229-1770	FAX (052) 201-1811
大阪支店	：〒550-0002 大阪市西区江戸堀1-9-6 肥後橋ユニオンビル	TEL (06) 4803-2311	FAX (06) 4803-2300
広島支店	：〒730-0004 広島市中区東白島町14-15 NTTクレド白島ビル	TEL (082) 205-5392	FAX (082) 205-5393
福岡支店	：〒810-0011 福岡市中央区高砂1-24-20 ちくぎん福岡ビル	TEL (092) 521-1170	FAX (092) 521-1180
お客様相談室	：〒162-0822 東京都新宿区下宮比町2-26 KDX飯田橋ビル	TEL (0120) 377-218	FAX (03) 5229-2330

●ホームページ

<https://www.nichiban.co.jp/>



次世代のために、全社的に環境負荷の低減に取り組んでいます。



QMS・EMS
ISO 9001, ISO 14001
JSAQ117, JSAE 210

当社は、ISO9001 ISO14001の登録をしています

下記の製品の設計、開発及び製造

1) 粘着テープ類・粘着メモ・テーピング関連製品・エアゾール製品・

テープはがし液・粘着テープ類用アプリケーション機器

2) 医療用医薬品・一般用医薬品・医薬部外品・医療機器・衛生材・

医療用組合せキット・医療補助用組合せキット