

ニチバンは
医療用テープを
作って100年

病院用も家庭用も
品質は同じ
必要な量に合わせて
お選びいただけます



極低刺激性タイプ 皮膚へのやさしさを考え低刺激性を重視しています

	病院向け	家庭向け	特長
	<p>スキンゲート™</p> <p>サイズ 12mm × 7m(24巻入) 25mm × 7m(12巻入)</p>	<p>スキンゲート™</p> <p>サイズ 12mm × 7m 25mm × 7m</p>	<p>材質 ポリオレフィンフィルム</p> <p>特長 薄くしなやかな貼り心地で、はがす時の痛みが少ない</p>
	<p>スキンゲート™メッシュ</p> <p>サイズ 12mm × 7m(24巻入) 25mm × 7m(12巻入)</p>	<p>スキンゲート™メッシュ</p> <p>サイズ 12mm × 7m 25mm × 7m</p>	<p>材質 不織布</p> <p>特長 低刺激でしっかり固定</p>
	<p>スキンゲート™スパット</p> <p>サイズ 12mm × 7m(24巻入) 25mm × 7m(12巻入)</p>	<p>スキンゲート™スパット</p> <p>サイズ 12mm × 9m 25mm × 9m</p>	<p>材質 不織布</p> <p>特長 手切れ性に優れ、軽い力でまっすぐ切れる</p>

汎用的に使えるタイプ 幅広い用途で使用できます

	病院向け	家庭向け	特長
	<p>サージカルテープ-21N</p> <p>サイズ 12mm × 9m(24巻入) 25mm × 9m(12巻入)</p>	<p>サージカルテープ ベージュ</p> <p>サイズ 12mm × 9m(24巻入) 25mm × 9m(12巻入)</p>	<p>材質 不織布</p> <p>特長 汎用性があり、使いやすい</p>
	<p>キープポア™ A</p> <p>サイズ 12mm × 9m(24巻入) 25mm × 9m(12巻入)</p>	<p>キープポア™</p> <p>サイズ 15mm × 8m 25mm × 8m</p>	<p>材質 ポリエチレンフィルム</p> <p>特長 手切れ性が抜群で、透明で目立ちにくい</p>
	<p>キープシルク™</p> <p>サイズ 12mm × 9m(24巻入)</p>	<p>ニチバン ホワイトテープ</p> <p>サイズ 12mm × 9m 25mm × 9m</p>	<p>材質 アセテートクロス</p> <p>特長 手切れ性がよく、よくくっつく</p>
	<p>ニチバン ホワイトテープ ベージュ</p> <p>サイズ 12mm × 9m 25mm × 9m</p>	<p>ニチバン シルクテープ</p> <p>サイズ 12mm × 5m</p>	