

ニチバン

カテリープラス™ I.V. スリット

CATHEREEPLUS™ I.V. SLIT



内頸にも貼りやすいサイズ

離型フィルムがなく凹凸にもぴったりフィット

使いやすい固定テープ

“使いやすさ”を追求しました。



高透湿性フィルムドレッシング

+ 使いやすさ = カテリープラス™ I.V. スリット


ひし形ウィンドウで
貼付位置が決めやすい

離型フィルムがなく
キレイに貼れる

手間要らずの
固定テープ一体型


形状

CV用



末梢用

カテーテル
固定テープ(細)



カテーテル穿刺部固定用ドレッシング

カテリープラス™ I.V. スリット

3つの思いやりに “使いやすさ”をプラス



- ひし形ウィンドウで貼付位置が決めやすい
- 離型フィルムがなくキレイに貼れる
- 手間要らずの固定テープ一体型

CV用

凹凸にもぴったりフィット

離型フィルムがなく隙間なくぴったりと貼れます。

固定テープ

末梢用

2種類の固定テープ

2種類の固定テープの使用例(末梢用)

細いテープ

留置針の直接固定やチューブのΩ固定にも使用できます。

太いテープ

太いテープはループ固定に使用できます。

固定テープの使用例(CV用)

切り込みがはいっているので、CVカテーテルをしっかり固定できます。

チューブ固定などにも使用できます。

ひし形ウィンドウ

フィルム部の中央がわかりやすく、簡単に貼ることができます。また、グローブをつけたままでも貼ることができます。

カテリープラス™シリーズの特長

カテリープラス™は新開発のウレタンジェル粘着剤がこれまでにない「透湿性」(当社比)を実現し、「皮膚へのやさしさ」と「はがれにくさ」を高いレベルで両立したフィルムドレッシングです。



販売名：カテリープラスI.V.スリット
一般医療機器：カテーテル被覆・保護材
医療機器届出番号：13B2X00218221302
製造販売元・発売元：【ニチバン株式会社】〒102-8811 東京都千代田区麹町5-1
製造元：ニチバンメディカル株式会社
お問合せ先
ニチバン株式会社 お客様相談室：【TEL】0120-377-218
受付時間：9:00～12:00、13:00～16:00(土・日・祝日を除く)

A4判の添付文書をご要望の際は、お客様相談室にご連絡ください。

TM:trademark 日本製

使用目的、効能又は効果

○注射針又はカテーテル刺入部位に直接貼付してその固定に用いる。

規格

品番	サイズ			1箱
	粘着部	観察部	カテーテル 固定用テープ	
IVS0709 (末梢用)	70mm × 90mm	34mm × 39mm	12.5mm×90mm×2片 25mm×90mm×1片	50枚
IVS0810 (CV用)	80mm × 95mm	44mm × 51mm	23mm×47.5mm×4片	30枚

ニチバン株式会社

〒102-8811 東京都千代田区麹町 5-1
ホームページ <https://www.nichiban.co.jp/>