


# ケアリーヴ™

CARELEAVES™



## 特 長

### ■全方向に伸縮するテープ基材

優れた柔軟性をもつ高密度ウレタン不織布が皮膚の動きにフィットするため、皮膚へのストレスを軽減します。かぶれにくく、やさしい貼りごちです。

### ■ムレにくく、皮膚がふやけにくい

透湿性が高いので長時間貼っていてもムレにくく、皮膚がふやけにくいです。

### ■低刺激性

はがす時の角質細胞のはがれが少なく、皮膚への刺激が軽減されます。

## 用 途

○創傷面の保護

## 使用上の注意

- 本品の使用中に、貼付部位に感染又は皮膚障害(発疹・発赤、水疱、皮膚はく離、かゆみ等)と思われる症状が現れた場合は、使用を中止し、適切な治療を行ってください。
- 本品の使用中に、濡れたり汚れたりした場合、もしくは血液や滲出液などのにじみが見られた場合は、直ちに新しいものと貼りかえてください。
- はがす時は、皮膚を傷めないよう体毛の流れに沿ってゆっくりはがしてください。

## 規 格 ケアリーヴ™

品番	サイズ (mm)		1箱
	テープ部	パッド部	
Sサイズ	12 × 55	7.5 × 17	200枚
Mサイズ	21 × 70	13 × 22	100枚
Lサイズ	30 × 72	22 × 29	50枚