


ケアリーヴ™

CARELEAVES™



特 長

■全方向に伸縮するテープ基材

優れた柔軟性を持つ高密度ウレタン不織布が皮膚の動きにフィットするため、皮膚へのストレスを軽減します。かぶれにくく、やさしい貼りごちです。

■ムレにくく、皮膚がふやけにくい

透湿性が高いため、長時間貼っていてもムレにくく皮膚がふやけにくいです。

用 途

○ 創傷面の保護

〈 使用上の注意 〉

- 本品の使用中に、貼付部位に感染又は皮膚障害(発疹・発赤、水疱、表皮はく離、かゆみ等)と思われる症状が現れた場合は、直ちに使用を中止し、適切な治療を行ってください。
- 本品の使用中に、濡れたり汚れたりした場合、もしくは血液や浸出液などのにじみがみられた場合は、直ちに新しいものと貼りかえてください。
- 本品は開封後、直ちに使用してください。
- 本品をはがす時は、皮膚を傷めないよう体毛の流れに沿ってゆっくりはがしてください。

〈 保管上の注意 〉

- 水濡れに注意し、高温、多湿、直射日光のあたる場所を避けて、室温保存してください。

規 格 ケアリーヴ™

品番	サイズ (mm)		1箱
	テープ部	パッド部	
Sサイズ	12 × 55	7.5 × 17	200枚
Mサイズ	21 × 70	13 × 22	100枚
Lサイズ	30 × 72	22 × 29	50枚