


オーキューバンエコ™

OQBAN ECO™



特 長

■皮膚へよくなじみ傷をやさしく保護

ポリエチレン系フィルムの採用により、低温時でもよくなじみます。

■焼却時のダイオキシンの配慮した非塩ビ素材

■豊富なサイズ

用途や傷に合わせて4サイズ用意しています。

用 途

○創傷面の保護

使用上の注意

- 本品の使用中に、貼付部位に感染又は皮膚障害(発疹・発赤、水疱、皮膚はく離、かゆみ等)と思われる症状が現れた場合は、使用を中止し、適切な治療を行ってください。
- 本品の使用中に、濡れたり汚れたりした場合、もしくは血液や滲出液などのにじみが見られた場合は、直ちに新しいものと貼りかえてください。
- はがす時は、皮膚を傷めないよう体毛の流れに沿ってゆっくりはがしてください。

規 格

オーキューバンエコ™

品番	サイズ (mm)		1箱
	テープ部	パッド部	
OQES	12 × 55	7.5 × 17	Sサイズ 300枚
OQEM100	21 × 70	13 × 22	Mサイズ 100枚
OQEM	21 × 70	13 × 22	Mサイズ 200枚
OQEL	30 × 72	22 × 29	Lサイズ 100枚
OQEF	76 × 250	30 × 250	フリーサイズ 12枚