


キープ™シルク

KEEP™SILK



手で簡単に切れる波状カット加工



特 長

■高固定性

基材のアセテートクロスの持つしなやかさと強さにより、長時間のしっかりとした固定に優れています。

■優れた手切れ性

テープ側面のこまかな波状カット加工により、手で簡単に切ることができます。

用 途

- カテーテル、胃管チューブ、挿管チューブの固定
- 手術、治療時における四肢のベッドへの固定

使用上の注意

- 傷口には直接貼らないでください。
- 使用中、発疹・発赤、かゆみ等の症状が現れた場合は使用を中止してください。
- はがす時は、皮膚を傷めないよう体毛の流れに沿ってゆっくりはがしてください。

規 格

キープ™シルク

品番	サイズ	1箱
No. 12	12mm×9m	24巻
No. 25	25mm×9m	12巻
No. 50	50mm×9m	6巻
No. 75	75mm×9m	4巻