


オーキューバンエコ™

環境派救急絆創膏

EOG滅菌済



医療機器届出番号13B2X00218131160 一般医療機器 救急絆創膏



キズにやさしく
エコロジカルケア

ポリエチレン系フィルムの採用により、低温時でもゴワゴワ感が少なく、肌によくなじむ救急絆創膏です。

特 長

■肌へよくなじんで傷をやさしく保護

塩ビフィルムを使用していた従来品と比べ、温度依存性が低いオーキューバンエコ™は低温時でもよくなじみます。

■肌にやさしいアクリル系粘着剤を採用

ラテックスフリーのため、ラテックスアレルギーの心配がありません。

■豊富なサイズ

用途や傷に合わせて6サイズ用意しています。

用 途

○創傷の保護

使用上の注意

○再使用しないでください。

○使用中、発疹・発赤、かゆみ等の症状があらわれた場合は使用を中止してください。

○はがす時は、皮膚を傷めないよう体毛の流れに沿ってゆっくりはがしてください。

規 格

品番	サイズ		1箱
	粘着部	パッド部	
OQEM100	21mm×70mm	13mm×22mm	Mサイズ100枚
OQEM	21mm×70mm	13mm×22mm	Mサイズ200枚
OQEL	30mm×72mm	22mm×29mm	Lサイズ100枚
OQES	12mm×55mm	7.5mm×17mm	Sサイズ300枚
OQEP	38mm×38mm	18mm×18mm	Pサイズ80枚
OQEF	76mm×250mm	30mm×250mm	フリーサイズ12枚