

皮膚接合・創閉鎖に ファスナート™

一般医療機器 皮膚接合用テープ

EOG 滅菌済
再使用禁止



使用目的又は効果
皮膚創部の閉鎖、接合又は補強等に用いる。

- 使用上の注意
- 感染創もしくは感染が疑われる部位には使用しないでください。
 - 本品の使用中に、貼付部位に感染又は皮膚障害（発疹・発赤、水泡、表皮はく離、かゆみ等）と思われる症状が現れた場合は、直ちに使用を中止し、適切な治療を行ってください。
 - 本品を再滅菌しないでください。

〔規格〕	品 番	サイズ	入数(1箱)	JANコード
	FN0438	4mm×38mm	200本(4本×50袋)	4987167083519
	FN0476	4mm×76mm	120本(4本×30袋)	4987167083526
	FN0619	6mm×19mm	180本(6本×30袋)	4987167083533
	FN0638	6mm×38mm	150本(3本×50袋)	4987167083540
	FN0676	6mm×76mm	90本(3本×30袋)	4987167083557
	FN1235	12mm×35mm	240本(8本×30袋)	4987167098865
	FN1276	12mm×76mm	120本(4本×30袋)	4987167083564

保護・創管理に サージフィット™

一般医療機器 手術用被覆・保護材(救急絆創膏)

EOG 滅菌済
再使用禁止



- 使用目的又は効果
- 手術用被覆・保護材用途
術後創傷の被覆・保護に用いる。
 - 救急絆創膏用途
傷の被覆及び保護、傷口の皮膚接合、身体の創傷部位の支持等に用いる。

- 使用上の注意
- 感染創もしくは感染が疑われる部位には使用しないでください。
 - 本品の使用中に、貼付部位に感染又は皮膚障害（発疹・発赤、水泡、表皮はく離、かゆみ等）と思われる症状が現れた場合は、直ちに使用を中止し、適切な治療を行ってください。
 - 本品を再滅菌しないでください。

〔規格〕	品 番	サイズ		入数(1箱)	JANコード
		テープ	パッド		
	SRG0607	60mm×70mm	30mm×35mm	50枚	4987167093143
	SRG0610	60mm×100mm	30mm×65mm	30枚	4987167091897
	SRG0915	90mm×150mm	50mm×100mm	20枚	4987167091903
	SRG0921	90mm×210mm	50mm×160mm	20枚	4987167091910
	SRG0927	90mm×270mm	50mm×210mm	10枚	4987167096663
	SRG0933	90mm×330mm	50mm×280mm	10枚	4987167096670

傷あとケアに アトファイン™



用途
「伸展刺激」「摩擦刺激」「紫外線」などの外部刺激から傷あとを保護。

- 使用上の注意
- 「傷あと」とは傷口が完全にふさがっている状態のことを指します。開いている傷口や抜糸前の縫合創に直接使用しないでください。
 - 皮膚を清潔にし、乾いた状態で貼ってください。テープを貼る部分の毛は、「傷あと」を傷つけないように短く切ってから貼ってください。
 - 皮膚がぶれやはがれの原因となりますので、テープは引っ張って伸ばした状態で貼らないでください。

〔規格〕	品 番	サイズ	入数(1箱)	JANコード
	ATFSS	25mm×25mm	24枚	4987167095574
	ATFS	30mm×49mm	12枚	4987167081928
	ATFM	50mm×114mm	6枚	4987167081935
	ATFL	50mm×164mm	6枚	4987167081942
	ATFLL	60mm×214mm	4枚	4987167091125

TM: trademark

日本製
MADE IN JAPAN

ニチバン株式会社
〒102-8811 東京都千代田区麹町5-1
ホームページ <https://www.nichiban.co.jp/>

SEN25N3AGP



FASNAHT™
ファスナート™

皮膚接合・創閉鎖

Ascablic™
ニチバンの術後ケア

アスカブリック

確かな品質で患者様の明日を創り出す
術後トータルケア製品ブランド

SURGIFIT™
サージフィット™

保護・創管理

手術後の傷あとケアテープ

Ato fine™
アトファイン

傷あとケア

皮膚接合・ 創閉鎖

保護・ 創管理

傷あと ケア

Ascablic™

ニチバンの術後ケア
アスカブリック

確かな品質で患者様の明日を創り出す
術後トータルケア製品ブランド


皮膚接合・創閉鎖

—手術創・小外傷の閉鎖—

FASNAHT™

ファスナート™

確実な創閉鎖を
実現する
皮膚接合用テープ



一般医療機器 皮膚接合用テープ


Point 1 高い付着性の実現

- ▶カドを丸くすることでエッジのはがれを予防
- ▶濡れてもはがれにくい粘着剤の採用

腹部7日間連続貼付試験(夏場)

テープが付いていた被験者の数

※30%以上はがれた場合、脱落とした。




Point 2 強い強度としなやかさを実現

- ▶新開発の樹脂ストライプラミネート基材によって、しなやかさと創閉鎖に必要な強度を実現


基材の工夫

基材表面




約1mm間隔
で樹脂を
配列

引張強度(破断に必要な力)



Point 3 通気性が向上

- ▶粘着剤に通気孔を設けることにより
高い通気性を実現



保護・創管理

—保護・縫合創の被覆—

SURGIFIT™

サージフィット™


術後創の
保護・管理に適した
専用ドレッシング材



一般医療機器 手術用被覆・保護材(救急絆創膏)

Point 1 優れた吸収・保水性

- ▶ガーゼ10枚分以上の吸収量があり、吸収速度が速い(下図参照)
- ▶ため、創部に血液・滲出液が溜まりにくい
- ▶保水性が高いため、血液等の逆戻りが少ない




Point 2 高い視認性

- ▶パッドに開孔部を設けているため、
貼ったまま創部の観察が可能



Point 3 肌にやさしい

- ▶透湿性が高いため、ムレにくい
- ▶肌にやさしいウレタンジェル粘着剤を採用



- ▶角質のはがれが少ないため、はく離刺激を軽減

はく離角質細胞
比較写真
はがしたテープに
付着した角質細胞
(紫色部分)



傷あとケア

手術後の傷あとケアテープ

Ato fine™


アトファイン

傷口が閉じた
直後から使える
傷あとケア専用のテープ



Point 1 1枚で簡単ケア

- ▶タテにもヨコにも伸びにくい素材の採用により、「傷あと」への伸展刺激を抑制
- ▶1枚のテープで皮膚を固定できるため、簡単にケア



アトファイン™ならテープをカットして
並べて貼る必要がなく、
1枚で簡単にケアできます

Point 2 肌に優しい

- ▶肌に優しい粘着剤を使用しているため、はく離刺激が少なく長期間の貼付が可能
- ▶高い透湿性により汗をかいてもムレにくく、貼っている間も快適

Point 3 ウェーブ形状ではがれにくい

- ▶テープのカドを無くしたウェーブ形状により、はがれにくい
- ▶5～7日間に1回の交換で済むため手間がかからない

