

ニチバン 紙バン

PAPER ADHESIVE TAPE



特 長

■優れた手切れ性

■高い撥水性

用 途

○ガーゼ、包帯の固定 ○カテーテル、チューブの固定

使用上の注意

- 傷口には直接貼らないでください。
- 使用中、発疹・発赤、かゆみ等の症状が現れた場合は使用を中止してください。
- はがす時は、皮膚を傷めないよう体毛の流れに沿ってゆっくりはがしてください。

規 格

紙バン

品番	サイズ	1箱
No.9-10	9mm×10m	10巻