


# キープシルク™

KEEPSILK™



手で簡単に切れる波状カット加工



## 特 長

### ■高固定性

基材のアセテートクロスの持つしなやかさと強さにより、長時間の固定、強制、牽引に優れた粘着性と固定性があります。

### ■優れた手切れ性

テープ側面のこまかな波状カットにより、手で簡単に切れます。

## 用 途

- カテーテル、胃管チューブ、挿管チューブの固定
- 手術、治療時における四肢のベッドへの固定

## 規 格

### キープシルク™

品番	サイズ	1箱
No. 12	12mm×9m	24巻
No. 25	25mm×9m	12巻
No. 50	50mm×9m	6巻
No. 75	75mm×9m	4巻

#### 〈使用上の注意〉

- 傷口には直接貼らないでください。
- 使用中、発疹・発赤、水泡、皮膚はく離、かゆみ等の症状が現れた場合は使用を中止してください。
- はがす時は、皮膚を傷めないよう体毛の流れに沿ってゆっくりはがしてください。

#### 〈保管上の注意〉

- 水濡れに注意し、高温、多湿、直射日光のあたる場所を避けて、室温保存してください。