

メッシュポア™ / メッシュポア™K

MESHPORE™ / MESHPORE™K

(個箱タイプ)



特 長

■高粘着性

粘着力に富み、被覆保護・固定性に優れています。

■柔軟性

しなやかな基材で関節部など屈曲部にもよくフィットします。

■はく離紙に切れ目入り

使用時にはがしやすいように、はく離紙に切れ目が入っています。
(No.25、No.25Kは除く)

用 途

- カテーテル、チューブの固定
- ガーゼ、シップ剤の固定
- ギプスの辺縁被覆保護

使用上の注意

- 皮膚かぶれの原因となりますので、伸ばさずに貼ってください。
- 傷口には直接貼らないでください。
- 使用中、発疹・発赤、かゆみ等の症状があらわれた場合は使用を中止してください。
- はがす時は、皮膚を傷めないよう体毛の流れに沿ってゆっくりはがしてください。

規 格

メッシュポア™

品番	サイズ	1箱
No. 25	25mm×10m	12巻
No. 38	38mm×10m	8巻
No. 50	50mm×10m	6巻
No. 75	75mm×10m	4巻
No.100	100mm×10m	3巻

メッシュポア™K

品番	サイズ	1箱
No. 25K	25mm×10m	2巻
No. 38K	38mm×10m	1巻
No. 50K	50mm×10m	1巻
No. 75K	75mm×10m	1巻
No.100K	100mm×10m	1巻