


# ニチバン™ <病院用>

ADHESIVE PLASTER™



■ニチバン™&lt;病院用&gt;



## 特 長

### ■高固定性

強度が高い綿布の基材と、粘着力の高いゴム系粘着剤を使用しています。

## 用 途

- カテーテル、チューブの固定
- 矯正位の保持
- 骨折、脱臼の整復固定
- 拘縮、不良肢位の牽引

## 規 格

### ニチバン™<病院用>

品番	サイズ	1箱
H12	12mm×5m	5巻
H25	25mm×5m	1巻
H50	50mm×5m	1巻
H75	75mm×5m	1巻

#### 〈使用上の注意〉

- この製品は**天然ゴムラテックス**を使用しています。  
天然ゴムラテックスは、まれにアレルギー症状を起こすことがあります。  
このような症状を起こした場合は、直ちに使用を中止し、適切な処置を施してください。
- 傷口には直接貼らないでください。
- 使用中、発疹・発赤、水泡、皮膚はく離、かゆみ等の症状が現れた場合は使用を中止してください。
- はがす時は、皮膚を傷めないよう体毛の流れに沿ってゆっくりはがしてください。

#### 〈保管上の注意〉

- 水濡れに注意し、高温、多湿、直射日光のあたる場所を避けて、室温保存してください。