

ニチバン サージカルテープ-21N

ニチバン サージカルテープ・ハダ

NICHIBAN SURGICAL TAPE-21N / NICHIBAN SURGICAL TAPE・HADA



特 長

■汎用的に使える

広い用途に使える、ポピュラーな製品です。
皮膚によくなじみ、皮脂が多い部位の固定にも優れています。

■紫外線透過を抑制

■X線透過性

X線撮影の際、テープの影が出る心配がありません。

■目立ちにくいベージュ色(サージカルテープ・ハダ)

用 途

- ガーゼ、包帯の固定
- カテーテル、チューブの固定
- 閉創後の保護(傷あとの保護)

使用上の注意

- 傷口には直接貼らないでください。
- 使用中、発疹・発赤、かゆみ等の症状が現れた場合は使用を中止してください。
- はがす時は、皮膚を傷めないよう体毛の流れに沿ってゆっくりはがしてください。

規 格

サージカルテープ-21N

品番	サイズ	1箱
No. 12	12mm×9m	24巻
No. 18	18mm×9m	18巻
No. 25	25mm×9m	12巻
No. 50	50mm×9m	6巻
No. 75	75mm×9m	4巻

サージカルテープ・ハダ

品番	サイズ	1箱
No. 12	12mm×9m	24巻
No. 25	25mm×9m	12巻