

サージカルテープ-21N サージカルテープ・ハダ

SURGICAL TAPE-21N / SURGICAL TAPE-HADA



特 長

- 高い汎用性
- 紫外線透過を抑制
- 目立ちにくいベージュ色 (サージカルテープ・ハダ)
- 適度な透湿性

用 途

- ガーゼ、包帯の固定
- カテーテル、チューブの固定
- 閉創後の保護 (傷あとの保護)

〈 使用上の注意 〉

- 傷口には直接貼らないでください。
- 使用中、発疹・発赤、水泡、皮膚はく離、かゆみ等の症状が現れた場合は使用を中止してください。
- はがす時は、皮膚を傷めないよう体毛の流れに沿ってゆっくりはがしてください。

〈 保管上の注意 〉

- 水濡れに注意し、高温、多湿、直射日光のあたる場所を避けて、室温保存してください。

規 格

サージカルテープ-21N

品番	サイズ	1箱
No. 12	12mm×9m	24巻
No. 18	18mm×9m	18巻
No. 25	25mm×9m	12巻
No. 50	50mm×9m	6巻
No. 75	75mm×9m	4巻

サージカルテープ・ハダ

品番	サイズ	1箱
No. 12	12mm×9m	24巻
No. 25	25mm×9m	12巻